



CR45

Imagen corresponde a la configuración de silla con extras.

- Respaldo plegable y regulable en ángulo.
- Reposabrazos en forma de T alto.
- Basculación de asiento de 45°.
- Peso máximo del usuario 136 kg.
- Crash Test/ WC-19.
- Rodamientos de basculación de gran calidad y durabilidad.

☐ CR45 - Solo chasis, PVP recomendado de la silla base* (CROPTTRN)	2.059 €
☐ CR45 - Chasis con cojín o respaldo (SP VISCO/ FLUID o AS/ ASP)	1.989 €
☐ CR45 - Chasis con cojín y respaldo (SP VISCO/ FLUIDO y AS/ ASP)	1.859 €

*Kit de tránsito ISO 7176/19 no incluido

Asiento

Ancho del marco

Seleccionar el ancho del marco dentro del rango de ancho del marco deseado

Ancho del asiento								
☐ 35,5 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40,5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 46 (18")	☐ 48 (19")	☐ 51 (20")	☐ 53 (21")	☐ 56 (22")
S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	129€	466 €	466 €

Opciones del chasis

Opción para vehículos

- ☐ Sistema de anclaje para vehículos (CRTRNOPT) 232 €



Profundidad del asiento

Realizar una selección de opción 1 a la derecha, u opción 2 debajo, en base a la configuración de sentado deseado

Seleccione profundidad del marco en el rango de profundidad del marco deseado. Medida en cm.

Rango Prof. del asiento	Profundidad del asiento				
☐ Corto 35.5-47 (14"-19")	☐ 35,5 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40,5 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 48 (19") S/C
☐ Medio 40.5-51 (16"-20")	☐ 40,5 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 46 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 51 (20") 222 €
☐ Largo 46-56 (18"-22")	☐ 46 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 51 (20") 222 €	☐ 53 (21") 304€	☐ 56 (22") 361 €


Panel de asiento rígido

- ☐ Panel de asiento aluminio con crecimiento ajustable (certificado para Crash Test) (CRACC004) 198 €
- ☐ Omitir panel de asiento (Para lechos portuales) S/C

Mecanismo de basculación

Mano

- ☐ Basculación de mano - doble (CRTL008) S/C



Pie

- ☐ Basculación de pie - derecho (CRTL004) 46 €
- ☐ Basculación de pie - izquierdo (CRTL005) 46 €



Respaldo

Tubos respaldo / Rango de altura / Altura de respaldo

Tubos de respaldo rectos con empuñaduras (plegable) ¹

- ☐ Corto 51 cm (CRBOP016) STD
☐ Largo 61 cm (CRBOP017) S/C

Altura fija con empuñadura ajustable (plegable) ²

- ☐ Corto 56 cm (CRBOP030) S/C
☐ Largo 66 cm (CRBOP031) S/C

Altura ajustable con empuñadura ajustable ³

- ☐ Corto 46-63,5 cm (CRBOP018) S/C
☐ Largo 51-68,5 cm (CRBOP019) S/C



Altura de respaldo

- ☐ 45(18") ☐ 47,5(19") ☐ 50(20") ☐ 52,5(21") ☐ 55(22") ☐ 57,5(23")
☐ 60(24") ☐ 62,5(25") ☐ 65(26") ☐ 67,5(27")

Reposapiés

Soporte de reposapiés / Curvatura de cuadro anterior

Soporte de reposapiés	60°	70°	80°	90°		Precio
Montaje de tubo de extensión	☐	☐	☐	☐		STD
Montaje frontal		☐	☐	☐		S/C
Reposapiés elevables PRO (PRO ELR) (CRHAN044)					☐	298€
Reposapiés pediátricos elevables PRO (Peds PRO ELR) (CRHAN045)					☐	279€

¹ Los Casters de 18 y 20 cm (7" y 8") podrían interferir con basculación inferior a 5°

Reposapiés / Extensión / Distancia asiento-reposapiés

Seleccione la distancia entre asiento y reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Largo de reposapiés al menos 7cm más corto que la altura de asiento anterior recomendada. Medidas basadas en 70° de curva de reposapiés.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre asiento y reposapiés									
Reposapiés de tubos de extensión (60°, 70°, 80°)	☐ Corto	☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")	☐ 30(12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")		
	☐ Medio	☐ 29(11,5")	☐ 30(12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")	☐ 35,5(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38(15")	☐ 39(15,5")	
	☐ Largo	☐ 35,5(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38(15")	☐ 39(15,5")	☐ 40,5(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44,5(17,5")	☐ 46(18")	
Reposapiés de montaje frontal ¹	☐ Corto (70°, 80°, 90°)	Selecciones estándar								Requiere extensión de 8 cm	
		☐ 10 ⁴ (4")	☐ 11,5 ⁴ (4,5")	☐ 13(5")	☐ 14(5,5")	☐ 15(6")				☐ 21,5	☐ 23
	☐ Medio (70°, 80°, 90°)	☐ 16,5(6,5")	☐ 18(7")	☐ 19(7,5")	☐ 20(8")					☐ 25(10")	☐ 27(10,5")
		☐ 10 ⁴ (4")	☐ 11,5 ⁴ (4,5")	☐ 13(5")	☐ 14(5,5")	☐ 15(6")	☐ 16,5(6,5")	☐ 18(7")		☐ 27(10,5")	☐ 28(11")
	☐ Largo (70°, 80°)	☐ 19(7,5")	☐ 20(8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 23(9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")			☐ 30(12")	☐ 32(12,5")
		☐ 13(5")	☐ 14(5,5")	☐ 15(6")	☐ 16,5(6,5")	☐ 18(7")	☐ 19(7,5")	☐ 20(8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")
Peds ² PRO ELR	☐ Pivote bajo	☐ 18 ³ (7")	☐ 19 ³ (7,5")	☐ 20 ³ (8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 23(9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")
	☐ Pivote alto	☐ 18 ³ (7")	☐ 19 ³ (7,5")	☐ 20 ³ (8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 23(9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")			
PRO ELR con configuración de pivote bajo	☐ Corto	27 - 39 (10,5"-15,5")			PRO ELR con configuración de pivote alto		☐ Corto	21,5 - 43 (8,5" - 17")			
	☐ Largo	33 - 48 (13" - 19")					☐ Largo	29 - 44,5 (11,5" - 17,5")			

¹ Vea la tabla de altura mínima del asiento delantero abajo.² Estándar con extensión de 8 cm³ No disponible en sillas de 38 cm de ancho o más⁴ Disponible solamente con soportes de reposapiés de montaje frontal a 90°Respaldo reclinable manual (no plegable) ⁴No disponible con soporte de O₂. De no seleccionar resorte a gas, se aplicará el resorte estándar.

- ☐ Corto 56 cm (CRBOP020) 912 €
☐ Largo 66 cm (CRBOP021) 912 €

- Pistón a gas ☐ Resorte estándar (CRGSP001)
☐ Resorte Heavy Duty (CRGSP002)

Opción de tubo de respaldo recto con empuñadura de empuje

Disponible solamente con tubo posterior de empuñadura de empuje

- ☐ Barra extraíble con empuñadura ergonómica ⁵ 80 € (CRBOP012)

Fundas PRO ELR

Disponible solamente en PRO ELR

- ☐ Funda para almohadilla de gel (par) (CRELRPAD) 393 €

Extensión de 8 cm

Disponible solamente con reposapiés de montaje anterior

- ☐ Extensión de 8 cm (CREXT008) S/C
☐ Extensión de 8 cm (como repuesto) (CREXT018) S/C

Altura del asiento delantero mínimo con reposapiés de montaje anterior						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura del asiento delantero mínimo con selección estándar	33(13")	33(13")	33(13")	34(13,5")	37(14,5")	39(15,5")
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 8	34(13,5")	35,5(14")	39(15,5")	40,5(16")	43(17")	46(18")

Reposapiés continuación

Reposapiés

- ☐ Compuesto (CRFPL001) ¹ STD
- No disponible con reposapiés de montaje anterior/*
- ☐ Aluminio, ángulo y profundidad ajustables (CRFPL002) ² 170 €
- ☐ Una pieza, ángulo ajustable, Flip Up (CRFPL009) ³ 196 €
- No disponible con reposapiés de montaje anterior, PRO ELR*



Expulsión de reposapiés

De no haber selección, se utilizará 4-Posiciones - In line

- ☐ Clásico (CRREL001) ⁴ S/C
- ☐ 4-Posiciones- en-linea (CRREL002) ⁵ STD
- Ver referencia a abajo. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.*



Talonera

No disponible con reposapiés de una pieza, Flip Up con ángulo ajustable. Medidas en cm.

- ☐ Talonera (CRACC008) 40 €
- ☐ Taloneras ajustables (CRACC029) 46 €
- ☐ Omitir talonera (CRACC011) S/C

Cincha de pantorrillas

- ☐ Ajustable con velcro (CRACC002) 37 €
- ☐ Acolchada velcro ajustable (CRACC003) 63 €
- ☐ Acolchada AeroMesh bodypoint (CRACC010) 111 €

Soporte para amputados

- ☐ Izquierdo 377 € ☐ Derecho 377 €

Funda

- ☐ Suave ☐ Air Mesh ☐ Suave ☐ Air Mesh

Tamaño de almohadilla

- ☐ 13x20 (5"x8") ☐ 23x35.5 (9"x14") ☐ 13x20 (5"x8") ☐ 23x35.5 (9"x14")
- ☐ 18x25 (7"x10") ☐ 28x25 (11"x10") ☐ 18x25 (7"x10") ☐ 28x25 (11"x10")
- ☐ 23x25 (9"x10") ☐ 28x35.5 (11"x14") ☐ 23x25 (9"x10") ☐ 28x35.5 (11"x14")

Altura de asiento, ruedas anteriores y posteriores

Altura asiento / Diámetro ruedas anteriores y posteriores

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas anteriores y posteriores deseado

Diámetro de ruedas posterior	Talla de ruedas anteriores			
	4"	5"	6"	6" x 2"
12"	Altura de Asiento			
	☐ 38(15")	☐ 38(15")		
	☐ 39(15.5")	☐ 39(15.5")		
	☐ 40.5(16")	☐ 40.5(16")	☐ 40.5(16")	☐ 40.5(16")
16"	☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")
	☐ 35.5(14")			
	☐ 37(14.5")			
	☐ 38(15")	☐ 38(15")		
	☐ 39(15.5")	☐ 39(15.5")		
		☐ 43(17")		☐ 43(17")
		☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")
		☐ 46(18")	☐ 46(18")	☐ 46(18")
		☐ 47(18.5")	☐ 47(18.5")	☐ 47(18.5")
		☐ 48(19")	☐ 48(19")	☐ 48(19")

Diámetro de ruedas posterior	Talla de ruedas anteriores			
	4"	5"	6"	6" x 2"
20"	Altura de asiento			
	☐ 40.5(16")	☐ 40.5(16")	☐ 40.5(16")	☐ 40.5(16")
	☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")
		☐ 43(17")	☐ 43(17")	☐ 43(17")
		☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")
		☐ 48(19")		
		☐ 49.5(19.5")	☐ 49.5(19.5")	☐ 49.5(19.5")
		☐ 51(20")	☐ 51(20")	☐ 51(20")
		☐ 52(20.5")	☐ 52(20.5")	☐ 52(20.5")
		☐ 42(16.5")	☐ 42(16.5")	
22"		☐ 43(17")	☐ 43(17")	☐ 43(17")
		☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")
		☐ 46(18")	☐ 46(18")	☐ 46(18")
		☐ 47(18.5")	☐ 47(18.5")	☐ 47(18.5")
		☐ 52(20.5")	☐ 52(20.5")	☐ 52(20.5")
			☐ 43(17")	
24"		☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")	☐ 44.5(17.5")
		☐ 46(18")	☐ 46(18")	☐ 46(18")
		☐ 47(18.5")	☐ 47(18.5")	☐ 47(18.5")
		☐ 48(19")	☐ 48(19")	☐ 48(19")

¹ Disponible solamente con llantas poly

² No disponible con llantas poly

Ruedas anteriores y posteriores

Ruedas delanteras

		Tamaño de ruedas anteriores			
		Precio	4"	5"	6"
Ruedas anteriores	1,25" Poly	S/C	☐	☐	☐
	1.5" Poly	82 €	☐	☐	☐
	2" Poly	62 €			☐

Eje posterior

☒ Liberación rápida (CRAXO003) STD

Rueda posterior

		Tamaño de rueda posterior					
		Precio	12"	16"	20"	22"	24"
Mag	STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tipo de cubierta posterior

- ☐ Poly alto 1 3/8" Soft negro (CRTIR002) STD
- ☐ Neumático calle 1 3/8" (CRTIR001) S/C

Aros de propulsión

Aros de propulsión no disponibles con ruedas de 30 o 40.5 cm

Aros de propulsión estándar

- ☐ Aluminio anodizado (CRHRM001) 1 STD
- ☐ Con cobertura plástico (CRHRM002) 2 107 €
- ☐ Proyección (8 tetones verticales) (CRHRM003) 3 303 €
- Disponible solamente con ruedas 24".



Bloqueos de ruedas

Freno de ruedas

- ☐ Empuje para bloquear (CRWLK002) 4 S/C
- ☐ Bloqueo de pie asistente (CRWLK011) 5 50 €



Opciones de freno de ruedas

- ☐ Extensión de frenos extraíble (CRWLK004) 68 €
- Disponible solamente con bloqueos de ruedas empuje para bloquear ó hale para bloquear

Reposabrazos

Reposabrazos

Brazo-T alto con altura regulable (28 - 38cm)

- ☐ Corto (CRARM039) STD
- ☐ Largo (CRARM040) STD

Brazo-T con altura ajustable (21.5 - 34 cm) 6

- ☐ Corto (CRARM003) S/C
- ☐ Largo (CRARM004) S/C

Brazo-T bajo con altura ajustable (16.5 - 27 cm) 7

Si la configuración solicitada no está disponible, se utilizará el Brazo-T con altura estándar

- ☐ Corto (CRARM022) S/C
- ☐ Largo (CRARM023) S/C

Reposabrazos tubulares, abatibles con almohadilla (Flip Up) 8

Altura mínima de reposabrazos con respaldo reclinable es 30 cm

- ☐ Corto (CRARM010) 82 €
- ☐ Largo (CRARM011) 82 €



Almohadilla de brazos

- ☐ Almohadilla de brazos estándar (CRARM026) 9 S/C
- ☐ Almohadilla de brazos tipo cascada (CRARM020) 10 25 €
- No disponible con reposabrazos Flip-Up con ángulo ajustable con bloqueo extendibles



Protectores Laterales

- ☐ Protectores laterales de composite (CRSDG002) 11 131€



Accesorios

Anti-vuelcos 1

- ☐ Omitir Antivuelco S/C
- ☐ Anti-vuelcos posterior abatibles (Par) (CRATP001) 72 €
Requiere con respaldo basculable con empuñaduras ajustables

Cinturón de posicionamiento pélvico
(Certificado de Crash Test)


- ☐ 4 cm hebilla auto (CRPOB001) 2 73 €
- ☐ 4 cm hebilla auto acolchado (CRPOB002) 3 156 €
- ☐ 5 cm hebilla tip avión (CRPOB003) 4 101 €
- ☐ 41-61 cm Bodypoint Evoflex pequeño (CRPOB007) 5 171 €
- ☐ 48-74 cm Bodypoint Evoflex mediano (CRPOB008) 5 171 €
- ☐ 64-94 cm Bodypoint Evoflex largo (CRPOB009) 5 171 €

Soporte de O₂

- ☐ Soporte de O₂ (CRACC018) 160 €
No disponible con respaldo reclinable

Otros accesorios

- ☐ Kit de herramientas (CRACC005) 6 52 €
- ☐ Bolsa bajo asiento extraíble (CRACC015) 7 47 €
- ☐ Protectores de neopreno (CRIMG001) 8 96 €
- ☐ Tope de basculación (par) (CRTLT001) 9 29 €
- ☐ Soporte de Suero (CRACC022) 10 255 €
- ☐ Capota con hardware (CRACC042) 11 191 €
No disponible con cuadros de más de 46 cm de ancho.
Ver imagen debajo.



Color de cuadro

Acabado brillante

- ☐ Gloss Black (CRFCS001) S/C
- ☐ Ruby Red (CRFCS063) S/C
- ☐ Deep Sapphire Blue (CRFCS065) S/C
- ☐ Color personalizado 66 €

ACABADO BRILLANTE



Gloss Black



Ruby Red



Deep Sapphire Blue

Acabado mate

- ☐ Shadow Black (CRFCS015) S/C
- ☐ Tactical Green (CRFCS058) S/C
- ☐ Dry Earth Tan (CRFCS059) S/C
- ☐ Bright Red (CRFCS062) S/C
- ☐ Platinum (CRFCS050) S/C
- ☐ Irisdescent Navy (CRFCS016) S/C

ACABADO MATE



Shadow Black



Tactical Green



Dry Earth Tan



Bright Red



Platinum**



Irisdescent Navy