



- Basculación: -5° a 50°.
- Peso máximo del usuario : 136 kg (Opción de Heavy Duty 181 Kg).
- Crash Test / WC-19.
- Rodamientos para la basculación de gran calidad y durabilidad.
- Barra de empuje ajustable.
- Amplio rango de crecimiento.
- Respaldo plegable.
- Reposabrazos -T con altura regulable.

☐ Focus CR - Incluye kit de crecimiento¹ (FTOPTTRN) 2.494 €
-No incluye Kit de tránsito

¹El kit de crecimiento se entregará una sola vez sin cargo en el período comprendido entre 6 meses y 2 años posteriores a la entrega de la silla, para la medida que lo solicite el cliente y dentro de las medidas posibles. No incluye panel de asiento ni gastos de transporte.

FOCUS CR

Ancho del Chasis

Rango de ancho del asiento / Ancho del asiento

Seleccionar el ancho del chasis dentro del rango de ancho del chasis deseado

Rango ancho del asiento	Ancho del asiento				
Pequeño / 35 cm - 45 cm	☐ 35(14") - S/C	☐ 38(15") - S/C	☐ 40(16") - S/C	☐ 43(17") - S/C	☐ 45(18") - S/C
Medio / 40 cm - 50 cm	☐ 40(16") - S/C	☐ 43(17") - S/C	☐ 45(18") - S/C	☐ 48(19") - S/C	☐ 50(20") - 407 €
Grande / 45 cm - 55 cm	☐ 45(18") - S/C	☐ 48(19") - S/C	☐ 50(20") - 407 €	☐ 53(21") - 427 €	☐ 55(22") - 470 €

Profundidad del asiento

Seleccionar profundidad del chasis en el rango de profundidad del chasis deseado

Rango profundidad del asiento	Profundidad del asiento				
Corto 35 cm - 45 cm	☐ 35 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 45 (18") S/C
Medio 40 cm - 50 cm	☐ 40 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 45 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 50 (20") 407 €
Largo 45 cm - 55 cm	☐ 45 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 50 (20") 407 €	☐ 53 (21") 427 €	☐ 55 (22") 470 €

Panel de asiento rígido

☐ Panel de asiento aluminio con crecimiento ajustable¹ 205 €
(FTACC004)

☐ Omitir panel de asiento (FTACC021) S/C



Opciones de chasis

Opción Heavy Duty

- ☐ Carga máxima 181 kg (FTHVD001) 372 €
 Disponible solamente con profundidad del chasis larga y requiere ruedas delanteras de 8" x 2" o 6" x 2"

Opción para transporte en vehículo

- ☐ Kit anclaje (FTTRNOPT) 301 €



Reposapiés con abducción

- ☐ Basculación compensada con topes 29 €
 de basculación incluidos. (FTHAN015)
 Incluye bloqueo basculación. No incluye basculación delantera.

Bandeja de respirador y batería

No disponible con anchos de chasis de 35 cm o 38 cm con basculación de pie o mecanismo de basculación motorizado, freno de pie para asistente, ruedas de 12", Kit Hemi o ruedas delanteras de 5"
 Requiere altura mínima de asiento de 40 cm.

- ☐ Bandeja de respirador (FTACC016) 235 €
 No disponible con auto-propulsión. Requiere antivuelco.
- ☐ Soporte de baterías (FTACC017) 235 €
 Disponible solamente con basculación manual dual.
- ☐ Bandeja de respirador y soporte de baterías 470 €
 Requiere antivuelco. Disponible solamente con basculación manual dual. No disponible con placa de eje de autopropulsión. (FTACC037)

Mecanismo de basculación

Mano

- ☐ Derecha (FTTLT002) S/C
- ☐ Izquierda (FTTLT003) S/C
- ☐ Doble (FTTLT008) S/C

Pie

- ☐ Derecho (FTTLT004) S/C
- ☐ Izquierdo (FTTLT005) S/C

Respaldo

Empuñaduras / Rango de altura / Altura de respaldo

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados. Considere o tome en cuenta la altura del cojín del usuario

Tubos de respaldo rectos con empuñaduras (plegable) 1

- ☐ Corto 51 cm (FTBOP016) STD
- ☐ Largo 61 cm (FTBOP017) S/C

Altura fija con empuñadura ajustable (plegable) 2

- ☐ Corto 56 cm (FTBOP030) S/C
- ☐ Largo 66 cm (FTBOP031) S/C

Altura ajustable con empuñadura ajustable 3

- ☐ Corto 46-63,5 cm (FTBOP018) 24 €
- ☐ Largo 51-68,5 cm (FTBOP019) 24 €

Respaldo reclinable manual (no plegable) 4

No disponible con soporte de O₂. De no seleccionar resorte a gas, se aplicará el resorte estándar.

- ☐ Corto 56 cm (FTBOP020) 921 €
- ☐ Largo 66 cm (FTBOP021) 921 €



Otras opciones de respaldos

- ☐ Respaldo dinámico (FTBOP014) 1.873 €
 Disponible solamente con respaldo no plegable. No disponible con reposapiés extendible, bloqueable con ángulo ajustable u opción Heavy Duty.
- ☐ Barra estabilizadora de altura ajustable (FTBCK001) 719 €

Opciones de respaldos reclinables

Seleccione una opción, en caso de haber seleccionado el respaldo reclinable. Si no se indica lo contrario se usará 0°-65°.

- Ángulo de reclinación: ☐ 0° - 65°
☐ 10° - 75°
☐ 20° - 85°

- Pistón de gas: ☐ Pistón estándar (peso paciente hasta 135 kg)
☐ Pistón Heavy Duty (peso paciente desde 136 kg)

Reposapiés

Reposapiés

Reposapiés	60°	70°	80°	90°	Precio
Reposapiés de tubos de extensión	☐	☐	☐	☐	STD
Reposapiés de montaje frontal		☐	☐	☐	S/C
1 Reposapiés pediátricos elevables (Peds PRO ELR)				☐	282€
2 Reposapiés elevables pro ² (PRO ELR)				☐	292€
3 Reposapiés contracture				☐	331€



Reposapiés

No requiere selección con reposapiés contracture

- ☐ Compuesto (FTFPL001) STD
No disponible con plataforma de montaje delantera o PRO ELR
- ☐ Compuesto, ángulo y profundidad ajustables (FTFPL014) 160 €
No disponible con plataforma de montaje delantera o ancho de asiento de 35 cm sin reposapiés con abducción
- ☐ Aluminio, ángulo y profundidad ajustables (FTFPL002) 160 €
- ☐ Aluminio con multi-ángulo ajustable (FTFPL020) 282 €
Disponible solamente con plataforma de montaje delantera
- ☐ Una pieza, ángulo ajustable, plataforma abatible 181 €
No disponible con plataforma de montaje delantera, PRO ELR o ancho de asiento de 53 o 56 cm en combinación con reposapiés con abducción (FTFPL009)

Tubos de extensión de 8 cm

Disponible sólo con plataforma de montaje delantera (entregado como recambio)

- ☐ Tubos de extensión de 8 cm S/C

Altura del asiento delantero mínimo con plataforma de montaje delantera						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura del asiento delantero mínimo con selección estándar	33 cm (13")	33 cm (13")	33 cm (13")	34 cm (13,5")	37 cm (14,5")	39 cm (15,5")
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 7,5 cm	34 cm (13,5")	35 cm (14")	39 cm (15,5")	40 cm (16")	43 cm (17")	45 cm (18")

Reposapiés / Extensión / Distancia entre asiento y reposapiés

Seleccione la distancia entre el asiento y reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensiones deseados. Largo de reposapiés al menos 7 cm más corto que la altura de asiento delantero recomendada. Medidas basadas en 70° de curva de reposapiés.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre asiento y reposapiés (cm)									
Reposapiés de tubos telescópicos (60°, 70°, 80°)	Corto	☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")	☐ 30(12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")		
	Medio	☐ 29(11,5")	☐ 30(12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38(15")	☐ 39(15,5")	
	Largo	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38(15")	☐ 39(15,5")	☐ 40(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44(17,5")	☐ 45(18")	
Reposapiés con plataforma de montaje frontal ¹	Opciones estándar										Requiere extensión de 8 cm
	Corto (70°, 80°, 90°)	☐ 13 (5")	☐ 14(5,5")	☐ 15 (6")	☐ 17(6,5")				☐ 22(8,5")	☐ 23 (9")	☐ 24(9,5")
		☐ 18 (7")	☐ 19(7,5")	☐ 20 (8")					☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")
	Medio (70°, 80°, 90°)	☐ 13 (5")	☐ 14(5,5")	☐ 15 (6")	☐ 17(6,5")	☐ 18 (7")	☐ 19(7,5")		☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")
		☐ 20 (8")	☐ 22(8,5")	☐ 23 (9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")			☐ 30(12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")
	Largo (70°, 80°)	☐ 13 (5")	☐ 14(5,5")	☐ 15 (6")	☐ 17(6,5")	☐ 18 (7")	☐ 19(7,5")	☐ 20 (8")	☐ 22(8,5")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")
		☐ 23 (9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")	☐ 30(12")		☐ 35(14")	☐ 37(14,5")
Reposapiés contracture	Corto	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")	☐ 30(12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	
	Medio	☐ 34(13,5")	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38(15")	☐ 39(15,5")	☐ 40(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44(17,5")	
	Largo	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44(17,5")	☐ 45(18")	☐ 47(18,5")	☐ 48(19")	☐ 49(19,5")	☐ 50(20")	☐ 52(20,5")	
Peds ² PRO ELR	Pivote bajo	☐ 18 ³ (7")	☐ 19 ³ (7,5")	☐ 20 ³ (8")	☐ 22(8,5")	☐ 23 (9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28(11")	☐ 29(11,5")
	Pivote alto	☐ 18 ³ (7")	☐ 19 ³ (7,5")	☐ 20 ³ (8")	☐ 22(8,5")	☐ 23 (9")	☐ 24(9,5")	☐ 25(10")			
PRO ELR con punto pivotante bajo	Corto	☐ 27 - 39 (10,5"-15,5")									
	Largo	☐ 33 - 48 (13"-19")									
PRO ELR con punto pivotante alto	Corto	☐ 22 - 43 (8,5"-17")									
	Largo	☐ 29 - 43 (11,5"-17")									

¹ Vea la tabla de altura mínima del asiento delantero más adelante² Estándar con extensión de 7,5 cm³ No disponible en sillas de 38 cm de ancho o más

Reposapiés continuación

Cinchas de talón

No disponible con reposapiés de una pieza con ángulo ajustable

- ☐ Cinchas de talón (FTACC008) 38 €
- ☐ Cinchas de talón ajustables (FTACC029) 47 €

Cincha de pantorrillas

- ☐ Velcro ajustable (FTACC002) **1** 38 €
- ☐ Acolchada velcro ajustable (FTACC003) **2** 64 €
- ☐ AeroMesh bodypoint (FTACC010) **3** 112 €

Extracción de reposapiés

No requiere selección con reposapiés contracture. De no haber selección, se utilizará 4-posiciones - In line.

- ☐ 4-way - In line (FTREL002) **4** **STD**
Ver referencia A a la derecha. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.
- ☐ Classic (FTREL001) **5** S/C

Soporte de muñón

Soporte de muñón **6**

- ☐ Izquierdo (FTRL001) 381 €
- ☐ Derecho (FTRL002) 381 €

Funda

- ☐ Suave ☐ Air Mesh
- ☐ Suave ☐ Air Mesh

Tamaño de almohadilla

- ☐ 13x20 (5"x8") ☐ 23x35.5 (9"x14") ☐ 13x20 (5"x8") ☐ 23x35.5 (9"x14")
- ☐ 18x25 (7"x10") ☐ 28x25 (11"x10") ☐ 18x25 (7"x10") ☐ 28x25 (11"x10")
- ☐ 23x25 (9"x10") ☐ 28x35.5 (11"x14") ☐ 23x25 (9"x10") ☐ 28x35.5 (11"x14")



Reposabrazos

REPOSABRAZOS	LONGITUD	PRECIO
7 Reposabrazos Alto en forma de T con Altura Regulable (29,2-38 cm)	(FTARM039) Corta ☐ (FTARM040) Larga ☐	STD
8 Reposabrazo en forma de T con altura regulable (21,6-34,3 cm)	(FTARM003) Corta ☐ (FTARM004) Larga ☐	STD
9 Reposabrazo Bajo en forma de T con altura regulable (16,5- 26,7 cm)	(FTARM022) Corta ☐ (FTARM023) Larga ☐	STD
10 Reposabrazos Alto abatible en forma de T con altura regulable (24,1-38,1 cm)	(FTARM016) Corta ☐ (FTARM017) Larga ☐	277 €
11 Tubular Abatible	(FTARM010) Corta ☐ (FTARM011) Larga ☐	284 €
Omitir Reposabrazos	(FTARM007) ☐	S/C

Protectores laterales

- ☐ Protectores laterales composite (FTSDG002) 132 €
No disponible con Brazo-T o reposabrazos con doble tubo

Almohadilla de reposabrazos

No disponible con reposabrazos tubular. Almohadilla de reposabrazos cascada no disponible con reposabrazos pediátrico.

- ☐ Almohadilla de reposabrazos estándar (PTARM026) **12** **STD**
- ☐ Almohadilla de brazos tipo cascada (PTARM020) **13** 25 €
No disponible con reposabrazos abatible



Altura de asiento, ruedas delanteras y traseras

Altura asiento / Diámetro ruedas anter. y poster.

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas delanteras y traseras deseado. Medida en cm (in).

Diámetro de ruedas trasera	Ruedas delanteras				
	5"	6"	6" x 2"	8" x 2"	
Altura de asiento					
12" ³ Neumáticas	☐ 34 (13.5")				
	☐ 35 (14")				
	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")		
	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	
	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	
	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	
	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	
	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	
12" ³ Cubiertas PU Soft Full Poly	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")		
	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	
	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	
	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	
	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	
12" Freno de tambor	☐ 33 (13")				
	☐ 34 (13.5")				
	☐ 35 (14")	☐ 35 (14")	☐ 35 (14")		
	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")		
	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	
	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	
	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	
	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	
16" ⁴ Neumáticas o cubiertas PU Soft	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	
	☐ 50 ² (20")		☐ 50 ² (20")		
	☐ 33 (13")				
	☐ 34 (13.5")				
	☐ 35 (14")	☐ 35 (14")	☐ 35 (14")		
	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")		
	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")		
	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")		
	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	
	☐ 42 ¹ (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	
	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 ² (19")	
	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	
	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	
	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	

Diámetro de ruedas trasera	Ruedas delanteras				
	5"	6"	6" x 2"	8" x 2"	
Altura de asiento					
16" ⁴ Freno tambor	☐ 34 (13.5")				
	☐ 35 (14")	☐ 35 (14")	☐ 35 (14")		
	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")	☐ 37 (14.5")		
	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")		
	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")		
	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	
		☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	
	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	
	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	
	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	
20"	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	
	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")		
	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")		
	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	
	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	
	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	
	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	
22"	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	
	☐ 47 ¹ (18.5")	☐ 47 ¹ (18.5")	☐ 47 ¹ (18.5")		
	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")		
	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 42 (16.5")	
	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	
	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	☐ 44 (17.5")	
	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	☐ 45 (18")	
24"	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 47 (18.5")	
	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	
	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	☐ 49 (19.5")	
	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	☐ 50 (20")	
	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	☐ 52 (20.5")	

¹ Disponible solamente con cubiertas PU Soft Full

² No disponible con cubiertas PU Soft Full

³ No disponible con combinación de bandeja de respirador y baterías

⁴ Alturas de asiento superiores a 42 cm con ruedas de 16" no están disponibles con combinación de bandeja de batería y respirador

Altura de asiento, ruedas delanteras y traseras continuación

Ruedas delanteras

		Tamaño ruedas delanteras		
Tipo de ruedas		Precio	5"	6"
	1" PU Soft (1,25")	STD	☐	☐
	1" PU Soft aluminio	103 €	☐	
	1" Neumático	103 €		☐
	1.5" PU Soft	81 €	☐	☐
	1.5" Soft Roll aluminio	171 €	☐	☐
	2" PU Soft	85 €		☐
	2" Neumático con inserto espuma	212 €		

Eje trasero

- ☐ Eje extraíble (FTAX0003) STD

Placa de eje de autopropulsión

- ☐ Placa de eje de autopropulsión (FTAXP008) STD
No disponible con bandeja de respirador o ruedas de 12" o 16"

Tipo de rueda trasera

- ☐ Mag S/C
- ☐ Radios 24" MAXX Spoke (FTDRM024) 187 €

Tipo de cubierta trasera

- ☐ PU Soft Full Poly (FTTIR002) S/C
- ☐ Neumático calle negro (FTTIR001) S/C

Aros de propulsión

Aros de propulsión no disponibles con ruedas de 30 o 40.5 cm.
No requiere selección con Kit Hemi.

Aros de propulsión estándar

- ☐ Aluminio anodizado (FTHRM001) 1 STD
- ☐ Con cobertura plástico (FTHRM002) 2 109 €
- ☐ Projection (8 tetones verticales) (FTHRM003) 3 306 €
Disponible solamente con ruedas de 24"

Opción de aros de propulsión

No disponible en aros con cubierta plástica o con tetones

- ☐ 3M Micro Grip (FTACC006) 4 62 €



Aros de propulsión ergonómicos

- ☐ Ergo Standard Regular Grip (FTHRM008) 425 €
- ☐ Ergo Lite Regular Grip (FTHRM005) 442 €
- ☐ Ergo Standard Extra Grip (FTHRM009) 470 €
- ☐ Ergo Lite Extra Grip (FTHRM006) 487 €
- ☐ Ergo Standard Omit Grip (FTHRM007) 330 €
- ☐ Ergo Lite Omit Grip (FTHRM004) 375 €

Frenos de ruedas

Frenos de ruedas

- ☐ Empuje para frenar (mano) (FTWLK002) 1 S/C
- ☐ Bloqueo de pie asistente (FTWLK011) 2 52 €
- ☐ Freno de tambor (FTWLK015) 3 525 €

Disponible solo con ruedas de 12" Mag, 16" Mag o radios MAXX Performance.
No disponible con respaldo reclinable. El eje es extraíble.

Frenos de ruedas continuación

- ☐ Doble freno - Pie y empuje (mano) (FTWLK018) 141 €
Disponible solamente con ruedas de 12" o 16". Incluye extensión de palancas.
Freno de empuje solamente.

- Doble - Freno tambor 619 €

Disponible solo con ruedas de 12" Mag, 16" Mag o radios MAXX Performance.
No disponible con respaldo reclinable. El eje es extraíble.

- ☐ Empuje (FTWLK016)
- ☐ Tiro (FTWLK017)

Opciones

- ☐ Extensión de palanca de freno (FTWLK004) 68 €
Disponible solamente con frenos de empuje

Accesorios

Antivuelcos

- ☐ Antivuelcos traseros (par) (FTATP001) 124 €
Requerido con respaldo reclinable y bandeja de respirador

Cinturón de posicionamiento pélvico

- ☐ 4 cm hebilla auto (FTPOB001) 75 €
☐ 4 cm hebilla auto acolchada (FTPOB002) 161 €
☐ 5 cm hebilla tipo avión (FTPOB003) 103 €
☐ Bodypoint Evoflex pequeño (FTPOB007) 177 €
☐ Bodypoint Evoflex medio (FTPOB008) 177 €
☐ Bodypoint Evoflex grande (FTPOB009) 177 €

Kit de montaje de cinturón


- ☐ Abrazaderas de montaje Ki Mobility (FTACC013) 47 €
☐ Bodypoint 2,5cm Kit de montaje con abrazadera (FTACC012) 102 €

Soporte de oxígeno

- ☐ Soporte de oxígeno (FTACC018) 161 €
No disponible con respaldo reclinable

Otros accesorios

- ☐ Bloqueo de basculación (par) (FTTLT001) 4 29 €
☐ Kit de herramientas (FTACC005) 1 52 €
☐ Bolsa delantera extraíble (FTACC015) 2 47 €
☐ Mochila Ki (FTACC009) 62 €
☐ Protectores de neopreno de reposapiés (FTIMG001) 3 85 €
☐ Protectores de radio transparentes (FTSPG001) 109 €
Disponibles solamente con ruedas con radios
☐ Protectores de radio negros (FTSPG002) 109 €
Disponibles solamente con ruedas con radios
☐ Porta suero (FTACC022) 5 258 €
☐ Capota con hardware (FTACC042) 6 191 €
Ver imagen debajo



Color del chasis

Chasis	COLORES																	
	ACABADO BRILLANTE												ACABADO MATE					
	Black	Champagne	Ruby Red	Deep Sapphire Blue	Yellow	Opalescent Violet	Dark Pink	Glacier Blue	Electric Green	Radiant Orange	Purple Plum	Blue Steel	Light Pink	Rich Teal	Shadow Black	Tactical Green	Dry Earth Tan	White
PRECIO	(FTFCS001)	(FTFCS064)	(FTFCS063)	(FTFCS065)	(FTFCS029)	(FTFCS057)	(FTFCS053)	(FTFCS054)	(FTFCS055)	(FTFCS056)	(FTFCS066)	(FTFCS051)	(FTFCS052)	(FTFCS061)	(FTFCS015)	(FTFCS058)	(FTFCS059)	(FTFCS060)
S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ACABADO BRILLANTE



ACABADO MATE

