



- Basculación: -5° a 50°.
- Peso máximo del usuario : 136 kg (Opción de Heavy Duty 181 Kg).
- Crash Test / WC-19.
- Rodamientos para la basculación de gran calidad y durabilidad.
- Barra de empuje ajustable.
- Amplio rango de crecimiento.
- Respaldo plegable.
- Reposabrazos -T con altura regulable.
- Bloqueo de pie asistente.

Focus CR - Incluye kit de crecimiento¹ (FTOPTTRN) 2.421 €
-No incluye Kit de tránsito

¹El kit de crecimiento se entregará una sola vez sin cargo en el período comprendido entre 6 meses y 2 años posteriores a la entrega de la silla, para la medida que lo solicite el cliente y dentro de las medidas posibles.

FOCUS CR

Ancho del Chasis

Rango de ancho del asiento / Ancho del asiento

Seleccionar el ancho del chasis dentro del rango de ancho del chasis deseado

Rango ancho del asiento	Ancho del asiento				
Pequeño / 35 cm - 45 cm	<input type="checkbox"/> 35(14*) - S/C	<input type="checkbox"/> 38(15*) - S/C	<input type="checkbox"/> 40(16*) - S/C	<input type="checkbox"/> 43(17*) - S/C	<input type="checkbox"/> 45(18*) - S/C
Medio / 40 cm - 50 cm	<input type="checkbox"/> 40(16*) - S/C	<input type="checkbox"/> 43(17*) - S/C	<input type="checkbox"/> 45(18*) - S/C	<input type="checkbox"/> 48(19*) - S/C	<input type="checkbox"/> 50(20*) - 371 €
Grande / 45 cm - 55 cm	<input type="checkbox"/> 45(18*) - S/C	<input type="checkbox"/> 48(19*) - S/C	<input type="checkbox"/> 50(20*) - 371 €	<input type="checkbox"/> 53(21*) - 371 €	<input type="checkbox"/> 55(22*) - 371 €

Profundidad del asiento

Seleccionar profundidad del chasis en el rango de profundidad del chasis deseado

Rango profundidad del asiento	Profundidad del asiento				
Corto 35 cm - 45 cm	<input type="checkbox"/> 35 (14*) S/C	<input type="checkbox"/> 38 (15*) S/C	<input type="checkbox"/> 40 (16*) S/C	<input type="checkbox"/> 43 (17*) S/C	<input type="checkbox"/> 45 (18*) S/C
Medio 40 cm - 50 cm	<input type="checkbox"/> 40 (16*) S/C	<input type="checkbox"/> 43 (17*) S/C	<input type="checkbox"/> 45 (18*) S/C	<input type="checkbox"/> 48 (19*) S/C	<input type="checkbox"/> 50 (20*) 371 €
Largo 45 cm - 55 cm	<input type="checkbox"/> 45 (18*) S/C	<input type="checkbox"/> 48 (19*) S/C	<input type="checkbox"/> 50 (20*) 371 €	<input type="checkbox"/> 53 (21*) 371 €	<input type="checkbox"/> 55 (22*) 618 €

Panel de asiento rígido

- Panel de asiento aluminio con crecimiento ajustable 155 €
(FTACC004)
- Omitir panel de asiento (FTACC021) S/C

Opciones de chasis

Opción Heavy Duty

- Carga máxima 181 kg (FTHVD001) 361 €
Disponibile solamente con profundidad del chasis larga y requiere ruedas delanteras de 8" x 2" o 6" x 2"

Opción para transporte en vehículo

- Kit anclaje (FTACC004) 221 €



Reposapiés con abducción

- Reposapiés con abducción (FTHAN015) 27 €
Incluye bloqueo basculación. No incluye basculación delantera.

Bandeja de respirador y batería

No disponible con anchos de chasis de 35 cm o 38 cm con basculación de pie o mecanismo de basculación motorizado, freno de pie para asistente, ruedas de 12", Kit Hemi o ruedas delanteras de 5"
 Requiere altura mínima de asiento de 40 cm.

- Bandeja de respirador (FTACC016) 225 €
No disponible con auto-propulsión. Requiere antivuelco.
- Soporte de baterías (FTACC017) 225 €
Disponibile solamente con basculación manual dual.
- Bandeja de respirador y soporte de baterías 449 €
Requiere antivuelco. Disponible solamente con basculación manual dual. No disponible con placa de eje de autopropulsión. (FTACC037)

Mecanismo de basculación

Mano

- Derecha (FTTLT002) S/C
- Izquierda (FTTLT003) S/C
- Doble (FTTLT008) S/C

Pie

- Derecho (FTTLT004) S/C
- Izquierdo (FTTLT005) S/C

Respaldo

Empuñaduras / Rango de altura / Altura de respaldo

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados. Considere o tome en cuenta la altura del cojín del usuario

Tubos de respaldo	Precio	Rango de altura	Altura de respaldo							
Tubos de respaldo ² ajustable, altura fija (plegable)	STD	Bajo (FTBOP030) <input type="checkbox"/> 55(22°)								
		Alto (FTBOP031) <input type="checkbox"/> 65(25.5°)								
Tubos de respaldo recto con empuñaduras (plegable) ¹	S/C	Bajo (FTBOP016) <input type="checkbox"/> 51(20°)								
		Alto (FTBOP017) <input type="checkbox"/> 61(24°)								
Tubos de respaldo ajustable, altura ajustable (plegable) ²	23 €	Bajo ^{1,2} (FTBOP018) <input type="checkbox"/> 45(18°)	<input type="checkbox"/> 48(19°)	<input type="checkbox"/> 50(20°)	<input type="checkbox"/> 53(21°)	<input type="checkbox"/> 55(22°)	<input type="checkbox"/> 58(23°)	<input type="checkbox"/> 60(24°)	<input type="checkbox"/> 63(25°)	
		Alto (FTBOP019) <input type="checkbox"/> 50 ² (20°)	<input type="checkbox"/> 53 ² (21°)	<input type="checkbox"/> 55 ² (22°)	<input type="checkbox"/> 58(23°)	<input type="checkbox"/> 60(24°)	<input type="checkbox"/> 63(25°)	<input type="checkbox"/> 65(25.5°)	<input type="checkbox"/> 68(27°)	
Respaldo reclinable ^{1,2} manual (no plegable)	876 €	Bajo (FTBOP020) <input type="checkbox"/> 55(22°)								
		Alto (FTBOP021) <input type="checkbox"/> 65(25.5°)								

¹ No disponible con soporte de oxígeno

² No disponible con respaldo dinámico

Otras opciones de respaldos

- Respaldo dinámico (FTBOP014) 1.535 €
Disponibile solamente con respaldo no plegable. No disponible con reposapiés extendible, bloqueable con ángulo ajustable u opción Heavy Duty.
- Barra estabilizadora de altura ajustable (FTBCK001) 67 €

Opciones de respaldos reclinables

Seleccione una opción, en caso de haber seleccionado el respaldo reclinable. Si no se indica lo contrario se usará 0°-65°.

- Ángulo de reclinación: 0° - 65°
 10° - 75°
 20° - 85°

- Pistón de gas: Pistón estándar (peso paciente hasta 80 kg)
 Pistón Heavy Duty (peso paciente desde 80 kg)

Reposapiés

Reposapiés

Reposapiés	60°	70°	80°	90°	Precio
Reposapiés de tubos de extensión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STD
Reposapiés de montaje anterior		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/C
1 Reposapiés pediátricos elevables (Peds PRO ELR)				<input type="checkbox"/>	216€
2 Reposapiés elevables pro ² (PRO ELR)				<input type="checkbox"/>	216€
3 Reposapiés contracture				<input type="checkbox"/>	309€



Reposapiés

No requiere selección con reposapiés contracture

- Compuesto (FTFPL001) **STD**
No disponible con plataforma de montaje delantera o PRO ELR
- Compuesto, ángulo y profundidad ajustables (FTFPL014) 129 €
No disponible con plataforma de montaje delantera o ancho de asiento de 35 cm sin reposapiés con abducción
- Aluminio, ángulo y profundidad ajustables (FTFPL002) 134 €
- Aluminio con multi-ángulo ajustable (FTFPL020) 216 €
Disponible solamente con plataforma de montaje delantera
- Una pieza, ángulo ajustable, plataforma abatible 169 €
No disponible con plataforma de montaje delantera, PRO ELR o ancho de asiento de 53 o 56 cm en combinación con reposapiés con abducción (FTFPL009)

Tubos de extensión de 8 cm

Disponible sólo con plataforma de montaje delantera (entregado como recambio)

- Tubos de extensión de 8 cm S/C

Altura del asiento delantero mínimo con plataforma de montaje delantera						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Curva reposapiés						
Altura del asiento delantero mínimo con selección estándar	33 cm (13")	33 cm (13")	33 cm (13")	34 cm (13.5")	37 cm (14.5")	39 cm (15.5")
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 7,5 cm	34 cm (13.5")	35 cm (14")	39 cm (15.5")	40 cm (16")	43 cm (17")	45 cm (18")

Reposapiés / Extensión / Distancia entre asiento y reposapiés

Seleccione la distancia entre el asiento y reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensiones deseados. Largo de reposapiés al menos 7 cm más corto que la altura de asiento delantera recomendada. Medidas basadas en 70° de curva de reposapiés.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre asiento y reposapiés (cm)											
Reposapiés de tubos telescópicos (60°, 70°, 80°)	Corto	<input type="checkbox"/> 25(10")	<input type="checkbox"/> 27(10.5")	<input type="checkbox"/> 28(11")	<input type="checkbox"/> 29(11.5")	<input type="checkbox"/> 30(12")	<input type="checkbox"/> 32(12.5")	<input type="checkbox"/> 33(13")	<input type="checkbox"/> 34(13.5")				
	Medio	<input type="checkbox"/> 29(11.5")	<input type="checkbox"/> 30(12")	<input type="checkbox"/> 32(12.5")	<input type="checkbox"/> 33(13")	<input type="checkbox"/> 34(13.5")	<input type="checkbox"/> 35(14")	<input type="checkbox"/> 37(14.5")	<input type="checkbox"/> 38(15")	<input type="checkbox"/> 39(15.5")			
	Largo	<input type="checkbox"/> 35(14")	<input type="checkbox"/> 37(14.5")	<input type="checkbox"/> 38(15")	<input type="checkbox"/> 39(15.5")	<input type="checkbox"/> 40(16")	<input type="checkbox"/> 42(16.5")	<input type="checkbox"/> 43(17")	<input type="checkbox"/> 44(17.5")	<input type="checkbox"/> 45(18")			
Reposapiés con plataforma de montaje delantera ¹	Corto (70°, 80°, 90°)	Opciones estándar								Requiere extensión de 8 cm			
		<input type="checkbox"/> 13 (5")	<input type="checkbox"/> 14(5.5")	<input type="checkbox"/> 15 (6")	<input type="checkbox"/> 17(6.5")					<input type="checkbox"/> 22(8.5")	<input type="checkbox"/> 23 (9")	<input type="checkbox"/> 24(9.5")	
	Medio (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 18 (7")	<input type="checkbox"/> 19(7.5")	<input type="checkbox"/> 20 (8")						<input type="checkbox"/> 25(10")	<input type="checkbox"/> 27(10.5")	<input type="checkbox"/> 28(11")	
		<input type="checkbox"/> 13 (5")	<input type="checkbox"/> 14(5.5")	<input type="checkbox"/> 15 (6")	<input type="checkbox"/> 17(6.5")	<input type="checkbox"/> 18 (7")	<input type="checkbox"/> 19(7.5")			<input type="checkbox"/> 27(10.5")	<input type="checkbox"/> 28(11")	<input type="checkbox"/> 29(11.5")	
	Largo (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 20 (8")	<input type="checkbox"/> 22(8.5")	<input type="checkbox"/> 23 (9")	<input type="checkbox"/> 24(9.5")	<input type="checkbox"/> 25(10")				<input type="checkbox"/> 30(12")	<input type="checkbox"/> 32(12.5")	<input type="checkbox"/> 33(13")	
		<input type="checkbox"/> 13 (5")	<input type="checkbox"/> 14(5.5")	<input type="checkbox"/> 15 (6")	<input type="checkbox"/> 17(6.5")	<input type="checkbox"/> 18 (7")	<input type="checkbox"/> 19(7.5")	<input type="checkbox"/> 20 (8")	<input type="checkbox"/> 22(8.5")	<input type="checkbox"/> 32(12.5")	<input type="checkbox"/> 33(13")	<input type="checkbox"/> 34(13.5")	
		<input type="checkbox"/> 23 (9")	<input type="checkbox"/> 24(9.5")	<input type="checkbox"/> 25(10")	<input type="checkbox"/> 27(10.5")	<input type="checkbox"/> 28(11")	<input type="checkbox"/> 29(11.5")	<input type="checkbox"/> 30(12")	<input type="checkbox"/> 35(14")	<input type="checkbox"/> 37(14.5")	<input type="checkbox"/> 38(15")		
Reposapiés contracture	Corto	<input type="checkbox"/> 27(10.5")	<input type="checkbox"/> 28(11")	<input type="checkbox"/> 29(11.5")	<input type="checkbox"/> 30(12")	<input type="checkbox"/> 32(12.5")	<input type="checkbox"/> 33(13")	<input type="checkbox"/> 34(13.5")	<input type="checkbox"/> 35(14")	<input type="checkbox"/> 37(14.5")			
	Medio	<input type="checkbox"/> 34(13.5")	<input type="checkbox"/> 35(14")	<input type="checkbox"/> 37(14.5")	<input type="checkbox"/> 38(15")	<input type="checkbox"/> 39(15.5")	<input type="checkbox"/> 40(16")	<input type="checkbox"/> 42(16.5")	<input type="checkbox"/> 43(17")	<input type="checkbox"/> 44(17.5")			
	Largo	<input type="checkbox"/> 42(16.5")	<input type="checkbox"/> 43(17")	<input type="checkbox"/> 44(17.5")	<input type="checkbox"/> 45(18")	<input type="checkbox"/> 47(18.5")	<input type="checkbox"/> 48(19")	<input type="checkbox"/> 49(19.5")	<input type="checkbox"/> 50(20")	<input type="checkbox"/> 52(20.5")			
Peds ² PRO ELR	Pivote bajo	<input type="checkbox"/> 18 ³ (7")	<input type="checkbox"/> 19 ³ (7.5")	<input type="checkbox"/> 20 ³ (8")	<input type="checkbox"/> 22(8.5")	<input type="checkbox"/> 23 (9")	<input type="checkbox"/> 24(9.5")	<input type="checkbox"/> 25(10")	<input type="checkbox"/> 27(10.5")	<input type="checkbox"/> 28(11")	<input type="checkbox"/> 29(11.5")		
	Pivote alto	<input type="checkbox"/> 18 ³ (7")	<input type="checkbox"/> 19 ³ (7.5")	<input type="checkbox"/> 20 ³ (8")	<input type="checkbox"/> 22(8.5")	<input type="checkbox"/> 23 (9")	<input type="checkbox"/> 24(9.5")	<input type="checkbox"/> 25(10")					
PRO ELR con punto pivotante bajo	Corto	<input type="checkbox"/> 27 - 39 (10.5"-15.5")											
	Largo	<input type="checkbox"/> 33 - 48 (13"-19")											
PRO ELR con punto pivotante alto	Corto	<input type="checkbox"/> 22 - 43 (8.5"-17")											
	Largo	<input type="checkbox"/> 29 - 43 (11.5"-17")											

¹ Vea la tabla de altura mínima del asiento delantero más adelante

² Estándar con extensión de 7,5 cm

³ No disponible en sillas de 38 cm de ancho o más

Reposapiés continuación

Cinchas de talón

No disponible con reposapiés de una pieza con ángulo ajustable

- Cinchas de talón (FTACC008) 31 €
- Cinchas de talón ajustables (FTACC029) 37 €

Cincha de pantorrillas

- Velcro ajustable (FTACC002) **1** 35 €
- Acolchada velcro ajustable (FTACC003) **2** 60 €
- AeroMesh bodypoint (FTACC010) **3** 105 €

Extracción de reposapiés

No requiere selección con reposapiés contracture. De no haber selección, se utilizará 4-posiciones - In line.

- 4-way - In line (FTREL002) **4** **STD**
Ver referencia A a la derecha. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.
- Classic (FTREL001) **5** S/C



Soporte de muñón

Soporte de muñón


- Izquierdo (FTRLS001) 359 €
- Derecho (FTRLS002) 359 €

Funda

- Suave Air Mesh
- Suave Air Mesh

Tamaño de almohadilla

- 13x20 (5"x8") 23x35.5 (9"x14")
- 13x20 (5"x8") 23x35.5 (9"x14")
- 18x25 (7"x10") 28x25 (11"x10")
- 18x25 (7"x10") 28x25 (11"x10")
- 23x25 (9"x10") 28x35.5 (11"x14")
- 23x25 (9"x10") 28x35.5 (11"x14")



Reposabrazos

Reposabrazos Seleccione una opción de almohadilla de reposabrazos

Brazo-T alto con altura regulable (23,5 cm - 36 cm)

No disponible con profundidades de chasis de 30 cm

- Corto de 26 cm **STD**
- Largo de 35 cm **STD**

Brazo-T Bajo con altura regulable (17 cm - 27 cm)

No disponible con profundidades de chasis de 30 cm

- Corto de 26 cm **STD**
- Largo de 35 cm **STD**

Brazo doble tubo extraíble, altura ajustable (24 cm - 37 cm)

- Corto de 26 cm 258 €
- Largo de 35 cm 258 €

Opción de serie en caso de no especificar lo contrario

Ángulo ajustable, abatible, montado en los tubos del respaldo (24 cm - 38 cm) No disponible con respaldo dinámico

- Corto de 26 cm 237 €
- Largo de 35 cm 237 €

Omitir reposabrazos S/C

Almohadilla de reposabrazos

Almohadilla de reposabrazos estándar (FTARM026) **STD**

Almohadilla de brazos tipo cascada (FTARM020) 21 €
No disponible con reposabrazos abatible

Tubular de espuma (FTARM025) S/C
Disponible sólo con reposabrazos abatible

Altura de asiento, ruedas delanteras y traseras

Altura asiento / Diámetro ruedas anter. y poster.

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas delanteras y traseras deseado. Medida en cm (in).

Diámetro de ruedas trasera	Ruedas delanteras						
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"	8" x 2"	
12" ³ Neumáticas	Altura de asiento						
	<input type="checkbox"/> 34 (13.5)						
	<input type="checkbox"/> 35 (14)						
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)		<input type="checkbox"/> 43 (17)		
	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	
	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	
	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	
	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	
	12" ³ Cubiertas PU Soft Full Poly	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)			
<input type="checkbox"/> 43 (17)		<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	
<input type="checkbox"/> 44 (17.5)		<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	
<input type="checkbox"/> 45 (18)		<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	
<input type="checkbox"/> 47 (18.5)		<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	
<input type="checkbox"/> 48 (19)		<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
12" ³ Freno de tambor		<input type="checkbox"/> 33 (13)					
		<input type="checkbox"/> 34 (13.5)					
		<input type="checkbox"/> 35 (14)	<input type="checkbox"/> 35 (14)	<input type="checkbox"/> 35 (14)			
		<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)			
	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	
	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	
	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	
	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	
	<input type="checkbox"/> 50 ² (20)	<input type="checkbox"/> 50 ² (20)	<input type="checkbox"/> 50 ² (20)	<input type="checkbox"/> 50 ² (20)	<input type="checkbox"/> 50 ² (20)	<input type="checkbox"/> 50 ² (20)	
16" ⁴ Neumáticas o cubiertas PU Soft	<input type="checkbox"/> 33 (13)						
	<input type="checkbox"/> 34 (13.5)						
	<input type="checkbox"/> 35 (14)	<input type="checkbox"/> 35 (14)	<input type="checkbox"/> 35 (14)				
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)				
	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)			
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)			
	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	
	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)		<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	
	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 ² (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	
<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)		
<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)		

Diámetro de ruedas trasera	Ruedas delanteras						
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"	8" x 2"	
16" ⁴ Freno tambor	Altura de asiento						
	<input type="checkbox"/> 34 (13.5)						
	<input type="checkbox"/> 35 (14)	<input type="checkbox"/> 35 (14)	<input type="checkbox"/> 35				
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5)				
	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)			
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)			
	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)			<input type="checkbox"/> 40 (16)	
	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	
	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	
20"	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	
	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	<input type="checkbox"/> 52 (20.5)	
	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)	<input type="checkbox"/> 38 (15)			
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5)			
	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	
	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	
	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	
	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	
	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	
	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)			
22"	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)	<input type="checkbox"/> 40 (16)		
	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5)	
	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	<input type="checkbox"/> 43 (17)	
	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5)	
	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	
	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	
	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	
	24"	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)	<input type="checkbox"/> 45 (18)
		<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5)
<input type="checkbox"/> 48 (19)		<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	<input type="checkbox"/> 48 (19)	
<input type="checkbox"/> 49 (19.5)		<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5)	
<input type="checkbox"/> 50 (20)		<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	<input type="checkbox"/> 50 (20)	

¹ Disponible solamente con cubiertas PU Soft Full

² No disponible con cubiertas PU Soft Full

³ No disponible con combinación de bandeja de respirador y baterías

⁴ Alturas de asiento superiores a 42 cm con ruedas de 16" no están disponibles con combinación de bandeja de batería y respirador

Tarifa 2024* Precios Venta Público Recomendados sin I.V.A

Altura de asiento, ruedas delanteras y traseras continuación

Ruedas delanteras

Tipo de ruedas	Tamaño ruedas delan.				
	Precio	5"	6"	7"	8"
1" PU Soft (1,25")	STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1" PU Soft aluminio	99 €	<input type="checkbox"/>			
1" Neumático	99 €		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.5" PU Soft	77 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.5" Soft Roll aluminio	163 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2" PU Soft	80 €		<input type="checkbox"/>		
2" Neumático con inserto espuma	202 €				<input type="checkbox"/>

Eje trasero

Eje extraíble (FTAX0003) STD

Placa de eje de autopropulsión

Placa de eje de autopropulsión (FTAXP008) STD
No disponible con bandeja de respirador o ruedas de 12" o 16"

Tipo de rueda trasera

Mag S/C
 Radios 24" MAXX Performance (FTDRM024) 179 €

Tipo de cubierta trasera

PU Soft Full Poly (FTTIR002) S/C
 Neumático gris S/C
 Neumático negro S/C

Frenos de ruedas

Frenos de ruedas

Empuje para frenar (mano) (FTWLK002) **1** S/C
 Bloqueo de pie asistente (FTWLK011) **2** STD
 Freno de tambor (FTWLK015) **3** 390 €

*Disponible solo con ruedas de 12" Mag, 16" Mag o radios MAXX Performance.
No disponible con respaldo reclinable. El eje es extraíble.*

Opción de serie en caso de no especificar lo contrario



Aros de propulsión

*Aros de propulsión no disponibles con ruedas de 30 o 40.5 cm.
No requiere selección con Kit Hemi.*

Aros de propulsión estándar

Aluminio anodizado (FTHRM001) **1** STD
 Con cobertura plástico (FTHRM002) **2** 88 €
 Projection (8 tetones verticales) (FTHRM003) **3** 227 €
Disponible solamente con ruedas de 24"

Opción de aros de propulsión

No disponible en aros con cubierta plástica o con tetones

3M Micro Grip (FTACC006) **4** 52 €



Frenos de ruedas continuación

Doble freno - Pie y empuje (mano) (FTWLK018) 135 €
*Disponible solamente con ruedas de 12" o 16". Incluye extensión de palancas.
Freno de empuje solamente.*

Doble - Freno tambor y empuje (FTWLK016) 592 €
*Disponible solo con ruedas de 12" Mag, 16" Mag o radios MAXX Performance.
No disponible con respaldo reclinable. El eje es extraíble.*

Opciones

Extensión de palanca de freno (FTWLK004) 66 €
Disponible solamente con frenos de empuje

Accesorios

Protectores laterales

- Protectores laterales compuesto (FTSDG002) 126 €
No disponible con Brazo-T o reposabrazos con doble tubo

Antivuelcos

- Antivuelcos traseros (par) (FTATP001) 103 €
Requerido con respaldo reclinable y bandeja de respirador

Cinturón de posicionamiento pélvico

- 4 cm hebilla auto (FTPOB001) 71 €
- 4 cm hebilla auto acolchada (FTPOB002) 151 €
- 5 cm hebilla tipo avión (FTPOB003) 98 €
- Bodypoint Evoflex 169 €

Kit de montaje de cinturón

- Abrazaderas de montaje Ki Mobility (FTACC013) 45 €
- Bodypoint 2,5cm Kit de montaje con abrazadera (FTACC012) 98 €

Soporte de oxígeno

- Soporte de oxígeno (FTACC018) 151 €
No disponible con respaldo reclinable


Color del chasis

Acabado brillante

- Negro S/C
- Azul metalizado S/C
- Morado metalizado S/C
- Rojo metalizado S/C
- Cobre S/C
- Verde manzana 62 €
- Anaranjado metálico 62 €
- Amarillo 62 €
- Azul cielo 62 €
- Rosa 62 €

Otros accesorios

- Bloqueo de basculación (par) (FTTLT001) 4 12 €
- Kit de herramientas (FTACC005) 1 49 €
- Bolsa delantera extraíble (FTACC015) 2 45 €
- Mochila Ki (FTACC009) 59 €
- Protectores de neopreno de reposapiés (FTIMG001) 3 79 €
- Protectores de radio transparentes (FTSPG001) 103 €
Disponibles solamente con ruedas con radios
- Protectores de radio negros (FTSPG002) 103 €
Disponibles solamente con ruedas con radios
- Porta suero (FTACC022) 5 235 €
- Capota con hardware (FTACC042) 6 185 €
Ver imagen debajo



Acabado mate

- Verde militar S/C
- Gris carbón S/C
- Borgoña iridiscente S/C
- Azul marino iridiscente S/C
- Negro sombra S/C
- Blanco suave 62 €
- Verde esmeralda 62 €
- Rojo retro 62 €
- Azul Francia 62 €

ACABADOS BRILLANTES



ACABADOS MATE

