



LIBERTY FT

- Respaldo Plegable y ajustable en ángulo.
- Reposabrazos en T con altura regulable.
- Disponible en ruedas de 22", 24" y 26".

☐ **Liberty FT*** (Plegable) (LFOPTTRN) 2.780 €

Capacidad de peso 115 Kg. Rango de basculación: 0° - 20°.

*Kit de tránsito no incluido

Asiento

Ancho de asiento

Seleccione el ancho de asiento dentro del rango de ancho de asiento deseado

Rango de ancho de asiento	Ancho de asiento				
Pequeño 35.5 - 46	☐ 35.5 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40.5 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 48 (19") S/C
Medio 40.5 - 51	☐ 40.5 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 46 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 51 (20") 442€
Grande 46 - 56*	☐ 46 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 51 (20") 442€	☐ 53 (21") 442€	☐ 56 (22") 442€

*Nota: Se puede ajustar a 51, 53 y 56 cm.

Seteo de amortiguador a gas asistido		
Peso del usuario	Seteo	Tipo resorte (newtons)
☐ 90 Kg - 115 Kg	1	450 N
☐ 80 - 90 Kg	2	450 N
☐ 70 - 80 Kg ¹	3	450 N
☐ 70 - 80 Kg ²	1	300 N
☐ 55 - 70 Kg	2	300 N
☐ <55 Kg	3	300 N

¹ Estándar en sillas con profundidad menor que 40.5

² Estándar en sillas con profundidad de 40.5 o más

Profundidad de asiento

Seleccione la profundidad del asiento dentro del rango de profundidad de asiento deseado

Rango de profundidad de asiento	Profundidad de asiento		
Corto 35.5 - 40.5	☐ 35.5 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40.5 (16") S/C
Medio 40.5 - 46	☐ 40.5 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 46 (18") S/C
Largo 46 - 51	☐ 46 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 51 (20") 568 €

Opción de asiento

- ☐ Tela de asiento standard (LFSS001) STD
- ☐ Panel de asiento sólido de crecimiento (LFACC004)¹ 186 €
- ☐ Omitir asiento S/C

Opción para vehículos

- ☐ Sistema de anclaje para vehículos (FTRNOPT)² 301 € (ISO 7176/19)



Respaldo

Tubo respaldo / Rango de altura / Altura posterior

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente al tubo posterior y rango de altura deseados

Tubo posterior	precio	Rango de altura	Altura posterior				
Tubos de respaldo rectos con empuñadura de empuje ¹	STD	Corto	☐ 51 (20")				
		Largo	☐ 61 (24")				
Altura ajustable recta con empuñadura de empuje (LFBOP001)	25 €	Corto	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 46 (18")
		Medio	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 47 (18")	☐ 48 (19")	☐ 51 (20")
		Largo	☐ 46 (18")	☐ 48 (19")	☐ 51 (20")	☐ 53 (21")	☐ 56 (22")
Altura ajustable curva 8° con empuñadura de empuje ² (LFBOP003)	25 €	Corto	☐ 61 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 46 (18")
		Medio	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 46 (18")	☐ 48 (19")	☐ 51 (20")
		Largo	☐ 47 (18")	☐ 48 (19")	☐ 51 (20")	☐ 53 (21")	☐ 56 (22")

¹ No disponible con tapizado de respaldo

² No disponible con tubos IV

Opción de tubo respaldo de empuñadura de respaldo

Disponible solamente con tubo posterior de empuñadura de respaldo

- ☐ Extensión de empuñadura de respaldo desmontable **1** 71 €
(LFBOP012)

Opciones de respaldo

- ☒ Tubo de respaldo plegable y ajustables en ángulo (plegable) (LFFDB002) **2** STD



Tapizado de respaldo

De seleccionarse ambas opciones (tapizado y respaldo Axiom) se instalará la tapicería del respaldo

- ☐ Estandar acolchado (LFBUP001) STD
- ☐ Tensión ajustable 5-7 tiras (LFBUP002) **3** 180 €
No disponible en anchos de asiento menores que 40.5 cm, combinados con alturas de respaldo de 53 y 56 cm
- ☐ Omitir tapizado de respaldo S/C
(Solo cuando se pide con respaldo rígido)



Reposapiés

Apoyapiernas

- ☐ 60° S/C
Disponible solamente con soportes con tubos de extensión
- ☐ 70° S/C
- ☐ 80° STD
No disponible con casters de 8"
- ☐ 90° S/C
Disponible solamente con soportes de montaje anterior. No disponible con casters de 8" combinados con extensión de 3"
- ☐ Reposapiés elevable Pro (PRO ELR) (LFFAN044) **4** 298 €
- ☐ Omitir soportes S/C



Reposapiés

- ☐ Compuesto **5** STD
No disponible con reposapiés de montaje frontal
- ☐ Compuesto, ángulo y profundidad ajustables **6** 165 €
(LFFPL014). No disponible con reposapiés de montaje anterior o ancho de asiento de 35.5 cm
- ☐ Aluminio, ángulo y profundidad ajustables **7** 183 €
(LFFPL002)
- ☐ Aluminio con multi-ángulo ajustable (LFFPL020) **8** 282 €
Disponible solamente con soporte de reposapiés de montaje anterior
- ☐ Ángulo ajustable de una pieza Flip Up (LFFPL009) **9** 181 €
No disponible con reposapiés de montaje frontal o PRO ELR



Reposapiés continuación

Reposapiés / Extensión / Distancia asiento-reposapiés

Seleccione la distancia asiento-reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Se recomienda que el reposapiés sea por lo menos 5 cm más corto que la altura de asiento. Medidas de soporte de tubos de extensión basadas en curva de soporte de 70°.

Reposapiés	Extensión	Distancia asiento-reposapiés									
Soporte de tubos de extensión (60°, 70°, 80°)	Corto	☐ 25 (10")	☐ 27 (10.5")	☐ 28 (11")	☐ 29 (11.5")	☐ 30 (12")	☐ 32 (12.5")	☐ 33 (13")	☐ 34 (13.5")		
	Medio	☐ 29 (11.5")	☐ 30 (12")	☐ 32 (12.5")	☐ 33 (13")	☐ 34 (13.5")	☐ 35.5 (14")	☐ 37 (14.5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15.5")	
	Largo	☐ 35.5 (14")	☐ 37 (14.5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15.5")	☐ 40.5 (16")	☐ 42 (16.5")	☐ 43 (17")	☐ 44.5 (17.5")	☐ 46 (18")	
Soporte de montaje anterior ¹		Selecciones estándar								Requiere extensión de 8 cm	
	Corto (70°, 80°, 90°)	☐ 10 ² (2")	☐ 11.5 ² (4.5")	☐ 13 (5")	☐ 14 (5.5")	☐ 15 (6")				☐ 21.5 (8.5")	☐ 23 (9")
		☐ 16.5 (6.5")	☐ 18 (7")	☐ 19 (7.5")	☐ 20 (8")				☐ 25 (10")	☐ 27 (10.5")	☐ 28 (11")
	Medio (70°, 80°, 90°)	☐ 10 ² (2")	☐ 11.5 ² (4.5")	☐ 13 (5")	☐ 14 (5.5")	☐ 15 (6")	☐ 16.5 (6.5")	☐ 18 (7")			
		☐ 19 (7.5")	☐ 20 (8")	☐ 21.5 (8.5")	☐ 23 (9")	☐ 24 (9.5")	☐ 25 (10")				☐ 27 (10.5")
	Largo (70°, 80°)	☐ 13 (5")	☐ 14 (5.5")	☐ 15 (6")	☐ 16.5 (6.5")	☐ 18 (7")	☐ 19 (7.5")	☐ 20 (8")	☐ 21.5 (8.5")	☐ 32 (12.5")	☐ 33 (13")
		☐ 23 (9")	☐ 24 (9.5")	☐ 25 (10")	☐ 27 (10.5")	☐ 28 (11")	☐ 29 (11.5")	☐ 30 (12")	☐ 35.5 (14")	☐ 37 (14.5")	☐ 38 (15")
PRO ELR con seteo de pivote bajo	Corto	☐ 27 - 39 (10.5 - 15.5")									
	Largo	☐ 33 - 48 (13 - 19")									
PRO ELR con seteo de pivote alto	Corto	☐ 21.5 - 43 (8.5 - 17")									
	Largo	☐ 29 - 44.5 (11.5 - 17.5")									

¹ Ver altura mínima de asiento en el cuadro debajo

² Disponible solamente con soportes de apoyapiés de montaje frontal a 90°

Altura de asiento mínima con soportes de montaje anterior						
Largo de soporte	Corto		Medio		Largo	
Curva de soporte	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura mínima de asiento con selección estándar	33 (13")	33 (13")	33 (13")	34 (13.5")	37 (14.5")	39 (15.5")
Altura mínima de asiento con extensión de 8 cm	34 (13.5")	35.5 (14")	39 (15.5")	40.5 (16")	43 (17")	46 (18")

Talonera

No disponible con bandeja de reposapiés de una pieza con ángulo ajustable Flip Up

- ☐ Taloneras (LFACC008) 37 €
- ☐ Omitir taloneras S/C

Cincha de pantorrillas

- ☐ Ajustable con velcro (LFACC002) 41 €
- ☐ Ajustable con velcro acolchado (LFACC003) 64 €
- ☐ AeroMesh acolchado bodypoint (LFACC010) 112 €

Extensión de 8 cm

Disponible solamente con soportes de montaje anterior. Se provee como repuesto.

- ☐ Extensión de 8 para reposapiés de montaje anterior _ S/C

Soporte para amputados

Soporte de extremidad residual

- ☐ Izquierdo 381 € ☐ Derecho 381 €
- (LFRLS001) (LFRLS002)

Funda

- ☐ Suave ☐ Malla aire ☐ Suave ☐ Malla aire


Tamaño de almohadilla

- ☐ 13 x 20 ☐ 23 x 35.5 ☐ 13 x 20 ☐ 23 x 35.5
- ☐ 18 x 25 ☐ 28 x 25 ☐ 18 x 25 ☐ 28 x 25
- ☐ 23 x 25 ☐ 28 x 35.5 ☐ 23 x 25 ☐ 28 x 35.5

Reposapiés continuación

Expulsión de soporte

- ☐ 4-Way - en línea (LFREL002) STD
Ver referencia A, a la derecha. No disponible con ó PRO ELR
- ☐ 4-Way - Afuera (LFREL003) S/C
Ver referencia B, a la derecha



Altura de asiento, ruedas anteriores y ruedas posteriores

Altura del asiento, ruedas delanteras y traseras.

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas delanteras y traseras deseado

Tamaño de ruedas posteriores	Ruedas delanteras			
	4"	5"	6"	8"
12"	Altura de asiento			
	☐ 33	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	
	☐ 34 (13.5")	☐ 37 (14.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 43 (17")
	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 44.5 (17.5")
	☐ 37 (14.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 46 (18")
	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 47 (18.5")
	☐ 39 (15.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 44.5 (17.5")	☐ 48 ² (19")
	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 46 (18")	
		☐ 44.5 (17.5")	☐ 47 (18.5")	
		☐ 46 (18")	☐ 48 ² (19")	
16"	☐ 34 ¹ (13.5")	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	
	☐ 35.5 ¹ (14")	☐ 37 (14.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 43 (17")
	☐ 37 (14.5")	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 44.5 (17.5")
	☐ 38 (15")	☐ 39 (15.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 46 (18")
	☐ 39 (15.5")	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 47 (18.5")
	☐ 40.5 (16")	☐ 42 (16.5")	☐ 44.5 (17.5")	☐ 48 (19")
		☐ 43 (17")	☐ 46 (18")	☐ 49.5 (19.5")
		☐ 44.5 (17.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 51 (20")
		☐ 46 (18")	☐ 48 (19")	
		☐ 47 (18.5")		
20"	☐ 33	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	
	☐ 34 (13.5")	☐ 37 (14.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 43 (17")
	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 44.5 (17.5")
	☐ 37 (14.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 46 (18")
	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 47 (18.5")
	☐ 39 (15.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 45 (18")	☐ 48 (19")
	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 46 (18")	☐ 49.5 (19.5")
		☐ 45 (18")	☐ 47 (18.5")	☐ 51 (20")
		☐ 46 (18")	☐ 48 (19")	
		☐ 47 (18.5")		

Tamaño de ruedas posteriores	Ruedas delanteras			
	4"	5"	6"	8"
22" ³	Altura de asiento			
	☐ 34 ¹ (13.5")	☐ 35.5 (14")	☐ 38 (15")	
	☐ 35.5 (14")	☐ 37 (14.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 43 (17")
	☐ 37 (14.5")	☐ 38 (15")	☐ 40.5 (16")	☐ 44.5 (17.5")
	☐ 38 (15")	☐ 39 (15.5")	☐ 42 (16.5")	☐ 46 (18")
	☐ 39 (15.5")	☐ 40.5 (16")	☐ 43 (17")	☐ 47 (18.5")
	☐ 40.5 (16")	☐ 42 (16.5")	☐ 44.5 (17.5")	☐ 48 (19")
		☐ 43 (17")	☐ 46 (18")	☐ 49.5 (19.5")
		☐ 44.5 (17.5")	☐ 47 (18.5")	☐ 51 (20")
		☐ 46 (18")	☐ 48 (19")	
24" ³	☐ 37 ¹ (14.5")	☐ 37 ¹ (14.5")	☐ 38 (15")	
	☐ 38 (15")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15.5")	☐ 43 (17")
	☐ 39 (15.5")	☐ 39 (15.5")	☐ 40.5 (16")	☐ 44.5 (17.5")
	☐ 40.5 (16")	☐ 40.5 (16")	☐ 42 (16.5")	☐ 46 (18")
		☐ 42 (16.5")	☐ 43 (17")	☐ 47 (18.5")
		☐ 43 (17")	☐ 44.5 (17.5")	☐ 48 (19")
		☐ 44.5 (17.5")	☐ 46 (18")	☐ 49.5 (19.5")
		☐ 46 (18")	☐ 47 (18.5")	☐ 51 (20")
		☐ 47 (18.5")	☐ 48 (19")	
		☐ 48 (19")		

¹ Disponible solamente con llantas de perfil bajo

² No disponible con llantas de Poly alto

³ No disponible en combinación con ruedas con radios y llantas Poly bajo

Altura de asiento, ruedas anteriores y ruedas posteriores continuación

Ruedas delanteras

		Tamaño ruedas delan.				
Tipo de ruedas		Precio	4"	5"	6"	8"
	1" Neumático	75 €			☐	☐
	1,25" Poly	S/C	☐	☐	☐	☐
	1,25" Poly aluminio	93 €	☐	☐		
	1.5" Poly	50 €	☐	☐	☐	
	1.5" Soft Roll aluminio	171 €	☐	☐	☐	
	2" PU Soft	72 €			☐	
	2" Neumático con inserto espuma	212 €				☐

Tipo de rueda posterior

- ☐ 22" y 24" Spoke (radios aluminio) S/C
- ☐ MAXX Spoke (radios aluminio negro) (20") (LFWH1120) S/C
- ☐ MAXX Mag 20", 22" y 24" (Negro) STD
- ☐ MAXX spoke de 20", 22" y 24" para freno de tambor 169 €

Tipo de llanta posterior

Perfil alto

- ☐ Neumático calle gris (LFTIR001) STD
- ☐ 1 3/8" Poly alto (macizo negro antipinchazos) (LFTIR002) S/C

Perfil bajo

- ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution (LFTIR010) 124 €
- Disponible solamente en ruedas con MAXX Performance de 24"

Freno de ruedas

Freno de ruedas

- ☐ De empuje corto (LFWLK002) 1 STD
- Freno de rueda unilateral tipo Hemi 2 282 €
- Incluye empuñaduras de extensión
- ☐ Izquierda (LFWLK023) ☐ Derecha (LFWLK024)
- ☐ Freno a tambor (LFWLK015) 3 525 €
- Disponible solamente con ruedas radios Maxx Performance. El eje es de expulsión rápida.
- Doble freno a tambor 4 619 €
- Disponible solamente con ruedas radios Maxx Performance. El eje es de expulsión rápida.
- ☐ Freno de empuje (LFWLK016) ☐ Freno de tiro (LFWLK017)
- ☐ Omitir freno de ruedas S/C

Aro de propulsión

Aros de propulsión no disponibles en ruedas de 12" o 16"

Aros estándar

- ☐ Aluminio anodizado (LFHRM001) STD
- ☐ Recubiertos en plástico (LFHRM002) 109 €
- ☐ Projection (8 proyecciones verticales) (LFHRM003) 306 €
- Disponible solamente con llantas de perfil alto en combinación con MAXX Performance de 22" y 24" con radios o ruedas Mag de 24"

Montaje de aro de propulsión estándar

De no existir una selección, se utilizará el montaje estándar

Montaje de aro de propulsión estándar S/C

- ☐ Montaje estándar ☐ Montaje adyacente
- Reduce el ancho total en 0.75 "

Opción de aro de propulsión

No disponible en aros con cobertura de plástico o aros projection

- ☐ 3M agarre micro (LFACC006) 62 €

Eje

No requiere selección con frenos a tambor

- ☐ Expulsión rápida (LFAXO003) STD


Ergonómicos

No disponible en ruedas de 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag.

- ☐ Ergo Lite regular grip (LFHRM005) 437 €
- ☐ Ergo standard regular grip (LFHRM008) 417 €
- ☐ Ergo Lite Extra grip (LFHRM006) 483 €
- ☐ Ergo Standard Extra grip (LFHRM009) 466 €
- ☐ Ergo Lite Omit grip (LFHRM004) 372€
- ☐ Ergo standard omit grip (LFHRM007) 324 €

Opciones de freno de ruedas


- ☐ Extensión de frenos extraíble (LFWLK004) 5 69 €
- Disponible solamente con frenos empuje ó hale para frenar
- ☐ Asistente para pendientes (LFWLK009) 6 147 €
- Disponible solamente con frenos empuje ó hale para frenar y llantas neumáticas o llantas neumáticas con inserto macizo



Reposabrazos

Reposabrazos Por favor seleccione la opción de almohadilla de brazos

REPOSABRAZOS	LONGITUD	PRECIO
Reposabrazos Alto en forma de T con Altura Regulable (29,2-38 cm) ¹	(LFARM039) Corta	S/C
	(LFARM040) Larga	
Reposabrazo en forma de T con altura regulable (21,6-34,3 cm) ²	(LFARM003) Corta	S/C
	(LFARM004) Larga	
Tubulares Abatibles (21,6-34,3 cm) ³	(LFARM010) Corta	204 €
	(LFARM011) Larga	
Omitir Reposabrazos	(R2ARM019)	S/C



Almohadilla de brazos

- ☐ Almohadilla de brazos estándar ⁴ S/C
(LFARM026) No disponible con reposabrazos Flip Up extendibles, bloqueables con ángulo ajustable en combinación con ruedas de 20"-24"
- ☐ Almohadilla de brazos tipo cascada ⁵ 25 €
(LFARM020) No disponible con Reposabrazos Flip Up Extendible con Bloqueo Ajustable
- ☐ Agarre de gomaespuma ⁶ S/C
(LFARM025) Disponible solamente con reposabrazos ángulo ajustable bloqueable extensible Flip Up

Accesorios

Protectores laterales

- ☐ Protectores laterales en composite negro ⁷ 105 €
(LFSDG002)

Anti-vuelcos

- ☐ Anti-vuelcos posterior (LFATP001) ⁸ 118 €

Pisapie (Tubo de Cola) ⁹

- ☐ Izquierdo (LFACC034) 116 €
- ☐ Derecho (LFACC036) 116 €



Cinturón de posicionamiento pélvico

- ☐ 1 1/2" con hebilla de auto (LFPOB001) ⁹ 75 €
- ☐ 1 1/2" con hebilla de auto acolchada (LFPOB002) ¹⁰ 161 €
- ☐ 5 hebilla tip avión (LFPOB003) ¹¹ 103 €
- ☐ 41-61 cm Bodypoint Evoflex pequeño (LFPOB007) ¹² 177 €
- ☐ 48-74 cm Bodypoint Evoflex mediano (LFPOB008) ¹² 177 €
- ☐ 64-94 cm Bodypoint Evoflex largo (LFPOB009) ¹² 177 €



Kit de montaje de cinturón

- ☐ Hardware de montaje de cinturón de asiento (LFACC024) 15 €
- ☐ Kit de montaje de cinturón bodypoint 2.5 cm con abrazadera (LFACC012) 102 €

Soporte de O₂

- ☐ Soporte de O₂ (LFACC018) ¹² 277 €
Montado en costado izquierdo. No disponible con respaldo reclinable.

Ruedas de tránsito

- ☐ Ruedas de tránsito con freno (LFACC035) ¹³ 284 €
No disponible con cuadro de asiento de profundidad larga, alturas de asiento inferiores a 35.5 o superiores a 46, ruedas posteriores de 12" o 16" soportes de bastón o muletas y soporte de O₂.



Otros accesorios

- ☐ Kit de herramientas (LFACC005) 52 €
- ☐ Bolsa bajo asiento extraíble (LFACC015) 47 €
- ☐ Mochila Ki Mobility (LFACC009) 62 €
- ☐ Protectores de neopreno negros (LFIMG001) 85 €
- ☐ Protectores de radios transparente (LFSPG001) 109 €
No disponible con ruedas Mag
- ☐ Protectores de radios negro (LFSPG002) 109 €
No disponible con ruedas de 20" o ruedas Mag
- ☐ Soporte para bastón o muletas (LFACC007) 183 €

Soporte para Suero 258 €
No disponible con opción para vehículo o curva 8° con tubo posterior de Empuñadura de empuje. Montaje izquierdo no disponible con soporte de O₂

- ☐ Lado izquierdo (LFACC031) ☐ Lado derecho (LFACC030)

Color de cuadro

Colores estándar

	COLORES																				
	ACABADO BRILLANTE													ACABADO MATE							
	Black	Champagne	Ruby Red	Deep Sapphire Blue	Yellow	Opalescent Violet	Dark Pink	Glacier Blue	Electric Green	Radiant Orange	Purple Plum	Blue Steel	Light Pink	Rich Teal	Shadow Black	Tactical Green	Dry Earth Tan	White	Bright Red	Platinum	Iridescent Navy
Chasis	(LFFCS001)	(LFFCS064)	(LFFCS063)	(LFFCS065)	(LFFCS029)	(LFFCS057)	(LFFCS053)	(LFFCS054)	(LFFCS055)	(LFFCS056)	(LFFCS066)	(LFFCS051)	(LFFCS052)	(LFFCS061)	(LFFCS015)	(LFFCS058)	(LFFCS059)	(LFFCS060)	(LFFCS062)	(LFFCS050)	(LFFCS016)
																					
PRECIO	S/C	67€	S/C	S/C	67€	67€	S/C	67€	67€	S/C	67€	67€	65€	S/C	67€	S/C	S/C	67€	S/C	S/C	S/C

ACABADO BRILLANTE



ACABADO MATE

