

Little Wave "Arc" XP

Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha



☐ Little Wave Arc XP - Base plegable (ARFLD) 2.673 €

Capacidad de peso 75kg. El precio incluye kit de crecimiento sin cargo por única vez. Rango de basculación: 0° a 45°. Ancho máximo de asiento de 46 cm (18"). No incluye panel de asiento ni gastos de transporte.

☐ Little Wave Arc XP - Base plegable con sistema para el transporte en vehículos incluido (ARFLDSTD) 2.833 €

Capacidad de peso 75kg. El precio incluye kit de crecimiento sin cargo por única vez. Rango de basculación: 0° a 45°. Ancho máximo de asiento de 46 cm (18"). No incluye panel de asiento ni gastos de transporte.

- Reposabrazos en T regulables en altura.
- Respaldo con altura ajustable con empuñaduras ajustables y plegables
- Reposapiés de aluminio, ángulo y profundidad ajustable.
- Freno de pie.
- Talonera.

Chasis

Ancho del asiento

Seleccione ancho del asiento. Medida en cm (in)

Rango del ancho del asiento	Ancho del asiento		
☐ Pequeño 25 - 30 cm	☐ 25 (10")	☐ 28 (11")	☐ 30 (12")
☐ Mediano 30 - 35 cm	☐ 30 (12")	☐ 33 (13")	☐ 35 (14")
☐ Largo 35 - 40 cm	☐ 35 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40 (16")v
☐ Largo XL 40 - 45 cm	☐ 40 (16")	☐ 43 (17")	☐ 45 (18")

Profundidad del asiento

Seleccione la profundidad del asiento en el rango deseado

Rango prof. del asiento	Profundidad del asiento			
☐ Corto-X 30-38 cm	☐ 30 (12") S/C	☐ 33 (13") S/C	☐ 35 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C
☐ Corto 35-43 cm	☐ 35 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C
☐ Medio 40-48 cm	☐ 40 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 45 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C
☐ Largo 45-50cm	☐ 45 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	☐ 50 (20") 562 €	

Opción de reposapiés abierto

- ☐ Reposapiés abierto (ARHAN015) S/C
No disponible con profundidad de cuadro X-Corto de 38 cm (15")

Mecanismo de basculación

- ☐ Basculación de mano - derecha (ARTLT002) S/C
☐ Basculación de mano - izquierda (ARTLT003) S/C
☐ Basculación de mano - doble (ARTLT008) S/C
☐ Basculación de pie - derecho (ARTLT004) S/C
☐ Basculación de pie - izquierdo (ARTLT005) S/C

Panel de asiento rígido

- ☐ Panel de asiento con crecimiento (ARACC004) 175€
☐ Omitir panel de asiento rígido (Para lechos posturales) S/C

Bandeja de respirador y batería

Requiere base rígida y antivuelco. No disponible en anchos de chasis de menos de 40 cm o freno de bloqueo de pie de asistente o mecanismo de basculación de pie.

- ☐ Bandeja de respirador (ARACC016) 233 €
☐ Soporte de baterías (ARACC017) 233 €
 No disponible con rango de profundidad de asiento Corto - X.
☐ Bandeja de respirador y soporte de baterías 1 (ARACC037) 466 €



No disponible con rango de profundidad de asiento Corto-X o mecanismos de basculación de pie o freno de tambor o bloqueo de rueda Hemi. Debe quitar el ventilador y la batería para su transporte. Incluye chasis extendido. (ARACC037)

Respaldo

Empuñaduras / Rango de altura / Altura de respaldo

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados. Considere o tome en cuenta la altura del cojín del usuario.

Respaldo recto con empuñaduras: 1

- ☐ Bajo 59 (ARBOP016) S/C
☐ Largo 60 (ARBOP017) S/C

Respaldo reclinable con empuñadura plegable ajustable (Plegable)²

No disponible con respaldo mecedor de Seating Dynamics o soporte de O₂. Incluye cuadro extendido. Requiere anti-vuelcos.

- ☐ Bajo 56 (ARBOP020) 1.003 €
☐ Alto 66 (ARBOP021) 1.003 €



Altura ajustable con empuñadura ajustable (plegable) 3

- ☐ Bajo 45.5 - 63.5 (ARBOP018) STD

No disponible con respaldo Meceador Back de Seating Dynamics

- ☐ 45.5 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 53
☐ 56 ☐ 58.5 ☐ 61 ☐ 63.5

- ☐ Alto 50-68 (ARBOP019) STD

Alturas de 51-56 no disponibles con respaldo de Seating Dynamics

- ☐ 50 ☐ 53 ☐ 56 ☐ 58.5
☐ 61 ☐ 63.5 ☐ 66 ☐ 68.5

Otras opciones de respaldos

- ☐ Respaldo dinámico (ARBOP014) 4 1.855 €

No disponible con reposabrazos Flip Up. Disponible solamente con respaldo no-Plegable.



Reposapiés

Reposapiés

Reposapiés	60°	70°	80°	90°	Precio
Reposapiés de tubos de extensión	☐	☐	☐	☐	STD
Reposapiés de montaje anterior		☐	☐	☐	S/C
Reposapiés pediátricos elevables (Peds PRO ELR) (ARHAN045)				☐	275€
Reposapiés elevables pro ² (PRO ELR) (ARHAN044)				☐	275€
Reposapiés contracture ^{3, 4, 5} montaje bilateral (LARHAN041)				☐	328€
Reposapiés contracture ^{3, 5} montaje central (ARHAN040)				☐	328€
Omitir reposapiés (ARHAN046)				☐	S/C

¹ No disponible con casters de 7" o 8" con apoyapiernas compensado o casters de 8" con reposapiés de aluminio con ángulo ajustable.

² No disponible con cuadros de menos de 35.5 cm de ancho sin apoyapiernas compensado o cuadros FrameNot de menos de 30 cm de ancho con apoyapiernas compensado.

³ Incluye reposapiés de aluminio con ángulo ajustable. Requiere base rígida de aluminio. No disponible con opción para vehículos. Ver imagen a la derecha.

⁴ No disponible con profundidad de asiento Corto - X de 30 cm, corto de 35.5 cm, medio de 40.5 cm o largo de 46 cm

⁵ No disponible con profundidad de asiento Corto - X de 38 cm

Fundas PRO ELR


Disponible solamente en PRO ELR

- ☐ Funda para almohadilla de gel (par) (ARELRPAD) 334 €


Tubos de extensión de 8 cm

Disponible sólo con plataforma de montaje delantera (entregado como recambio). No disponible con reposapiés de 90° en combinación con reposapiés con abducción y ruedas delanteras de 3"

- ☐ Tubo de extensión de 8 cm por reposapiés de montaje anterior 52 €
☐ Tubo de extensión de 8 cm por reposapiés de montaje anterior (como repuestos) (AREXT018) 52 €



Montaje bilateral



Montaje central

Reposapiés continuación

Reposapiés / Extensión / Distancia entre asiento y reposapiés

Seleccione la distancia entre asiento y reposapiés (MEDIDAS UL) en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Largo de reposapiés al menos 7 cm más corto que la altura de asiento anterior recomendada. Medidas basadas en 70° de curva de reposapiés

Reposapiés	Extensión	Distancia entre asiento y reposapiés									
1 Reposapiés con tubos telescópicos (60°, 70°, 80°)	☐ Corto	☐ 25(10")	☐ 27(10,5")	☐ 28 (11")	☐ 29(11,5")	☐ 30 (12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")		
	☐ Medio	☐ 29(11,5")	☐ 30 (12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39(15,5")	
	☐ Largo	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39(15,5")	☐ 40,5(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 46(18")	
2 Reposapiés con plataforma de montaje anterior ¹		Selecciones estándar									Requiere extensión de 8 por 52 €
	☐ Corto (70°, 80°, 90°)	☐ 10 ⁵ (5")	☐ 11,5 ⁵ (4,5")	☐ 13 (5")	☐ 14(5,5")	☐ 15 (6")					☐ 22(8,5") ☐ 23(9") ☐ 24(9,5")
		☐ 16,5(6,5")	☐ 18 (7")	☐ 19 (7,5")	☐ 20 (8")						☐ 25(10") ☐ 27(10,5") ☐ 28(11")
	☐ Medio (70°, 80°, 90°)	☐ 10 ⁵ (5")	☐ 11,5 ⁵ (4,5")	☐ 13 (5")	☐ 14(5,5")	☐ 15 (6")	☐ 16,5(6,5")	☐ 18 (7")			☐ 27(10,5") ☐ 28(11") ☐ 30(12")
		☐ 19 (7,5")	☐ 20 (8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 23 (9")	☐ 24(9,5")	☐ 25,5(10")				☐ 30,5(12") ☐ 32(12,5") ☐ 33(13")
	☐ Largo (70°, 80°)	☐ 13 (5")	☐ 14(5,5")	☐ 15 (6")	☐ 16,5(6,5")	☐ 18 (7")	☐ 19 (7,5")	☐ 20 (8")	☐ 21,5(8,5")		☐ 32(12,5") ☐ 33(13") ☐ 34(13,5")
3 Reposapiés contracture	☐ Corto	☐ 27(10,5")	☐ 28 (11")	☐ 29(11,5")	☐ 30 (12")	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")	☐ 35,5(14")	☐ 37(14,5")	
	☐ Medio	☐ 34(13,5")	☐ 35,5(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39(15,5")	☐ 40,5(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44,5(17,5")	
	☐ Largo	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44,5(17,5")	☐ 46(18")	☐ 47(18,5")	☐ 48(19")	☐ 49,5(19,5")	☐ 51 (21")	☐ 52(20,5")	
4 Pediátrico ² PRO ELR	☐ Pivote Bajo	☐ 15 ³ (6")	☐ 16,5 ³ (6,5")	☐ 18 ⁴ (7")	☐ 19 ⁴ (7,5")	☐ 20 ⁴ (8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 23(9")	☐ 24(9,5")	☐ 25,5(10")	☐ 26,5(10,5") ☐ 28 (11") ☐ 29(11,5")
	☐ Pivote Alto	☐ 15 ³ (6")	☐ 16,5 ³ (6,5")	☐ 18 ⁴ (7")	☐ 19 ⁴ (7,5")	☐ 20 ⁴ (8")	☐ 21,5(8,5")	☐ 23(9")	☐ 24(9,5")	☐ 25,5(10")	
5 PRO ELR con punto pivotante bajo	☐ Corto	26,5 - 39 (10,5"-15,5")									
	☐ Largo	33 - 48 (13"-19")									
6 PRO ELR con punto pivotante alto	☐ Corto	21,5 - 17 (8,5"-6,5")									
	☐ Largo	29 - 44,5 (11,5"-17,5")									

¹ Vea la tabla de altura mínima del asiento delantero abajo más adelante.

² Estándar con extensión de 8 cm

³ No disponible en sillas de 38 cm de ancho o más

⁴ No disponible en sillas de 38 cm de ancho o más

⁵ Disponible solamente con Soportes de reposapiés de montaje frontal a 90°

Altura del asiento delantero mínimo con reposapiés de montaje anterior						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura del asiento delantero mínimo con selección estándar	33 (13")	33 (13")	33 (13")	34 (13,5")	37 (14,5")	39 (15,5")
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 8	34 (13,5")	35,5 (14")	39 (15,5")	40,5 (16")	43 (17")	47 (18,5")



Reposapiés continuación

Reposapiés

No requiere selección con reposapiés contracture

- ☐ Composite (ARFPL001) **1** S/C
No disponible con reposapiés de montaje anterior, anchos de cuadro inferiores a 35.5 cm sin reposapiés compensado, anchos de cuadro inferiores a 30 cm con reposapiés compensado
- ☐ Aluminio, ángulo y profundidad ajustables (ARFPL002) **2** STD
- ☐ Composite, ángulo y profundidad ajustables **3** 174 €
No disponible con reposapiernas de montaje frontal o cuadros de 25 cm - 30 cm de ancho. Los cuadros de 33 cm y 35.5 cm de ancho requieren reposapiernas compensado. (ARFPL014)
- ☐ Aluminio con multi-ángulo ajustable y bloqueo **4** 279 €
Disponible solamente con soporte de reposapiés de montaje anterior (ARFPL020)
- ☐ Una pieza, ángulo ajustable, Flip Up (ARFPL009) **5** 177 €
No disponible con reposapiés de montaje anterior, PRO ELR, Anchos de cuadro inferiores a 35.5 cm sin reposapiés compensado o anchos de cuadro inferiores a 30 cm con reposapiés compensado.
No disponible con taloneras.



Taloneras

No disponible con reposapiés de una pieza Flip Up con ángulo ajustable


- ☐ Taloneras (ARACC008) S/C
No disponible con cuadros de menos de 35.5 cm de ancho sin apoyapiernas compensados o cuadros de menos de 30 cm de ancho con apoyapiernas compensados
- ☐ Taloneras ajustables (ARACC029) 32 €

Cincha de pantorrillas

- ☐ Velcro ajustable (ARACC002) 41 €
- ☐ Acolchada velcro ajustable (ARACC003) 63 €
- ☐ Bodypoint Alcohada aeroMesh (ARACC010) 111 €

Extracción de reposapiés

- ☒ 4-Posiciones - In line **6** STD
Ver referencia A a la derecha. Permite que la silla sea plegada sin extraer el soporte del apoyapiés. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.



Altura de asiento, ruedas anteriores y posteriores

Altura del asiento, ruedas delanteras y traseras.

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas delanteras y traseras deseado

Diámetro de ruedas traseras	Ruedas delanteras			
	5"	6" (Ideales)	7"	8"
	Altura de asiento			
12" Neumáticas	☐ 37 (14,5")			
	☐ 38 (15")			
	☐ 39 (15,5")	☐ 39 (15,5")		
	☐ 40,5 (16")	☐ 40,5 (16")		
12" con cubierta PU Soft	☐ 37 (14,5")			
	☐ 38 (15")			
	☐ 39 (15,5")	☐ 39 (15,5")		
	☐ 40,5 (16")	☐ 40,5 (16")		
	☐ 42 (16,5")	☐ 42 (16,5")		
16" Neumáticas o PU Soft (Ideales)	☐ 33 (13")			
	☐ 38 (15")			
	☐ 39 (15,5")	☐ 39 (15,5")		
	☐ 40,5 (16")	☐ 40,5 (16")		
	☐ 42 (16,5")	☐ 42 (16,5")		
	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	
	☐ 44,5 (17,5")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 44,5 (17,5")	
	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")
	☐ 47 (18,5")	☐ 47 (18,5")	☐ 47 (18,5")	☐ 47 (18,5")

Diámetro de ruedas traseras	Ruedas delanteras			
	5"	6"	7"	8"
	Altura de Asiento			
16" Freno tambor	☐ 38 (15")			
	☐ 39 (15,5")	☐ 39 (15,5")		
	☐ 40,5 (16")	☐ 40,5 (16")		
	☐ 42 (16,5")	☐ 42 (16,5")		
	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	
	☐ 44,5 (17,5")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 44,5 (17,5")	
	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")
20"	☐ 38 (15")			
	☐ 39 (15,5")	☐ 39 (15,5")		
	☐ 40,5 (16")	☐ 40,5 (16")		
	☐ 42 (16,5")	☐ 42 (16,5")		
	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	☐ 43 (17")	
	☐ 44,5 (17,5")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 44,5 (17,5")	
	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")
	☐ 47 (18,5")	☐ 47 (18,5")	☐ 47 (18,5")	☐ 47 (18,5")
	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")	☐ 48 (19")

Ruedas delanteras

		Ruedas anteriores				
		Precio	5"	6"	7"	8"
Tipo de ruedas	.75" Rollerblade luminosas	74 €	☐			
	1,25" Poly	S/C	☐	☐	☐	☐
	1" Poly aluminio	102 €	☐			
	1" Neumático	78 €		☐		☐
	1.5" Poly	80 €	☐	☐		
	1.5" Soft Roll aluminio	164 €	☐	☐		
	2" Poly (Ideales)	S/C		☐		

Tipo de ruedas traseras

		Medida de rueda posterior			
		Precio	12"	16"	20" ¹
Tipo de rueda trasera	Mag (Negras)	S/C	☐	☐	☐
	Mag de colores	93€			☐
	MAXX Performance Spoke	186€			☐

¹ No disponible con bloqueo de pie asistente

Mag de colores (de magnesio)

Mag de colores: ☐ Rojo fluorescente ☐ Blanco ☐ Azul ☐ Rosado

Eje trasero

No requiere selección con freno de tambor

☒ Eje extraíble (ARAXO003) STD



Tipo de cubierta trasera

- ☐ PU Soft (perfil alto) (ARTIR002) STD
- ☐ Neumático gris (ARTIR001) 80 €
- ☐ Neumático con Airless (ARTIR004) 84 €

Aros de propulsión

Aros de propulsión no disponibles en ruedas de 30 o 40.5 cm

Aros de propulsión estándar

- ☐ Aluminio anodizado (ARHRM001) STD
- ☐ Con cobertura plástico (ARHRM002) 107 €

Montaje

- ☐ Aros de propulsión Montaje estrecho (close mount) (ARHMT002) S/C

Frenos de ruedas

Frenos de ruedas

- ☐ Empuje (ARWLK002) S/C
- ☐ Bloqueo con el pie (ARWLK011) STD
No disponible con ruedas de 20". Montado en lateral derecho, a menos que se seleccione mecanismo de basculación de mano - Derecha
- ☐ Freno de tambor (ARWLK015) 474 €
Disponible solamente con ruedas Mag de 12" y 16", o ruedas con rayos MAXX Performance. No disponible con llanta PU Soft de 16", ni respaldo reclinable, ni bandeja de respirador y batería, ni mecanismo de basculación de mano. El eje es extraíble.

- Doble - bloqueo de tambor 561 €
Disponible solamente con ruedas Mag de 12" y 16", o ruedas con rayos MAXX Performance. No disponible con llanta PU Soft de 16", ni respaldo reclinable, ni bandeja de respirador y batería, ni mecanismo de basculación de mano. El eje es extraíble
- ☐ Empuje ☐ Tiro
- Freno Hemi 279 €
No disponible con ruedas de 20". Incluye la Extensión de palanca de freno
- ☐ Izquierda ☐ Derecha

Opciones

- ☐ Extensión de palanca de freno (ARWLK004) 70 €
Disponible solamente con frenos de empuje y tiro.

Reposabrazos

REPOSABRAZOS	LONGITUD	PRECIO
1 Pediátrico Regulable en Altura	(ARARM014) Corto (16,5-22,9 cm)	STD
	(ARARM024) Alto (20,3-26,7 cm)	STD
2 Reposabrazos Alto en forma de T con Altura Regulable (29,2-38 cm)	(ARARM039) Corta	42 €
	(ARARM040) Larga	42 €
3 Reposabrazo en forma de T con altura regulable (21,6-34,3 cm)	(ARARM003) Corta	42 €
	(ARARM004) Larga	42 €
4 Reposabrazo Bajo en forma de T con altura regulable 16,5- 26,7 cm)	(ARARM022) Corta	42 €
	(ARARM023) Larga	42 €
5 Ángulo ajustable, Abatible & Bloqueo Extensible (24,1-38,1 cm)	(ARARM010) Corta	260 €
	(ARARM011) Larga	260 €
6 Tubular Abatible	(ARARM015)	STD
Omitir Reposabrazos	(ARARM007)	S/C

Almohadilla de reposabrazos

No disponible con reposabrazos tubular. Almohadilla de reposabrazos cascada no disponible con reposabrazos pediátrico.

- ☐ Almohadilla de reposabrazos estándar (ARARM026) 7 STD
- ☐ Almohadilla de brazos tipo cascada (ARARM020) 8 25 €
No disponible con reposabrazos abatible



Protectores laterales

Protectores laterales rectos de composite: 9

- ☐ Adulto (ARSDG002) 131 €
- ☐ Pediátrico (ARSDG001) 131 €

Accesorios

Antivuelcos 9

- ☐ Antivuelcos traseros (ARATP001) 101 €

Tubo de Cola 10

- ☐ Lado Izquierdo (ARACC034) 116 €
- ☐ Lado Derecho (ARACC036) 116 €



Cinturón de posicionamiento pélvico

- ☐ 2.5 cm (1") hebilla auto (ARPOB004) 11 75 €
- ☐ 2.5 cm (1") hebilla auto acolchada (ARPOB005) 12 160 €
- ☐ 4 cm (1,5") hebilla auto (ARPOB001) 13 75 €
- ☐ 4 cm (1,5") hebilla auto acolchada (ARPOB002) 14 160 €
- ☐ 5 cm (2") hebilla tip avión (ARPOB003) 15 102 €
- ☐ Bodypoint Evoflex pequeño (ARPOB007) 16 175 €
- ☐ Bodypoint Evoflex medio (ARPOB008) 16 175 €
- ☐ Bodypoint Evoflex grande (ARPOB009) 16 175 €

Kit de montaje de cinturón

- ☐ Hardware de montaje de cinturón Bodypoint 17 101 € (ARACC012)
- ☐ Kit d/montaje c/abrazadera de banda (ARACC054) 18 48 €
La abrazadera incluye hardware para montar el cinturón

Protectores de radios

- ☐ Protector de radios transparente (ARSPG001) 107 €
Disponibles solamente con ruedas de MAXX Performance*
- Protectores de radios de dibujos 233 €
Disponibles solamente con ruedas de MAXX Performance

Diseño:

- ☐ Blue Monster (ARSPG003) 18 ☐ Rockin' Reptiles (ARSPG007) 22
- ☐ Robo Fun (ARSPG004) 19 ☐ Tuxedo Time (ARSPG008) 23
- ☐ Tutu Cute (ARSPG005) 20 ☐ Havin' a Hoot (ARSPG009) 24
- ☐ Fairy Garden (ARSPG006) 21 ☐ Super Puppies (ARSPG010) 28



Otros Accesorios

☐ Kit de herramientas (ARACC005)	52 €	☐ Tope de basculación posterior (par) (ARTLT010)	12 €
☐ Bolsa delantera extraíble (IDEAL) (ARACC015)	47 €	☐ Tope de basculación delantero (par) (ARTLT011)	29 €
☐ Mochila Ki pediátrica (ARACC026)	61 €	☐ Porta suero (ARACC022)	255 €
☐ Mochila Ki (ARACC009)	61 €	☐ Soporte de oxígeno (ARACC018)	275 €
☐ Protectores de neopreno e reposapiés (ARIMG001)	84 €	☐ Capota con hardware (ARACC042)	191 €
		Montado en el lateral izquierdo. Debe extraerse para utilizar en vehículos.	
		Ver imagen debajo	



Color

Chasis base y asiento/ acento

S/C

Seleccione los colores deseados del chasis de la base y del chasis del asiento/acento. Si no se selecciona el color del chasis del asiento, se utilizará el color del chasis de la base

COLORES		CHASIS BASE 1	CHASIS ASIENTO 2	Mag Color
ACABADO BRILLANTE	Black	☐ (ARFCS001)	☐ (ARFAC001)	☐ (ARMWC006)
	Ruby Red	☐ (ARFCS063)	☐ (ARFAC063)	☐ (ARMWC063)
	Radiant Orange	☐ (ARFCS056)	☐ (ARFAC056)	☐ (ARMWC056)
	Yellow	☐ (ARFCS029)	☐ (ARFAC029)	☐ (ARMWC017)
	Electric Green	☐ (ARFCS055)	☐ (ARFAC055)	☐ (ARMWC055)
	Rich Teal	☐ (ARFCS061)	☐ (ARFAC061)	☐ (ARMWC061)
	Glacier Blue	☐ (ARFCS054)	☐ (ARFAC054)	☐ (ARMWC054)
	Blue Steel	☐ (ARFCS051)	☐ (ARFAC051)	☐ (ARMWC051)
	Deep Sapphire Blue	☐ (ARFCS065)	☐ (ARFAC065)	☐ (ARMWC065)
	Purple Plum	☐ (ARFCS066)	☐ (ARFAC066)	☐ (ARMWC066)
	Opalescent Violet	☐ (ARFCS057)	☐ (ARFAC057)	☐ (ARMWC057)
	Dark Pink	☐ (ARFCS053)	☐ (ARFAC053)	☐ (ARMWC053)
	Light Pink	☐ (ARFCS052)	☐ (ARFAC052)	☐ (ARMWC052)
	Champagne	☐ (ARFCS064)	☐ (ARFAC064)	☐ (ARMWC064)
ACABADO MATE	Shadow Black	☐ (ARFCS015)	☐ (ARFAC015)	☐ (ARMWC025)
	Iridescent Navy	☐ (ARFCS016)	☐ (ARFAC016)	☐ (ARMWC021)
	Bright Red	☐ (ARFCS062)	☐ (ARFAC062)	☐ (ARMWC062)
	Tactical Green	☐ (ARFCS058)	☐ (ARFAC058)	☐ (ARMWC058)
	Dry Earth Tan	☐ (ARFCS059)	☐ (ARFAC059)	☐ (ARMWC059)
	Platinum	☐ (ARFCS050)	☐ (ARFAC050)	☐ (ARMWC050)
	White	☐ (ARFCS060)	☐ (ARFAC060)	☐ (ARMWC060)



ACABADO BRILLANTE



ACABADO MATE

