



☒ Clik XP - (CLOPTRN) 2.627 €
Incluye kit de crecimiento, Incluye Kit transporte en vehículo

Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha

Little Wave Clik XP

- Peso máximo del usuario: 75 kg.
- Ancho máximo de asiento: 40 cm.
- Gran facilidad de ajuste.
- Opción 5a rueda dinámica.
- Kit de crecimiento en ancho incluido.
- Posición "RELAX" incluida en +2°, +4°, +6°.
- Plataforma de reposapie de aluminio, ángulo y profundidad ajustable.
- Cubierta trasera neumática negra o antipinchazos negra de 1".
- Protectores laterales de Composite rectos.
- Chasis de aluminio 7.000 (mejor absorción de las vibraciones).

Peso de usuario final: _____ kg (Requerido con horquillas Frog Legs)

¹El kit de crecimiento se entregará una sola vez sin cargo en el período comprendido entre 6 meses y 2 años posteriores a la entrega de la silla, para la medida que lo solicite el cliente y dentro de las medidas posibles. No incluye tela asiento o panel rígido, ni gastos de transporte.

Chasis

Ancho de asiento / Profundidad de asiento

Seleccionar el ancho y la profundidad de asiento deseados. Ver referencias A y B en la última página de la hoja de pedido de Clik.

		Ancho de asiento cm (in)								
		20 (8")	23 (9")	25 (10")	28 (11")	30 (12")	33 (13")	35 (14")	38 (15")	40 (16")
Profundidad de asiento cm (in)	20 (8")	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	23 (9")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	25 (10")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	28 (11")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	30 (12")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	33 (13")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	35 (14")		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38 (15")			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40 (16")				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Profundidad ajustable

Aumenta la capacidad de ampliación de la profundidad del asiento. Por restricciones véase tabla 2 en la última página de la hoja de pedido de Clik.

- ☐ 2,5 cm (1") (CLAD01) S/C
- ☐ 5 cm (2") (CLAD02) S/C
- ☐ 7,5 cm (3") (ver tabla 2 en la pag 8) (CLAD03) S/C

Opción para transporte en vehículo

- ☐ Kit transporte en vehículo (CLTRNOPT) STD

Frontal abierto / Abducción

Ver Tabla 2 en la última página de la hoja de pedido de Clik.

- ☐ Chasis para abducción (CLOSF001) S/C
No disponible con 0 y -2,5 posición de la tela de asiento

Opción de asiento

- ☒ Tela de asiento con crecimiento (CLGSS002) STD
- ☐ Panel de asiento rígido con crecimiento (CLGSS001) 242 €

Posición tela del asiento

En posición 0, la tela está aproximadamente a 10 cm de la parte delantera del tubo. Las posiciones de tela de 2,5 cm y 5 cm extienden el chasis al frente de la tela en esa cantidad. -2,5 empuja el asiento 2,5 cm hacia adelante. Ver referencia D en la última página de la hoja de pedido de Clik.

- ☐ 2,5 cm (1") (CLSP03) STD
- ☐ 5 cm (2") (CLSP02) S/C

Horquillas delanteras "Wing"

Ciertas combinaciones de profundidad de asiento, posición de centro de gravedad y tamaño de rueda posterior, requieren un brazo de soporte de horquilla con vista hacia adelante

- ☐ Wing con vista hacia adelante (CLFCW001) S/C

Curva de chasis delantero / Reposapiés

Ángulo entre el tubo de asiento delantero y el suelo. Ver referencia C en la última página de la hoja de pedido de Clik

- ☐ 90° (CLFA01) S/C
- ☐ 85° (CLFA03) S/C
- ☐ 80° (CLFA02) S/C



Respaldo

Empuñaduras / Rango de altura / Altura de respaldo

Seleccione la altura de respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados tenga presente la altura del cojín del usuario.

Tubos de respaldo	Rango altura	Altura de respaldo				
Altura ajustable (Recto o 2,5 cm más estrecho)	Ex. Corto ¹	☐ 23(9")	☐ 25(10")	☐ 28(11")	☐ 30(12")	
	Corto	☐ 28(11")	☐ 30(12")	☐ 33(13")	☐ 35(14")	
	Medio	☐ 33(13")	☐ 35(14")	☐ 38(15")	☐ 40(16")	
	Largo	☐ 38(15")	☐ 40(16")	☐ 43(17")	☐ 45(18")	
Altura fija (Recto o 2,5 cm más estrecho)	Fijo	☐ 23(9")	☐ 25(10")	☐ 28(11")	☐ 30(12")	☐ 33(13")
		☐ 35(14")	☐ 38(15")	☐ 40(16")	☐ 43(17")	☐ 45(18")
Altura fija (Recto o 5 cm más estrecho)	Fijo (5 cm más estrecho)	☐ 28(11")	☐ 30(12")	☐ 33(13")	☐ 35(14")	
		☐ 38(15")	☐ 40(16")	☐ 43(17")		

¹ No disponible con empuñaduras plegables

Opción de tubos de respaldo con altura ajustable

Obligatorio para tubos de respaldo con altura ajustable. Cada tubo de respaldo se estrecha hacia dentro 1,25 cm creando un respaldo 2,5 cm más estrecho.

- ☐ Tubos rectos STD
- ☐ Estrecho hacia adentro 2,5 cm (1") S/C
- No compatible con ancho de asiento de 20 cm (8").

Ángulos de inclinación de respaldo

La inclinación estándar es 90° (perpendicular al suelo). Más (+°) abre el ángulo posterior.

- ☐ +2° ☐ +4° ☐ +6° ☐ +8°

Color de cable de liberación de respaldo Spinergy

- ☐ Negro

Empuñaduras

- ☐ Empuñaduras cortas (CLBCK007) 143 €
- ☐ Empuñaduras largas (CLBCK004) STD
- ☐ Empuñaduras plegables (CLBCK006) 106 €
- No disponibles en tubos de respaldo con altura ajustable con alturas de respaldo de 23 cm (9") a 28 cm (11") o tubos de respaldo estrechos con alturas de respaldo de 28 cm (11") a 35 cm (14").
- ☐ Omitir empuñaduras (CLBCK008) S/C

Empuñaduras de montaje trasero

Las empuñaduras son extraíbles y regulables en altura

- ☐ Barra de empuje ergonómica (CLBCK009) 175 €
- ☐ Empuñadura individual (CLBOP007) 149 €
- ☐ Empuñaduras dobles (CLBOP006) 283 €
- No disponible con empuñaduras o ancho de asiento de 20 cm a 25 cm

Tapizado de respaldo

Disponible solamente con tubos de respaldo con altura ajustable. Si selecciona ambos, tapicería y respaldo Axiom, la tapicería vendrá instalada.

Acolchado velcro ajustable 3 tiras

No disponible con alturas de respaldo de 43 cm (17") o 45 cm (18") en combinación con anchos de asiento de 20 cm (8") o 23 cm (9").

- ☒ Funda estándar (CLBUP001) STD
- ☐ Funda transpirable Air Mesh (CLBUP006) 71 €
- No disponible en anchos de sillas inferiores a 30 cm
- ☐ Omitir Funda de respaldo (CLBUP003) S/C

Tensión ajustable 5-7 tiras

No disponible con anchos de asiento de 20 cm y 23 cm

- ☐ Funda estándar (CLBUP002) 300 €
- No disponible con anchos de asiento de 25 y 2,5 cm de compensación hacia adentro
- ☐ Funda transpirable Air Mesh (CLBUP007) 367 €
- No disponible en anchos de sillas inferiores a 30 cm

Altura parte delantera asiento y ruedas delanteras

Diámetro de ruedas / Altura parte delantera asiento

Seleccione altura parte delantera del asiento en la fila correspondiente a la medida de ruedas delanteras

La altura de la parte delantera de asiento se mide desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento de la tela de asiento. Ajustable hacia arriba o hacia abajo por 1 cm. Ver referencia E en la última página de la hoja de pedido de Klik

Diámetro ruedas	Altura parte delantera asiento														
4"	☐ 32(12,5")	☐ 33(13")	☐ 34(13,5")	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39(15,5")	☐ 40(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45(18")	☐ 47(18,5")	☐ 48(19")	☐ 49(19,5")
5" (ideal)	☐ 34(13,5")	☐ 35(14")	☐ 37(14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39(15,5")	☐ 40(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45(18")	☐ 47(18,5")	☐ 48(19")	☐ 49(19,5")	☐ 50(20")	☐ 52(21")
6"	☐ 37(14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39(15,5")	☐ 40(16")	☐ 42(16,5")	☐ 43(17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45(18")	☐ 47(18,5")	☐ 48(19")	☐ 49(19,5")	☐ 50(20")	☐ 52(21")		

Ruedas delanteras

		Tamaño ruedas delan.				
Tipo de ruedas		Precio	3"	4"	5"	6"
	0,75" rollerblade	S/C	☐	☐		
	0,75" rollerblade Luminosas	76 €	☐	☐	☐	
	1,25" PU Soft	STD		☐	☐	☐
	1" PU soft aluminio	118 €		☐	☐	
	1" neumático	81 €				☐
	1.5" PU Soft	52 €		☐	☐	☐
	1.5" soft Roll Aluminio	179 €	☐	☐	☐	☐

Opciones de horquilla

- ☐ Horquilla ranurada (CLFRK001) **1** STD
- ☐ Horquilla de un solo brazo (CLFRK003) **2** 161 €
- ☐ Horquilla Frog Legs - Negra (CLCST013) **3** 481 €
- No incluida en el paquete de colores anodizados



Reposapiés


Plataformas

- ☐ Aluminio, ángulo ajustable (CLFPL006) **4** STD
- No disponible con alturas parte delantera asiento inferiores a 37 cm
- ☐ Aluminio, ángulo ajustable con elevadores (CLFPL007) **5** 91 €
- No disponible con alturas parte delantera asiento inferiores a 37 cm
- ☐ Aluminio, montaje alto ángulo ajustable (CLFPL008) **6** 91 €
- ☐ Ángulo ajustable, Flip Under (CLFPL012) **7** 98 €
- No disponible con anchos de reposapiés inferiores a 23 cm o con alturas parte delantera asiento inferiores a 38 cm. Ver referencia F en la última página de la hoja de pedido de Klik
- ☐ Montaje alto ángulo ajustable, Flip Under (CLFPL011) **8** 205 €

Distancia entre reposapiés y asiento

Medida desde el borde delantero de la tela de asiento hasta la parte superior, posterior del reposapiés. Se recomiendan el reposapiés por lo menos 7 cm más corto que la altura frontal de asiento. Ver referencia G en la última página de la hoja de pedido de Klik.

☐ 14 (5,5")	☐ 15 (6")	☐ 17 (6,5")	☐ 18 (7")
☐ 19 (7,5")	☐ 20 (8")	☐ 22 (8,5")	☐ 23 (9")
☐ 23 (9")	☐ 25 (10")	☐ 27 (10,5")	☐ 28 (11")
☐ 29 (11,5")	☐ 30 (12")	☐ 32 (12,5")	☐ 33 (13")
☐ 34 (13,5")	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")
☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")



Altura parte trasera asiento y ruedas posteriores

Tamaño de ruedas / Altura parte trasera asiento

Seleccione altura parte trasera asiento en la fila correspondiente a la medida de rueda deseada. Se mide desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento, al frente del tubo de respaldo. La altura de la parte trasera de asiento se adapta a las necesidades. Ver referencia H en la última página de la hoja de pedido de Clik.

Diámetro de ruedas	Altura de asiento posterior														
18"	☐ 30 (12")	☐ 32 (12,5")	☐ 33 (13")	☐ 34 (13,5")	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")
20"	☐ 33 (13")	☐ 34 (13,5")	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")
22"	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")		
24"	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")				

Kit "Hemi"

Kit doble aro (CLDRV007) 1.404 €
Disponible solo con ruedas de radios de 20", 22" y 24" y ejes de liberación

Tamaño de rueda trasera: ☐ 20" ☐ 22" ☐ 24"
Costado de aro de propulsión: ☐ Izquierdo ☐ Derecho
Tipo de aro de propulsión: ☐ Aluminio (CLDRV004) S/C
☐ PU soft recubierto (CLDRV005) 187 €



Tipo de rueda posterior

☐ MAXX Performance Spoke (radios) 20"- 22"- 24" STD
☐ MAXX Mag (negro magnesio) 2 58 €
No disponible en ruedas de 18"

MAXX Mag colores 3 95 €
Disponible solamente en ruedas de 20", 22" y 24"
Color: ☐ Rojo fluorescente ☐ Blanco ☐ Azul ☐ Rosa

Spinergy Spox 4 942 €
No disponible en ruedas de 18"

Color: ☐ Negro ☐ Rojo ☐ Blanco ☐ Azul ☐ Amarillo

Aro propulsión: ☐ Pestaña corta ☐ Pestaña larga

Disponible solamente con Aros de Propulsión de aluminio Anodizado o con cubierta de plástico

Spinergy LX 5 1.183 €
No disponible en ruedas de 18" o 20"

Color: ☐ Negro ☐ Rojo ☐ Blanco ☐ Azul
(CLSSC001) (CLSSC002) (CLSSC003) (CLSSC005)

☐ Rosa ☐ Verde ☐ Naranja ☐ Púrpura

Aro propulsión: ☐ Pestaña corta ☐ Pestaña larga

Disponible solamente con aros de propulsión de aluminio anodizado o con cubierta de plástico



Tipo de cubierta posterior

Perfil ancho

☐ PU Soft alto, anti-pinchazos 1 3/8" (CLTIR002) S/C
☐ Neumatico tipo calle negro STD

Perfil estrecho

☐ Alta presión 1" (CLTIR006) 84 €
No disponible en ruedas Mag o en ruedas de 18"
☐ Sentinel maciza anti-pinchazos 1" (CLTIR005) 91 €
No disponible en ruedas de 18" o 20" y en ruedas Mag de 24"
☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (CLTIR010) 124 €
Disponible solamente en ruedas MAXX Performance de 24" o Spinergy

Aros de propulsión

No necesita selección con Kit "Hemi"

Aros de propulsión estándar

☐ Aluminio anodizado (CLHRM001) 6 STD
☐ Con cubierta de plástico (CLHRM002) 7 105 €
☐ Projection (8 tetones verticales) (CLHRM003) 8 306 €
Disponible solamente con cubiertas de perfil ancho, en combinación con ruedas MAXX Performance de 22"-24" y ruedas Mag de 24" con radios

Ergonómicos

No disponible en ruedas de 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag.

☐ Ergo Lite Regular Grip (CLHRM005) 427 €
☐ Ergo Standard Regular Grip (CLHRM008) 409 €
☐ Ergo Lite Extra Grip (CLHRM006) 473 €
☐ Ergo Standard Extra Grip (CLHRM009) 456 €
☐ Ergo Lite Omitir Grip (CLHRM004) 364 €
☐ Ergo Standard Omitir Grip (CLHRM007) 317 €

Opción de aros de propulsión

☐ 3M micro grip (CLACC006) 62 €
No disponibles en aros de propulsión con cubierta de plástico o tetones



Altura parte trasera asiento y ruedas posteriores continuación

Eje trasero

☒ Eje extraíble (CLAX0003) **STD**

Espacio entre ruedas traseras y chasis de silla

Ajustable hasta .5" hacia afuera. La separación mínima con chasis con abducción es 1.25" con 0° de camber, 1" con 2° o 4° de camber y .75" con 6° o 8° de camber. .75" mínimo con 0° de camber en chasis estándar. No requiere selección con Kit "Hemi". Ver referencia J en la última página de la hoja de pedido de Clik

☐ 1" ☐ 1.25" ☐ 1.5" ☐ 1.75"

Camber de ruedas traseras

6° y 8° no disponible con Kit "Hemi". 4° no disponible con Brazo-T.

☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

Centro de gravedad preestablecido (COG)

Medido desde la parte delantera de los tubos de respaldo hasta el centro del eje. La configuración del COG podría verse limitado con ciertas configuraciones. 0° indica que el eje estará directamente debajo del tubo de respaldo. Ver referencia J en la última página de la hoja de pedido de Clik Xp.

Posiciones amputado (en pulgadas / cm)

☐ -1,57"/-4	☐ -1,22"/-3,1	☐ -0,98"/-2,5	☐ -0,75"/-1,9
☐ -0,49"/-1,25	☐ -0,24"/-0,6	☐ 0"/0	☐ 0,24"/0,6

Posiciones estándar (en pulgadas / cm)

☐ 1"/2,54	☐ 1,25"/3,17	☐ 1,5"/3,81	☐ 1,75"/4,44
☐ 2"/5,08	☐ 2,25"/5,71	☐ 2,5"/6,35	☐ 2,75"/7
☐ 3"/7,62	☐ 3,25"/8,25	☐ 3,5"/8,9	☐ 3,75"/9,52

Frenos de ruedas

Frenos

- ☐ Empuje montaje flush (CLWLK001) **STD**
No disponible con Profundidad de asiento inferior a 28 cm o chasis con abducción
- ☐ Empuje (CLWLK002) **S/C**
- ☐ Freno tipo tijera de perfil bajo (CLWLK012) **60 €**
No disponible con cubiertas PU Soft, cubiertas Sentinel o reposapiés con abducción

Opciones

- ☐ Extensión de palancas de frenos (CLWLK004) **72 €**
Disponibles solamente con frenos de ruedas empuje o tiro
- ☐ Bloqueo antirretroceso para pendientes (CLWLK009) **141 €**
Disponibles solamente con frenos de empuje y ruedas neumáticas o neumáticas con llantas con Airless Insert



Reposabrazos

REPOSABRAZOS	LONGITUD	PRECIO
1 Pediátrico Regulable en Altura	(CLARM014) Corto (16,5-25,4 cm)	☐ STD
2 Reposabrazos Alto en forma de T con Altura Regulable (29,2-38,1 cm)	(CLARM039) Corta	☐ 64 €
	(CLARM040) Larga	☐ 64 €
3 Reposabrazo en forma de T con altura regulable (21,6-34,3 cm)	(CLARM003) Corta	☐ 64 €
	(CLARM004) Larga	☐ 64 €
4 Reposabrazo Bajo en forma de T con altura regulable 16,5- 26,7 cm)	(CLARM022) Corta	☐ 64 €
	(CLARM023) Larga	☐ 64 €
5 Ángulo ajustable, Abatible & Bloqueo Extensible	(CLARM010) Corta	☐ 249 €
	(CLARM011) Larga	☐ 249 €
6 Reposabrazos Swing Away	(CLARM001) Corta (17,8-22,9 cm)	☐ 180 €
	(CLARM021) Larga (23,5-28,6 cm)	☐ 180 €
7 Tubular Abatible	(CLARM015)	☐ STD
Omitir Reposabrazos	(CLARM007)	☐ S/C



Almohadilla de reposabrazos

No disponible con reposabrazos tubular Flip Up o abatibles. Almohadillas de reposabrazos largas no disponibles con Brazo-T pediátrico con altura ajustable

- ☐ Almohadilla de reposabrazos estándar (CLARM026) **8** **S/C**
- ☐ Almohadilla de reposabra. Tipo cascada (CLARM020) **9** **25 €**
No disponible con reposabrazos de ángulo ajustable, abatible, montado en los tubos de respaldo

Protectores laterales

No disponibles con reposabrazos-T o reposabrazos pediátrico tipo escritorio

Montaje Directo 1

Profundidad de asiento mínima 25 cm.

- | | |
|---|-----|
| ☐ Protectores Composite - Adulto (35,6-40,6 cm)
(CLSDG002)
Profundidad de asiento mínima 20,5 cm | S/C |
| ☐ Protectores Composite - Pediátrico (25,4-35,6 cm)
(CLSDG001)
Profundidad de asiento mínima 25,4 cm | S/C |

Opción de Separadores Protectores Laterales 2

Disponible solo con espacio entre ruedas traseras de 1.75"

- | | |
|---|------|
| ☐ Sin Separadores Protectores Laterales (CLSGS001) | S/C |
| ☐ Separadores Protectores Laterales (CLSGS002) | 13 € |

Montaje con abrazadera

Profundidad de asiento mínima 25 cm.

- | | |
|--|-------|
| ☐ Ajustable de Aluminio con almohadilla 3
Negro mate (CLSDG017) | 201 € |
| ☐ Ajustable de Aluminio con almohadilla
Combine con el color del chasis (CLSDG018)
No disponible con hidrografías | 227 € |
| ☐ Fenders ajustables en fibra de carbono 4
(CLSDG016)
Profundidad de asiento mínima 25 cm | 391 € |



Accesorios

5a Rueda

- | | |
|--|-------|
| 5a rueda dinámica 5 | 201 € |
| Elastómeros: ☐ Suave ☐ Firme | |
| Ambos elastómeros están incluidos; el elastómero seleccionado será instalado | |

Antivuelcos

No disponible con 5a Rueda

- | | |
|---|-------|
| ☐ Antivuelcos posteriores (CLATP000) 6 | 133 € |
| ☐ Activado por el usuario - Par (CLATP012) 7 | 312 € |
| ☐ Activado por el usuario - Izquierda (CLATP010) 7 | 157 € |
| ☐ Activado por el usuario - Derecha (CLATP011) 7 | 157 € |



Tubo de Cola (Pisapie)

- | | |
|---|------|
| ☐ Tubo de Cola - Lado Izquierdo (CLACC034) | 90 € |
| ☐ Tubo de Cola - Lado Derecha (CLACC036) | 90 € |

Cincha de pantorrilla

No disponible con anchos de asiento de 20 cm o 23 cm

- | | |
|--|-------|
| ☐ Velcro ajustable (CLACC002) | 41 € |
| ☐ Acolchada velcro ajustable (CLACC003) | 64 € |
| ☐ Bodypoint acolchada aeroMesh (CLACC010) | 112 € |

Cinturón de posicionamiento pélvico

- | | |
|--|-------|
| ☐ 2,5 cm hebilla auto (CLPOB004) | 75 € |
| ☐ 2,5 cm hebilla auto acolchada (CLPOB005) | 161 € |
| ☐ 4 cm hebilla auto (CLPOB001) | 75 € |
| ☐ 4 cm hebilla auto acolchada (CLPOB002) | 161 € |
| ☐ 5 cm hebilla tipo avión (CLPOB003) | 103 € |
| ☐ Bodypoint Evoflex pequeño (40,6-60,9 cm) (CLPOB007) | 177 € |
| ☐ Bodypoint Evoflex medio (48,3-73,7 cm) (CLPOB008) | 177 € |
| ☐ Bodypoint Evoflex grande (63,5-94 cm) (CLPOB009) | 177 € |

Kit de montaje de cinturón

- | | |
|---|------|
| ☐ Abrazadera para montaje de cinturón Ki Mobility 23
(CLACC023) | 47 € |
|---|------|

Protectores de radios No disponible con ruedas Mag

- | | |
|---|-------|
| ☐ Protectores de radios transparentes (CLSPG001) | 133 € |
| ☐ Protectores de radios negros (CLSPG002) | 133 € |
| No disponibles con ruedas de 18" o 20" | |


Protectores de radios con dibujos 235 €

- Disponibles solamente con ruedas de 20" y 22"
- Diseño:**
- | | |
|--|---|
| ☐ Transparente (CLSPG001) | ☐ Fairy Garden (CLSPG006) 11 |
| ☐ Negro (CLSPG002) | ☐ Rockin' Reptiles (CLSPG007) 12 |
| ☐ Blue Monster (CLSPG003) 8 | ☐ Tuxedo Time (CLSPG008) 13 |
| ☐ Robo Fun (CLSPG004) 9 | ☐ Havin' a Hoot (CLSPG009) 14 |
| ☐ Tutu Cute (CLSPG005) 10 | ☐ Super Puppies (CLSPG010) 15 |



Otros accesorios

- | | |
|--|-------|
| ☐ Kit de herramientas (CLACC005) 16 | 42 € |
| ☐ Bolsa delantera extraíble (IDEAL) (CLACC015) 17 | 47 € |
| ☐ Mochila Ki pediátrica (CLACC026) 18 | 62 € |
| Mejor ajuste en sillas con ancho superior a 20 cm | |
| ☐ Mochila Ki (CLACC009) 19 | 62 € |
| Mejor ajuste en sillas con ancho superior a 25 cm | |
| ☐ Porta equipajes (CLACC025) 20 | 81 € |
| ☐ Soporte para bastón o muletas (CLACC007) 21 | 183 € |
| ☐ Capota con hardware (CLACC042) 22 | 191 € |
| Ver imagen debajo | |



Little Wave Clik XP

Color

Chasis y acento

Seleccionar colores del chasis y de acento deseados. El color de acento se utiliza en barra estabilizadora respaldo y en ruedas delanteras; si no hay selección el color de acento, se utilizará el color del chasis.

OPCIONES	PRECIO	COLORES																	
		ACABADO BRILLANTE												ACABADO MATE					
		Black	Champagne	Ruby Red	Deep Sapphire Blue	Yellow	Opalescent Violet	Dark Pink	Glacier Blue	Electric Green	Radiant Orange	Purple Plum	Blue Steel	Light Pink	Rich Teal	Shadow Black	Tactical Green	Dry Earth Tan	White
Chasis		(CLFCS001)	(CLFCS064)	(CLFCS063)	(CLFCS065)	(CLFCS029)	(CLFCS057)	(CLFCS053)	(CLFCS054)	(CLFCS055)	(CLFCS056)	(CLFCS066)	(CLFCS051)	(CLFCS052)	(CLFCS061)	(CLFCS015)	(CLFCS058)	(CLFCS059)	(CLFCS060)
	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Paquete de Acento ¹		(CLFAC001)	(CLFAC064)	(CLFAC063)	(CLFAC065)	(CLFAC029)	(CLFAC057)	(CLFAC053)	(CLFAC054)	(CLFAC055)	(CLFAC056)	(CLFAC066)	(CLFAC051)	(CLFAC052)	(CLFAC061)	(CLFAC015)	(CLFAC058)	(CLFAC059)	(CLFAC060)
	45 €	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Paquete de Acento ²		(CLCAP064)	(CLCAP063)	(CLCAP065)	(CLCAP029)	(CLCAP057)	(CLCAP053)	(CLCAP054)	(CLCAP055)	(CLCAP056)	(CLCAP066)	(CLCAP051)	(CLCAP052)	(CLCAP061)	(CLCAP015)	(CLCAP058)	(CLCAP059)	(CLCAP060)	(CLCAP062)
	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
MAXX Mag		(CLMWC006)	(CLMWC064)	(CLMWC063)	(CLMWC065)	(CLMWC017)	(CLMWC057)	(CLMWC053)	(CLMWC054)	(CLMWC055)	(CLMWC056)	(CLMWC066)	(CLMWC051)	(CLMWC052)	(CLMWC061)	(CLMWC025)	(CLMWC058)	(CLMWC059)	(CLMWC060)
	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1 Incluye barra estabilizadora del respaldo y alas de casters delanteros.
2 Incluye respaldo, torres, abrazaderas, Abrazaderas de Torres, y tubo.

	COLORES ANODIZADOS									
	Black (CLANO001)	Blue (CLANO002)	Bright Green (CLANO003)	Orange (CLANO004)	Pewter (CLANO005)	Pink (CLANO006)	Purple (CLANO007)	Red (CLANO008)	Gold (CLANO009)	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
PRECIO	S/C	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	247 €	



Referencias

A. Ancho de asiento Ver Diagrama 1

Medido desde parte externa del tubo de chasis a un lado hasta parte externa del tubo de chasis al otro lado.

B. Profundidad de asiento Ver Diagrama 3

Medido desde la parte anterior de los tubos de respaldo hasta el borde delantero de la tela del asiento. La tela del asiento comienza en el nacimiento de la curva en la parte delantera del chasis.

C. Curva de chasis delantera Ver Diagrama 3

Ángulo entre el tubo de la parte delantera del asiento y el suelo.

D. Posición de la tela del asiento Ver Diagrama 2

En posición de tela 0, la tela está aproximadamente a 10 cm del tubo delantero. Las posiciones de tela de 2,5 cm y 5 cm extienden el chasis al frente de la tela en esa cantidad. -2,5 cm empuja el asiento 2,5 cm hacia adelante. Ver tablas 1 y 2 para más detalles.

E. Altura de la parte delantera del asiento Ver Diagrama 1

Medida desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento al frente de la tela del asiento.

F. Ancho de reposapiés Ver Diagrama 1

Medido desde la parte interna del tubo delantero hasta la parte interna del tubo en el otro lado. Anchos de reposapiés listados debajo para cada ancho de asiento. Ver tabla 1 para más detalles.

G. Distancia entre asiento y reposapiés Ver Diagrama 3

Medida desde el borde delantero de la tela de asiento hasta la parte superior-posterior del reposapiés. Se recomienda un reposapiés al menos 7 cm más corto que la altura de asiento delantero.

H. Altura de la parte trasera del asiento Ver Diagrama 3

Medida desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento al frente del tubo de respaldo. La altura de la parte trasera de asiento se adapta a las necesidades.

I. Centro de gravedad preestablecido Ver Diagrama 3

Medido desde el frente del tubo de respaldo hasta el centro del eje trasero. 0° indica que el eje estará directamente debajo del poste trasero.

J. Distancia entre rueda trasera y chasis Ver Diagrama 1

Medida desde la parte externa del respaldo hasta la parte interna de la cubierta trasera. Ajustable hacia afuera 13 cm.

Diagrama 1




Diagrama 2




Diagrama 3




Tabla 1

F. Ancho de reposapiés (cm)		
Ancho de asiento	Chasis recto (Diagrama 1)	Opción compensada
20	14,5	23
23	17	25
25	19,5	28
28	22	30
30	24,5	33
33	27	35
35	30	38
38	32	40
40	35	43

Tabla 2

Posición de la tela del asiento / Profundidad ajustable / Compatibilidad profundidad de asiento (cm)									
Posición de la tela del asiento	-2,5 - 0			2,5			5		
	2,5	5	8	2,5	5	8	2,5	5	8
Profundidad de asiento	35								X
	38					X		X	X
	40			X		X	X	X	X

X indica que no está disponible la combinación la posición de la tela del asiento, la profundidad ajustable y la compatibilidad de profundidad de asiento.

*.7 cm que no tienen restricciones la posición de la tela del asiento, la profundidad ajustable a 0 cm y la compatibilidad profundidad de asiento 20 cm - 33 cm.