



Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha

- Ancho máximo de asiento de 45 cm (18").
- Basculación: 0° a 45°.
- Carga máxima: 75 kg.
- Base con plegado frontal o Base rígida.
- Empuñaduras regulables en altura con ángulo ajustable.
- Respaldo plegable ERGO.
- Reposapiés en aluminio regulables en ángulo y profundidad.
- Panel de asiento con crecimiento
- Kit de crecimiento.
- Asa de empuje única.
- Reposabrazos pediátrico bajo / alto con altura ajustable.
- Eje trasero extraíble.
- Cincha de talón.

☐ Flip XP - Base con plegado frontal - 2.807 €
Incluye kit de crecimiento^{1,2} (PTFLD)

☐ Flip XP - Base rígida (para chais en abducción) (PTRGD) 2.807 €

¹ El kit de crecimiento se entregará una sola vez sin cargo en el periodo comprendido entre 6 meses y 2 años posteriores a la entrega de la silla, para la medida que lo solicite el cliente y dentro de las medidas posibles. No incluye panel de asiento ni gastos de transporte.

² Kit anclaje para transporte en vehículo no incluido.

Chasis

Ancho del asiento

Seleccione el ancho del asiento

Ancho del asiento								
☐ 25 (10")	☐ 28 (11")	☐ 30 (12")	☐ 33 (13")	☐ 35 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40 (16")	☐ 43 (17")	☐ 45 (18")

Profundidad del asiento

Seleccione prof. del chasis en el rango de prof. del chasis deseado

Rango prof. del asiento	Profundidad del asiento				
Corto 30-40 cm (12"-16")	☐ 30 (12") S/C	☐ 33 (13") S/C	☐ 35 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40 (16") S/C
Medio 35-45 cm (14"-18")	☐ 35 (14") S/C	☐ 38 (15") S/C	☐ 40 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 45 (18") S/C
Largo 40-50 cm* (16"-20")	☐ 40 (16") S/C	☐ 43 (17") S/C	☐ 45 (18") S/C	☐ 48 (19") S/C	* S/C

*Se puede extender hasta 50 cm (20").

Respaldo

Empuñaduras / Rango de altura / Altura de respaldo

- ☐ Empuñadura 20" (Baja 50,8 cm) (PTBOP016) .5 S/C
- ☐ Empuñadura 24" (Alta 61 cm) (PTBOP017) .5 S/C
- ☐ Altura Fija con Empuñadura Ajustable 22" .6 S/C
(Baja 56 cm) (PTBOP030). No disponible con Respaldo Dinámico
- ☐ Altura Fija con Empuñadura Ajustable 26" .6 S/C
(Alta 66 cm) (PTBOP031). No disponible con Respaldo Dinámico
- ☐ Respaldo Reclinable con Empuñadura Ajustable 22" (Baja 56 cm) (PTBOP020) .7 811 €
No disponible con Dynamic Back. Disponible solamente con freno para asistente. Altura mínima de asiento: 38 cm con ruedas Mag de 12" y 40 cm con ruedas Mag de 16"
- ☐ Respaldo Reclinable con Empuñadura Ajustable 26" (Alta 66 cm) (PTBOP021) .7 811 €
No disponible con Dynamic Back. Disponible solamente con freno para asistente. Altura mínima de asiento: 38 cm con ruedas Mag de 12" y 40 cm con ruedas Mag de 16"

Opción para transporte en vehículo (ISO 7176/19)

☐ Kit anclaje (PTRNOPT) 1 170 €

Reposapiés con abducción

☐ Soporte de reposapiés abierto para mayor abducción 52 €
Disponible solamente con base rígida (no plegado frontal) (PTHAN015)

Mecanismo de basculación 2

☐ Mano (PTTLT002) S/C

☐ Pie (PTTLT004) S/C

Panel de asiento rígido 3

☐ Panel de asiento con crecimiento (PTACC004) STD

☐ Omitir panel de asiento (para lechos posturales) (PTACC021) S/C



- ☐ Empuñadura Ajustable con Altura Ajustable 18"-25" (Baja 45,7 - 63,5 cm) (PTBOP018) .8 S/C
Seleccionar rango de altura. No disponible con Respaldo Dinámico
- ☐ Empuñadura Ajustable con Altura Ajustable 20"-27" (Alta 50,8 - 68,6 cm) (PTBOP019) .8 S/C
20,8 - 56 cm. Seleccionar rango de altura. No disponible con Respaldo Dinámico

Rango de altura / Altura de respaldo

☐ 45,7 cm ☐ 48,3 cm ☐ 50,8 cm ☐ 53,3 cm ☐ 55,9 cm
☐ 58,4 cm ☐ 60,9 cm ☐ 63,5 cm ☐ 66 cm ☐ 68,6 cm



Otras opciones de respaldos

☐ Respaldo dinámico (PTBOP014) .4 1.855 €
No disponible con reposabrazos Flip Up. Respaldo no-plegable.

Reposapiés

Reposapiés

- ☐ 70° reforzado (PTHAN016) S/C
- ☐ 80° reforzado (PTHAN017) S/C
No disponible con ruedas delanteras de 8"
- ☐ 90° reforzado (PTHAN004) S/C
Disponible solamente con plataformas de montaje delantero. No disponible con ruedas delanteras de 8"
- ☐ Reposapiés pediátricos elevables PRO (PTHAN04) 267 €
- ☐ Reposapiés elevables PRO (PRO ELR) (PTHAN044) 267 €
No disponible con anchos de chasis estándar inferiores a 35 cm o anchos de chasis con reposapiés abiertos inferiores a 30 cm

Reposapiés / Curvatura del cuadro frontal

Reposapiés	60°	70°	80°	90°	Precio
Reposapiés de tubos de extensión	☐	☐	☐ ¹		STD 1
Reposapiés de montaje anterior		☐	☐	☐	S/C 2
Reposapiés pediátricos elevables (Peds PRO ELR) (PTHAN045)				☐	275 € 3
Reposapiés elevables pro ² (PRO ELR) (PTHAN044)				☐	275 € 4
Reposapiés contracture ^{3, 4, 5} montaje bilateral (PTHAN041)				☐	328 € 5
Reposapiés contracture ^{3, 5} montaje central (PTHAN040)				☐	328 € 6

¹ No disponible con ruedas de 8"

² No disponible con cuadros de menos de 14" de ancho sin soportes de compensación o cuadros con anchos de menos de 12" con soportes de compensación.

³ Reposapiés ajustables en ángulo de aluminio incluidos. Ver imagen a la derecha.



Plataformas

- No requiere selección con reposapiés contracture
- ☐ Composite (PTFPL001) 7 S/C
No disponible con plataforma de montaje delantera, anchos de chasis estándar inferiores a 35 cm, anchos de chasis con reposapiés con abducción inferiores a 30 cm o PRO ELR
- ☐ Composite, ángulo y profundidad ajustables 8 (PTFPL014) 174 €
No disponible con plataforma de montaje delantera y anchos de chasis de 25 cm a 30 cm. Anchos de chasis de 33 cm y 35 cm require reposapiés abiertos (PTFPL014)
- ☐ Aluminio, ángulo y profundidad ajustables (PTFPL002) 9 STD
- ☐ Aluminio con multiángulo ajustable (PTFPL020) 10 279 €
Disponible solamente con plataforma de montaje delantera
- ☐ Una pieza, ángulo ajustable, plataforma abatible 11 (PTFPL009) 177 €
No disponible con plataforma de montaje delantera, anchos de chasis estándar inferiores a 35 cm, anchos de chasis con reposapiés abiertos inferiores a 30 cm o PRO ELR (PTFPL009)



Tubos de extensión de 8 cm

Disponible sólo con plataforma de montaje delantera (entregado como recambio)

- ☐ Tubos de extensión de 8 cm (PTEXT008) 50 €

Altura del asiento delantero mínimo con plataforma de montaje delantera						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura del asiento delantero mínimo con selección estándar	33 (13")	33 (13")	33 (13")	34 (13,5")	37 (14,5")	39 (15,5")
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 7,5cm	34 (13,5")	35 (14")	39 (15,5")	40 (16")	43 (17")	45 (18")

Reposapiés continuación

Reposapiés / Extensión / Distancia entre asiento y reposapiés

Selecione la distancia entre el asiento y reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Largo al menos 7 cm más corto que la altura de asiento delantero recomendada. Medidas basadas en reposapiés de 70°.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre asiento y reposapiés (cm)											
Reposapiés con tubos telescópicos (60°, 70°, 80°)	Corto	☐ 25(10°)	☐ 27(10,5°)	☐ 28(11°)	☐ 29(11,5°)	☐ 30(12°)	☐ 32(12,5°)	☐ 33(13°)	☐ 34(13,5°)				
	Medio	☐ 29(11,5°)	☐ 30(12°)	☐ 32(12,5°)	☐ 33(13°)	☐ 34(13,5°)	☐ 35(14°)	☐ 37(14,5°)	☐ 38(15°)	☐ 39(15,5°)			
	Largo	☐ 35(14°)	☐ 37(14,5°)	☐ 38(15°)	☐ 39(15,5°)	☐ 40(16°)	☐ 42(16,5°)	☐ 43(17°)	☐ 44(17,5°)	☐ 45(18°)			
Reposapiés con plataforma de montaje anterior ¹		Opciones estándar									Requiere tubos tel. de 7,5cm por 50 €		
	Corto (70°, 80°, 90°)	☐ 13 (5°)	☐ 14(5,5°)	☐ 15 (6°)	☐ 17(6,5°)						☐ 22(8,5°)	☐ 23 (9°)	☐ 24(9,5°)
		☐ 18 (7°)	☐ 19(7,5°)	☐ 20 (8°)						☐ 25(10°)	☐ 27(10,5°)	☐ 28(11°)	
	Medio (70°, 80°, 90°)	☐ 13 (5°)	☐ 14(5,5°)	☐ 15 (6°)	☐ 17(6,5°)	☐ 18 (7°)	☐ 19(7,5°)				☐ 27(10,5°)	☐ 28(11°)	☐ 29(11,5°)
		☐ 20 (8°)	☐ 22(8,5°)	☐ 23 (9°)	☐ 24(9,5°)	☐ 25(10°)				☐ 30(12°)	☐ 32(12,5°)	☐ 33(13°)	
	Largo (70°, 80°)	☐ 13 (5°)	☐ 14(5,5°)	☐ 15 (6°)	☐ 17(6,5°)	☐ 18 (7°)	☐ 19(7,5°)	☐ 20 (8°)	☐ 22(8,5°)			☐ 32(12,5°)	☐ 33(13°)
☐ 23 (9°)		☐ 24(9,5°)	☐ 25(10°)	☐ 27(10,5°)	☐ 28(11°)	☐ 29(11,5°)	☐ 30(12°)			☐ 35(14°)	☐ 37(14,5°)	☐ 38(15°)	
Reposapiés contracture	Corto	☐ 27(10,5°)	☐ 28(11°)	☐ 29(11,5°)	☐ 30(12°)	☐ 32(12,5°)	☐ 33(13°)	☐ 34(13,5°)	☐ 35(14°)	☐ 37(14,5°)			
	Medio	☐ 34(13,5°)	☐ 35(14°)	☐ 37(14,5°)	☐ 38(15°)	☐ 39(15,5°)	☐ 40(16°)	☐ 42(16,5°)	☐ 43(17°)	☐ 44(17,5°)			
	Largo	☐ 42(16,5°)	☐ 43(17°)	☐ 44(17,5°)	☐ 45(18°)	☐ 47(18,5°)	☐ 48(19°)	☐ 49(19,5°)	☐ 50(20°)	☐ 52(20,5°)			
Peds 2 PRO ELR	Pivote bajo	☐ 15 ³ (6°)	☐ 17 ³ (6,5°)	☐ 18 ⁴ (7°)	☐ 19 ⁴ (7,5°)	☐ 20 ⁴ (8°)	☐ 22(8,5°)	☐ 23 (9°)	☐ 24(9,5°)	☐ 25(10°)	☐ 27(10,5°)	☐ 28(11°)	☐ 29(11,5°)
	Pivote alto	☐ 15 ³ (6°)	☐ 17 ³ (6,5°)	☐ 18 ⁴ (7°)	☐ 19 ⁴ (7,5°)	☐ 20 ⁴ (8°)	☐ 22(8,5°)	☐ 23 (9°)	☐ 24(9,5°)	☐ 25(10°)			
PRO ELR con punto pivotante bajo	Corto	☐ 27 - 39 (10,5°-15,5°)											
	Largo	☐ 33 - 48 (13° - 19°)											
PRO ELR con punto pivotante alto	Corto	☐ 22 - 43 (8,5° - 17°)											
	Largo	☐ 29 - 43 (11,5° - 17,5°)											

¹ Vea la tabla de altura mínima del asiento delantero más adelante

² Estandar con extensión de 7,5 cm (3")

³ No disponible en sillas de 33 cm (13") de ancho o más

⁴ No disponible en sillas de 38 cm (15") de ancho o más

Cinchas de talón

No disponible con reposapiés de una pieza con ángulo ajustable

☐ Cinchas de talón (PTACC008) S/C

Incompatible con anchos de chasis estándar menores que 35 cm o anchos de chasis con reposapiés abiertos menores que 30 cm

☐ Cinchas de talón ajustables (PTACC029) ¹ 31 €

☐ Omitir cinchas de talón (PTACC011) S/C

Cincha de pantorrillas

☐ Velcro ajustable (PTACC002) ² 41 €

☐ Velcro ajustable acolchado (PTACC003) ³ 63 €

☐ AeroMesh acolchado Bodypoint (PTACC010) ⁴ 111 €



Extracción de reposapiés

No requiere selección con reposapiés contracture. De no haber selección, se utilizará 4-posiciones - In line.

☐ 4-way - In line (PTREL002) ⁵ STD

Ver referencia a a la derecha. Permite que la silla sea plegada sin extraer el soporte del apoyapiés. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.

☐ 4-way - Out (PTREL003) ⁶ S/C

Ver referencia a a la derecha. Permite que la silla sea plegada sin extraer el soporte del apoyapiés. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.



Altura de asiento, ruedas delanteras y traseras

Altura asiento / Diámetro ruedas delanteras y traseras

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas delanteras y traseras deseado

Diámetro de ruedas traseras	Ruedas delanteras			
	5"	6"	6" x 2"	
Altura de Asiento				
12" Neumáticas	□ 34 (13.5")			
	□ 35 (14")	□ 35 ⁴ (14")	□ 35 ⁴ (14")	
	□ 37 (14.5")	□ 37 (14.5")	□ 37 (14.5")	
	□ 38 (15")	□ 38 (15")	□ 38 (15")	
	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	
	□ 40 (16")	□ 40 (16")	□ 40 (16")	
	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
12" con cubiertas PU Soft	□ 34 (13.5")			
	□ 35 (14")			
	□ 37 (14.5")	□ 37 (14.5")	□ 37 (14.5")	
	□ 38 (15")	□ 38 (15")	□ 38 (15")	
	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	
	□ 40 (16")	□ 40 (16")	□ 40 (16")	
	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
12" Frenos de tambor	□ 34 (13.5")			
	□ 35 (14")	□ 35 ⁴ (14")	□ 35 ⁴ (14")	
	□ 37 (14.5")	□ 37 (14.5")	□ 37 (14.5")	
	□ 38 (15")	□ 38 (15")	□ 38 (15")	
	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	
	□ 40 (16")	□ 40 (16")	□ 40 (16")	
	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
16" Neumáticas o PU Soft	□ 38 (15")	□ 38 (15")	□ 38 (15")	
	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	
	□ 40 (16")	□ 40 (16")	□ 40 (16")	
	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
	□ 45 (18")	□ 45 (18")	□ 45 (18")	
	□ 47 ⁴ (18.5")	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	
	□ 48 (19")	□ 48 (19")	□ 48 (19")	
		□ 49 ² (19.5")	□ 49 ⁴ (19.5")	

Diámetro de ruedas traseras	Ruedas delanteras			
	5"	6"	6" x 2"	
Altura de Asiento				
16" Freno tambor	□ 38 (15")	□ 38 (15")	□ 38 (15")	
	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	
	□ 40 (16")	□ 40 (16")	□ 40 (16")	
	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
	□ 45 (18")	□ 45 (18")	□ 45 (18")	
	□ 47 ⁴ (18.5")	□ 47 (18.5")	□ 47 ⁴ (18.5")	
	□ 48 (19")	□ 48 (19")	□ 48 (19")	
20" Autopropulsable. Cubierta de soft negro o neumático gris, con posibilidad de llanta con freno tambor	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
	□ 45 (18")	□ 45 (18")	□ 45 (18")	
	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	
	□ 48 (19")	□ 48 (19")	□ 48 (19")	
	□ 49 (19.5")	□ 49 (19.5")	□ 49 (19.5")	
	□ 50 (20")	□ 50 ⁴ (20")	□ 50 ⁴ (20")	
20" ¹ Autopropulsable con freno tambor	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	□ 39 (15.5")	
	□ 40 (16")	□ 40 (16")	□ 40 (16")	
	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
	□ 45 (18")	□ 45 (18")	□ 45 (18")	
	□ 47 ⁴ (18.5")	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	
22" ¹ Autopropulsable con freno tambor	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	□ 42 (16.5")	
	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
	□ 45 (18")	□ 45 (18")	□ 45 (18")	
	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	
	□ 48 (19")	□ 48 (19")	□ 48 (19")	
	□ 49 ⁴ (19.5")	□ 49 ² (19.5")	□ 49 ⁴ (19.5")	
24" ¹ Autopropulsable	□ 43 (17")	□ 43 (17")	□ 43 (17")	
	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	□ 44 (17.5")	
	□ 45 (18")	□ 45 (18")	□ 45 (18")	
	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	□ 47 (18.5")	
	□ 48 (19")	□ 48 (19")	□ 48 (19")	
	□ 49 ^{7,8} (19.5")	□ 49 (19.5")	□ 49 (19.5")	
	□ 50 ⁵ (20")	□ 50 ⁶ (20")	□ 50 ⁶ (20")	

¹ La selección de autopropulsable limita el rango de basculación

² No disponible con profundidad del chasis 30 cm (12")

³ No disponible con profundidad del chasis 30-40 cm (12"-16")

⁴ No disponible con profundidad del chasis 43-50 cm (17"-20")

⁵ No disponible en combinación con ruedas con radios y cubiertas PU Soft

⁶ No disponible en combinación con ruedas con radios, cubiertas PU Soft y profundidad de chasis de 43-50 cm (17"-20")

⁷ No disponible en combinación con ruedas Mag y profundidad de asiento de 43-50 cm

⁸ No disponible en combinación con ruedas con radios, cubiertas neumáticas y profundidad de chasis de 43-50 cm (17"-20")

⁹ La profundidad del chasis de 43-50 cm (17"-20") requiere ruedas con radios y cubiertas PU Soft

¹⁰ No disponible con cubiertas PU Soft

¹¹ No disponible con una profundidad de chasis de 30-40 cm (12"-16") en combinación con cubiertas PU Soft

Little Wave Flip XP

Tarifa 2026
Posicionamiento

Altura de asiento, ruedas delanteras y traseras continuación

Ruedas delanteras

Tipo de ruedas	Tamaño ruedas delan.				
	Precio	5"	6"		
	0,75" Rollerblade luminosas	66 €	☐	☐	
	1,25" PU Soft	S/C	☐	☐	
	1" PU Soft aluminio	102€	☐		
	1" Neumático	80 €		☐	
	1.5" PU Soft	84 €	☐	☐	
	1.5" Soft Roll aluminio	168 €	☐	☐	
	2" PU Soft	STD		☐	

Tipo de rueda trasera

	Precio	Tamaño Ruedas Trasera				
		12"	16"	20"	22"	24"
Mag Negras	S/C	☐ PTWHE112 ¹	☐ PTWHE116 ²	☐ PTWH1220 ³	☐ PTWH1222 ³	☐ PTWH1224 ³
Mag de Colores ⁴	93 €			☐ PTWH1320	☐ PTWH1322	☐ PTWH1324
Radios MAXX ⁵	186 €			☐ PTWH1120	☐ PTWH1122	☐ PTWH1124

* Seleccionar Mag de Colores en la última página 7



Frenos de ruedas

Frenos de ruedas

- ☐ Empuje (PTWLK002) ⁸ S/C
- ☐ Bloqueo con el pie (PTWLK011) ⁹ STD
Disponible solamente con ruedas Mag de 12" y 16".
- ☐ Freno de tambor (PTWLK015) ¹⁰ 521 €
Disponible solo con ruedas de 12" Mag, 16" Mag o radios MAXX Performance. No disponible con llanta PU Soft de 16" ni respaldo reclinable. El eje es extraíble.



Reposabrazos

REPOSABRAZOS	LONGITUD	PRECIO
11 Pediatrico Regulable en Altura	(PTARM014) Corto (16,5-22,9 cm)	☐ STD
	(PTARM024) Alto (20,3-26,7 cm)	☐ STD
12 Reposabrazos Alto en forma de T con Altura Regulable (29,2-38 cm)	(PTARM039) Corta (PTARM040) Larga	☐ 36 €
13 Reposabrazo en forma de T con altura regulable (21,6-34,3 cm)	(PTARM003) Corta (PTARM004) Larga	☐ 36 €
14 Reposabrazo Bajo en forma de T con altura regulable 16,5- 26,7 cm)	(PTARM022) Corta (PTARM023) Larga	☐ 36 €
15 Ángulo ajustable, Abatible & Bloqueo Extensible (24,1-38,1 cm)	(PTARM010) Corta (PTARM011) Larga	☐ 260 €
16 Tubular Abatible	(PTARM015)	☐ S/C
Omitir Reposabrazos	(PTARM007)	☐ S/C

Eje trasero

No requiere selección con freno de tambor

- ☒ Eje extraíble (PTAXO003) ⁶ STD



Tipo de cubierta trasera

- ☐ PU Soft negro (perfil alto) (PTTIR002) STD
- ☐ Neumático negro (PTTIR001) 80 €

Aros de propulsión

Aros de propulsión no disponibles en ruedas de 30 y 40.5 cm

Aros de propulsión estándar

- ☐ Aluminio anodizado (PTHRM001) STD
- ☐ Con cobertura plástico (PTHRM002) 113 €
- ☐ Projection (8 tetones verticales) (PTHRM003) 318 €
Disponible solamente con cubiertas de perfil alto, en combinación con ruedas Radios de 22" y 24" y ruedas Mag de 24"

Opción de aros de propulsión

No disponible en aros con cubierta plástica o con tetones

- ☐ 3M Micro Grip (PTACC006) ⁷ 64 €



Frenos de ruedas continuación

- Doble - Bloqueo de pie 66 €
Disponible solamente con ruedas Mag de 12" y 16"
- ☐ Empuje (PTWLK013) ☐ Tiro (PTWLK014)
- Doble - Freno tambor 614 €
Disponible solo con ruedas de 12" cm Mag, 16" Mag o radios MAXX Performance. No disponible con llanta PU Soft de 16" ni respaldo reclinable. El eje es extraíble.
- ☐ Empuje (PTWLK016) ☐ Tiro (PTWLK017)


Opciones

- ☐ Extensión de palanca de freno (PTWLK004) 70 €
Disponible solamente con frenos de empuje

Almohadilla de reposabrazos

No disponible con reposabrazos tubular. Almohadilla de reposabrazos cascada no disponible con reposabrazos pediátrico.

- ☐ Almohadilla de reposabrazos estándar (PTARM026) ¹⁷ STD
- ☐ Almohadilla de brazos tipo cascada (PTARM020) ¹⁸ 25 €
No disponible con reposabrazos abatible



Accesorios

Antivuelcos

- ☐ Antivuelcos traseros (par)
(PTATP001) **1** 102 €



Cinturón de posicionamiento pélvico

- ☐ 2,5 cm hebilla auto (PTPOB004) 80 €
☐ 2,5 cm hebilla auto acolchada (PTPOB005) 160 €
☐ 4 cm hebilla auto (PTPOB001) 75 €
☐ 4 cm hebilla auto acolchada (PTPOB002) 160 €
☐ 5 cm hebilla tipo avión (PTPOB003) 102 €
☐ Bodypoint Evoflex pequeño (PTPOB007) 175 €
☐ Bodypoint Evoflex medio (PTPOB008) 175 €
☐ Bodypoint Evoflex grande (PTPOB009) 175 €

Protectores de radios *No disponible con ruedas Mag*

- ☐ Protector de radios transparente (PTSPG001) 107 €
☐ Protector de radios negro (PTSPG002) 107 €
Disponibles solamente con ruedas de 22" y 24"

Protectores de radios con dibujos 233 €
Disponibles solamente con ruedas de 20" y 22"

Diseño:

- | | |
|---|--|
| ☐ Transparente (PTSPG001) | ☐ Fairy Garden (PTSPG006) 11 |
| ☐ Negro (PTSPG002) | ☐ Rockin' Reptiles (PTSPG007) 12 |
| ☐ Blue Monster (PTSPG003) 8 | ☐ Tuxedo Time (PTSPG008) 13 |
| ☐ Robo Fun (PTSPG004) 9 | ☐ Havin' a Hoot (PTSPG009) 14 |
| ☐ Tutu Cute (PTSPG005) 10 | ☐ Super Puppies (PTSPG010) 15 |



Protectores laterales rectos

Profundidad de asiento mínima 25 cm.

- ☐ Protectores Composite - Adulto (35,6-40,6 cm)
(PTSDG002). Profundidad de asiento mínima 20,5 cm 131 €
☐ Protectores Composite - Pediátrico (25,4-35,6 cm)
(PTSDG001). Profundidad de asiento mínima 25,4 cm 131 €




Kit de montaje de cinturón

- ☐ Hardware de montaje de cinturón (PTACC024) 16 €
☐ Kit d/montaje c/abrazadera de banda
Bodypoint 1" (PTACC012) 98 €

Otros accesorios

- ☐ Kit de herramientas (PTACC005) **2** 52 €
☐ Bolsa delantera extraíble (**IDEAL**) (PTACC015) **3** 47 €
☐ Protectores de neopreno de reposapiés (PTIMG001) **4** 84 €
☐ Tope de basculación (par) (PTTLT010) **5** 15 €
☐ Porta suero (PTACC022) **6** 255 €
☐ Capota con hardware (PTACC042) **7** 191 €
Ver imagen debajo



Color

Chasis base y asiento/ acento _____ S/C
Seleccione los colores deseados del chasis de la base y del chasis del asiento/acento. Si no se selecciona el color del chasis del asiento, se utilizará el color del chasis de la base

	COLORES	CHASIS	ACENTO	Mag Color
ACABADO BRILLANTE	Black	☐ (PTFCS001)	☐ (PTFAC001)	☐ (PTMWC006)
	Ruby Red	☐ (PTFCS063)	☐ (PTFAC063)	☐ (PTMWC063)
	Radiant Orange	☐ (PTFCS056)	☐ (PTFAC056)	☐ (PTMWC056)
	Yellow	☐ (PTFCS029)	☐ (PTFAC029)	☐ (PTMWC017)
	Electric Green	☐ (PTFCS055)	☐ (PTFAC055)	☐ (PTMWC055)
	Rich Teal	☐ (PTFCS061)	☐ (PTFAC061)	☐ (PTMWC061)
	Glacier Blue	☐ (PTFCS054)	☐ (PTFAC054)	☐ (PTMWC054)
	Blue Steel	☐ (PTFCS051)	☐ (PTFAC051)	☐ (PTMWC051)
	Deep Sapphire Blue	☐ (PTFCS065)	☐ (PTFAC065)	☐ (PTMWC065)
	Purple Plum	☐ (PTFCS066)	☐ (PTFAC066)	☐ (PTMWC066)
	Opalescent Violet	☐ (PTFCS057)	☐ (PTFAC057)	☐ (PTMWC057)
	Dark Pink	☐ (PTFCS053)	☐ (PTFAC053)	☐ (PTMWC053)
	Light Pink	☐ (PTFCS052)	☐ (PTFAC052)	☐ (PTMWC052)
	Champagne	☐ (PTFCS064)	☐ (PTFAC064)	☐ (PTMWC064)
ACABADO MATE	Shadow Black	☐ (PTFCS015)	☐ (PTFAC015)	
	Iridescent Navy	☐ (PTFCS016)	☐ (PTFAC016)	☐ (PTMWC021)
	Bright Red	☐ (PTFCS062)	☐ (PTFAC062)	☐ (PTMWC062)
	Tactical Green	☐ (PTFCS058)	☐ (PTFAC058)	☐ (PTMWC058)
	Dry Earth Tan	☐ (PTFCS059)	☐ (PTFAC059)	☐ (PTMWC059)
	Platinum	☐ (PTFCS050)	☐ (PTFAC050)	☐ (PTMWC050)
	White	☐ (PTFCS060)	☐ (PTFAC060)	☐ (PTMWC060)

ACABADO BRILLANTE



ACABADO MATE



Tarifa 2026 *Precios Venta Público Recomendados sin I.V.A