



Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha

Rogue ALX

- Carga máxima: 113 kg (Opción Heavy Duty 159 kg).
- Fabricada en aluminio 7.000 (absorbe mejor las vibraciones).
- Sistema de Centro de Gravedad (COG) ajustable
- Empuñaduras largas.
- Fender de aluminio negro mate con interno de neopreno
- Reposapiés tubulares.

☒ **Rogue ALX (R2STD)**

1.818 €

(SRM 030D No requiere mejora)

Chasis

Ancho de asiento / Profundidad de asiento

Seleccione al ancho y la profundidad de asiento deseados. Ver referencias A y B en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX.

		Ancho de asiento cm (in)									
		35 (14")	38 (15")	40 (16")	43 (17")	45 (18")	48 (19")	50 (20")	53 (21")	55 (22")	
		Precio	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	462 €	462 €	
Profundidad de asiento cm (in)	35 (14")	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	38 (15")	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	40 (16")	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	43 (17")	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	45 (18")	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	48 (19")	67 €	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	50 (20")	453 €	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Opción Heavy Duty

Disponible solamente con ruedas delanteras de 6"

☐ Carga máxima 159 kg (R2HVD001) **705 €**

Opción para transporte en vehículo

Carga máxima: 56 kg

☐ Kit anclaje (ISO 7176/19) (R2TRNOPT) **296 €**

Opción de asiento

☒ Tela de asiento estándar (R2SS001) **STD**

☐ Panel de asiento rígido (R2ACC004) **249 €**

Código SRA 030I Requiere mejora. El panel de asiento es 2,5 cm más largo cuando se selecciona la opción tela de asiento larga.

Respaldo

Empuñaduras / Rango de altura / Altura de respaldo

Seleccione la altura de respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados

Tubos de respaldo	Precio	Rango altura	Altura de respaldo				
Altura ajustable	S/C	Corto	☐ 28 ² (11")	☐ 30 (12")	☐ 33 (13")	☐ 35 (14")	
		Medio	☐ 33 (13")	☐ 35 (14")	☐ 38 (15")	☐ 40 (16")	☐ 43 (17")
		Alto	☐ 43 (17")	☐ 45 (18")	☐ 48 (19")	☐ 50 (20")	

² No disponible con empuñadura plegables

Posición tela de asiento

En posición performance (0 cm), la tela del asiento está cerca de la curva del chasis. La posición de 2,5 cm o 5 cm alarga el chasis hacia delante. Ver referencia C en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue ALX.

☐ 0 cm (Performance) No compatible para profundidades inferiores a 40 cm (R2SP01) **S/C**

☒ 2,5 cm (1") (R2SP03) **STD**

☐ 5 cm (2") (Classic) (R2SP02) **S/C**

Profundidad ajustable

Aumenta la capacidad de ampliación de la profundidad del asiento

☐ Sin Ajuste **S/C**

☐ 1 cm (R2AD06) **STD**

☐ 2,5 cm (1") (R2AD01) **81 €**

☐ 5 cm (2") (R2AD02) **156 €**

☐ 8 cm (R2AD03) **156 €**

Tela de asiento larga

Disponible solamente con profundidad ajustable de 2,5 cm, 5 cm y 8 cm

☐ Tela de asiento larga (R2AD04) **S/C**

La tela del asiento será como máximo 5 cm más larga que la profundidad del asiento

Curva de chasis delantero / Reposapiés

Ángulo entre el tubo de asiento delantero y el suelo. Ver referencia D en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX

☐ 90° (R2FA01) **118 €**

☐ 85° (R2FA03) **S/C**

☐ 80° (R2FA02) **S/C**

☐ 75° (R2FA04) **S/C**

☐ 70° (R2FA05) **118 €**

Empuñaduras

☐ Empuñadura Fija (R2BOP005) **118 €**

☐ Empuñaduras largas (R2BCK004) **STD**

☐ Empuñaduras con manetas cortas (par) (R2BCK007) **77 €**
5 cm más cortas que las empuñaduras estándar

☐ Empuñaduras plegables (R2BCK006) **106 €**
No disponible con opción Heavy Duty

☐ Omitir empuñaduras (R2BCK008) **S/C**

Respaldos continuación

Ángulo inclinación del respaldo del respaldo

El estándar es 90° (perpendicular al suelo). Menos (-°) cierra el ángulo posterior. Más (+°) abre el ángulo posterior.

- ☐ 0° ☐ +3° ☐ +6°
☐ -6° ☐ -9°

Respaldo plegable y bloqueable

- ☐ Respaldo Rígido Plegable con Bloqueo (R2BCK014) 73 €
No disponible para Heavy Duty.



Tapizado de respaldo

Disponible solamente con tubos de respaldo con altura ajustable. Si selecciona tapizado de respaldo y respaldo Axiom, el tapizado vendrá montado

- ☐ Alcochado Ajustable c/ Funda Estándar (R2BUP001) 1 STD
☐ Alcochado ajustable con funda transpirable Air Mesh (R2BUP006) 2 79 €

Tensión ajustable 3

- ☐ Con funda estándar (R2BUP002) 300 €
☐ Con funda transpirable Air Mesh (R2BUP007) 367 €
☐ Sin tapizado de respaldo (R2BUP003) S/C

Altura Asiento Anterior (AAA) y ruedas delanteras

Diámetro de ruedas / Curvatura en "V" de reposapiés / Altura de asiento delantero

Seleccione altura parte delantera del asiento en la fila correspondiente a curvatura de reposapiés y medida de ruedas delanteras. Las ruedas delanteras de 6" no están disponibles con curvatura anterior de chasis de 85° y 90°.

La curvatura del reposapiés indica una curva del chasis delantero que crea el ancho del reposapiés. La curvatura se mide desde la parte externa del chasis de asiento hasta la parte externa el tubo delantero. Curvatura de 5 cm no disponible con curva de chasis delantero de 75°. La curvatura no está disponible con curva de chasis delantero de 70°. Ver referencia E en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX.

La altura de la parte delantera de asiento se mide desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento, en la parte frontal de la tela de asiento. Ajustable hacia arriba o hacia abajo 1 cm. Ver referencia F en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX.

Curvatura reposapés	Diámetro ruedas	Altura parte delantera de asiento															
Recto	3"	☐ 34 (13,5")	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")	
	4"	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")		
	5"	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")			
	6"	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")				
Curvatura de 2.5 cm	3"	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")							
	4"	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")								
	5"	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")									
	6"	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")										
Curvatura de 5 cm	3"	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")							
	4"	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")								
	5"	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")									
	6"	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	☐ 52 (20,5")										

Ruedas delanteras

		Tamaño ruedas delan.				
Tipo de ruedas		Precio	3"	4"	5"	6"
	0.75" Rollerblade	S/C	☐	☐		
	0.75" Rollerblade luminosas	65 €	☐	☐	☐	
	1,25" PU soft	STD		☐	☐	☐
	1" PU soft aluminio	101 €		☐	☐	
	1" Neumático	73 €				☐
	1.5" PU soft	50 €		☐	☐	☐
	1.5" Soft roll aluminio	172 €	☐	☐	☐	☐

Opciones de horquilla

- ☐ Horquilla ranurada (Ideal) (R2FRK001) 69 €
☐ Horquilla estándar (R2CST001) STD
☐ Horquilla de un solo brazo (R2FRK002) 157 €
No disponible con Ruedas delanteras de 6"
☐ Horquilla Frog Legs - negra (R2CST013) 481 €
Ideal para Power Assist.
No disponible con opción Heavy Duty.

Peso de usuario final requerido: _____ kg

- ☐ Bloqueo del giro de las horquillas delanteras (R2CST005) 172 €
Disponible solamente con horquilla ranurada

Reposapiés

Plataformas

- ☐ Plataforma tubular (R2FPL004) ¹ STD
No disponible con anchos de reposapiernas mayores a 44 cm.
Ver referencia G en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX
- ☐ Plataforma tubular con cubierta ABS (R2FPL005) ² 29 €
No disponible con anchos de reposapiernas mayores a 39 cm.
Ver referencia G en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX
- ☐ Aluminio, ángulo ajustable (Ideal) (R2FPL006) ³ 88 €
- ☐ Aluminio, ángulo ajustable con elevadores (R2FPL007) ⁴ 134 €
No disponible con opción Heavy Deuty.
- ☐ Aluminio montaje alto, ángulo ajustable (R2FPL008) ⁵ 88 €
No disponible con opción Heavy Deuty.
- ☐ Ángulo ajustable, Flip Under (R2FPL012) ⁶ 175 €
No disponible con opción Heavy Deuty.
- ☐ Montaje alto, ángulo ajustable, Flip Under (R2FPL011) 253 €
No disponible con anchos de reposapiés superiores a 39 cm o con opción Heavy Deuty. Ver referencia G en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX

Distancia entre reposapiés y asiento

Medida desde el borde delantero de la tela de asiento hasta la parte superior, posterior del reposapiés. Se recomiendan el reposapiés por lo menos 7 cm más corto que la altura frontal de asiento. Ver referencia H en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX.

☐ 28 (11")	☐ 29 (11,5")	☐ 30 (12")	☐ 32 (12,5")	☐ 33 (13")	☐ 34 (13,5")
☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")
☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")

- ☐ Protector de reposapiés (R2ACC020) ⁷ 25 €



Altura Asiento Posterior (AAP) y ruedas traseras

Tamaño de ruedas / Altura parte trasera asiento

Seleccione altura parte trasera de asiento en la fila correspondiente a la medida de rueda deseada.

Se mide desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento, al frente del tubo de respaldo. La altura de la parte trasera de asiento se adapta a las necesidades. Ver referencia I en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX


Diámetro de ruedas	Altura de parte trasera de asiento (en cm)												
22"	☐ 34 ¹ (13,5")	☐ 35 (14")	☐ 37 (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")
24"	☐ 37 ¹ (14,5")	☐ 38 (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")	
25"	☐ 38 ¹ (15")	☐ 39 (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")		
26"	☐ 39 ¹ (15,5")	☐ 40 (16")	☐ 42 (16,5")	☐ 43 (17")	☐ 44 (17,5")	☐ 45 (18")	☐ 47 (18,5")	☐ 48 (19")	☐ 49 (19,5")	☐ 50 (20")			

¹ Disponible solamente con cubiertas de perfil estrecho

Torre de regulación de altura de asiento posterior AAP

- ☒ Torre estándar (R2CM01) ⁸ STD
La Torre estándar permite el ajuste de altura parte posterior de asiento hacia arriba o abajo en incrementos de 0,6 cm. Ajuste de 2,5 cm disponible; 1 cm en el punto más bajo del rango.

- ☐ Mx Tower (R2CM02) ⁹ 92 €



Tipo de rueda posterior

- ☐ 24" MAXX Spoke (R2WH1124) STD
- ☐ Mag MAXX negro 22" y 24" S/C
No disponible en ruedas de 25" o 26"
- ☐ MAXX Spoke 22", 25" y 26" 118 €
- Spinergy Spox 942 €
- Color: ☐ Black ☐ Yellow ☐ Red ☐ Blue ☐ White
☐ Orange ☐ Pink ☐ Green ☐ Purple

Spinergy LX 1.183 €

Tipo de cubierta trasera

Perfil ancho

- ☐ Street Pneumatic 1 3/8" color negro (R2TIR001) S/C

- ☐ PU Soft 1 3/8" Full Poly (R2TIR002) 52 €
No disponible en ruedas de 25" o 26"

Perfil estrecho

- ☐ Alta presión 1" Schwalbe Right Run (R2TIR006) 71 €
No disponible en ruedas Mag
- ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (R2TIR010) 118 €
No disponible en ruedas Mag o ruedas de 22"
- ☐ Schwalbe One (R2TIR020) 90 €
No disponible en ruedas Mag o ruedas de 22"

Altura Asiento Posterior (AAP) y ruedas traseras continuación

Aros de propulsión

Estándar

- ☐ Aluminio anodizado (R2HRM001) STD
- ☐ Con cubierta de plástico (R2HRM002) 105 €
- ☐ Projection (8 tetones verticales) (R2HRM003) 306 €
Disponible solamente con cubiertas de perfil ancho, en combinación con ruedas MAXX performance, radios o Mag de 24"

Opción de montaje

- ☐ Montaje estrecho (Close Mount) (R2TAB001) 25 €
- ☐ 3M Micro Grip 64 €

Ergonómicos

No disponible en ruedas de 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag.

- ☐ Ergo Lite Regular Grip (R2HRM005) 427 €
- ☐ Ergo Standard Regular Grip (R2HRM008) 409 €
- ☐ Ergo Lite Extra Grip (R2HRM006) 473 €
- ☐ Ergo Standard Extra Grip (R2HRM009) 456 €
- ☐ Ergo Lite Omitir Grip (R2HRM004) 345 €
- ☐ Ergo Standard Omitir Grip (R2HRM007) 345 €

Eje Trasero

- ☐ Eje extraíble (R2AXO003) STD
- ☐ Eje extraíble tetraplégicos (R2AXO001) 175 €
No disponible con ruedas Mag o Spinergy

Frenos de ruedas

Frenos

- ☐ Empuje (Push to Lock) (R2WLK002)¹ S/C
- ☐ Empuje montaje flush (Ideal) (R2WLK001)² STD
- ☐ Tiro (Pull to Lock) (R2WLK003) S/C
- ☐ Freno tipo tijera bajo el asiento (R2WLK007)³ 31 €
- ☐ Freno tipo tijera de perfil bajo ABS (R2WLK012)⁴ 64 €
No disponible con cubiertas PU Soft
- ☐ Extension de frenos extraíble (R2WLK004)⁵ 72 €

Espacio entre ruedas traseras y chasis de silla

Medido desde la parte externa del respaldo hasta la parte interna de la cubierta trasera. Ajustable hacia fuera 1 cm. Espacio mínimo de rueda trasera de 4 cm con reposabrazos Brazo-T con altura ajustable. Espacio mínimo de rueda trasera de 2,5 cm con 0° de camber de rueda Trasera. Ver referencia K en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX.

- ☐ 1,9 cm ☐ 2,5 cm ☐ 5,7 cm ☐ 4 cm ☐ 4,4 cm

Ángulo de rueda trasera Camber

- ☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

Centro de gravedad (COG)

Medido desde el poste frontal o posterior hasta el centro del eje. 0° indica que el eje estará directamente debajo del poste posterior. Ver referencia J en la última página de la hoja de pedido de Rogue ALX.

Posiciones amputado (en cm)

☐ -4	☐ -3,1	☐ -2,5	☐ -1,9
☐ -1,25	☐ -0,6	☐ 0	☐ 0,6

Posiciones estándar (en cm)

☐ 1,25	☐ 1,9	☐ 2,5	☐ 2,54
☐ 4	☐ 4,5	☐ 5	☐ 5,7
☐ 7	☐ 7,5	☐ 8	☐ 8,25
☐ 9	☐ 9,5	☐ 10	☐ 10,8

Opciones


- ☐ Bloqueo antiretroceso para pendientes (R2WLK009)⁶ 141 €
Disponible solamente con frenos de empuje y ruedas neumáticas o con cubiertas airless Insert



Reposabrazos

Reposabrazos Seleccionar la Opcion de almohadilla de Reposabrazos

REPOSABRAZOS	LONGITUD	PRECIO
Reposabrazos Alto en forma de T con Altura Regulable (29,2-38 cm) ¹	(R2ARM039) Corta	263 €
	(R2ARM040) Larga	
Reposabrazo en forma de T con altura regulable (21,6-34,3 cm) ²	(R2ARM003) Corta	263 €
	(R2ARM004) Larga	
Reposabrazo Bajo en forma de T con altura regulable 16,5- 26,7 cm) ³	(R2ARM022) Corta	160 €
	(R2ARM023) Larga	
Abatibles (21,6-31,8 cm) ⁴	(R2ARM002) Corta	202 €
	(R2ARM019) Larga	
Abatibles c/ Protectores Laterales (21,6-31,8 cm) ⁵	(R2ARM018)	247 €
Omitir Reposabrazos	(R2ARM018)	S/C



Protectores laterales

No disponibles con reposabrazos-T o con reposabrazos abatibles con protectores laterales

Montaje ajustable en 3 posiciones

- ☐ Protectores Composite (R2SDG002) ⁶ S/C
- ☐ Aluminio Recto - Negro Mate (R2SDG024) ⁷ S/C
- ☐ Aluminio Recto - Color del Chasis (R2SDG025) 43 €
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla ⁸ de Gomaespuma - Negro Mate (R2SDG014) STD
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla de Gomaespuma - Color del Chasis (R2SDG015) 62 €
- ☐ Fenders ajustables en fibra de carbono (R2SDG013) ⁹ 180 €

Montaje multiajustable

- ☐ Protectores Composite (R2SDG004) ⁶ S/C
- ☐ Aluminio Recto - Negro Mate (R2SDG020) ⁷ 21 €
- ☐ Aluminio Recto - Color del Chasis (R2SDG023) 52 €
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla ⁸ de Gomaespuma - Negro Mate (R2SDG017) 43 €
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla de Gomaespuma - Color del Chasis (R2SDG018) 62 €
- ☐ Fenders ajustables en fibra de carbono (R2SDG016) ⁹ 201 €

Opción de Extracción de Protector Lateral

- ☐ Removable (R2SGR001) ¹⁰ S/C
- ☐ No Removable (R2SGR002) ¹¹ 13 €



Accesorios

Antivuelcos SRA 030G Requiere mejora

- ☐ Antivuelcos traseros (no activado por el usuario) (par) ¹⁴ (R2ATP001) 138 €
- Abatibles (antivuelcos activados por el usuario) ¹⁵
 - ☐ PAR (RGATP012) 308 €
 - ☐ Solo izquierda (RGATP010) 160 €
 - ☐ Solo derecha (RGATP011) 160 €

- ☐ Ruedas de transito (R2ACC035) ¹² 155 €

Tubo de Cola (pisa-pie) ¹³

- ☐ Izquierdo (R2ACC034) 90 €
- ☐ Derecho (R2ACC036) 90 €



Accesorios

Cincha de pantorrillas

- ☐ Velcro ajustable (R2ACC002) 39 €
- ☐ Acolchada velcro ajustable (R2ACC003) 63 €
- ☐ Body Point padded aero Mesh (R2ACC010) 128 €

Kit de montaje de cinturón

- ☐ Abrazadera para montaje de cinturón Ki Mobility (R2ACC023) 33 €
- ☐ Bodypoint Kit de montaje de cinturón (R2ACC013) 102 €

Cinturón de posicionamiento pélvico

SRA 000J Requiere mejor para 4cm hebilla auto acolchada y tipo avion y No requiere mejora para 4cm hebilla auto.

- ☐ 4 cm hebilla auto (R2POB001) 75 €
- ☐ 4 cm hebilla auto acolchada (R2POB002) 161 €
- ☐ 5 cm hebilla tipo avión (R2POB003) 103 €
- ☐ 41-61 cm Bodypoint Evoflex pequeño (R2POB007) 177 €
- ☐ 48-74 cm Bodypoint Evoflex mediano (R2POB008) 177 €
- ☐ 64-94 cm Bodypoint Evoflex largo (R2POB009) 177 €

Opción Batec Bloc

- ☐ Adaptación chasis para Batec Bloc 232 €
Esta opción consiste unicamente en la modificación la barra de debajo del asiento en grosor y posición para poder montar el Batec Bloc. IMPORTANTE: Si en algun momento quieres montar un batec bloc eligelo ahora porque no se puede modificar a posteriori.
- ☐ Batec Bloc 473 €
Requiere marcar la adaptación de chasis para Batec Bloc



Otros accesorios

- ☐ Kit de herramientas (R2ACC005) 42 €
- ☐ Mochila Ki (R2ACC009) 62 €
- ☐ Porta equipajes (R2ACC025) 81 €
- ☐ Protectores de neopreno de reposapiés (R2IMG001) 85 €
- ☐ Bolsa bajo asiento extraíble (IDEAL) (R2ACC015) 47 €
- ☐ Protectores de radios transparentes (R2SPG001) 109 €
No disponible con ruedas Mag
- ☐ Protectores de radios negros (R2SPG002) 109 €
No disponible con ruedas posteriores de 20" o ruedas Mag
- ☐ Soporte para bastón o muletas (R2ACC007) 183 €

Color del chasis

OPCIONES	PRECIO	COLORES															
		ACABADO BRILLANTE												ACABADO MATE			
		Black	Champagne	Ruby Red	Deep Sapphire Blue	Yellow	Opalescent Violet	Dark Pink	Glacier Blue	Electric Green	Radiant Orange	Purple Plum	Blue Steel	Light Pink	Rich Teal	Shadow Black	Tactical Green
Chasis	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Acento	S/C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ACABADO BRILLANTE



ACABADO MATE



Referencias

A. Ancho de asiento *Ver Diagrama 1*

Medido desde la parte externa del tubo de chasis a un lado hasta la parte externa del tubo de chasis al otro lado.

B. Profundidad de asiento *Ver Diagrama 3*

Medido desde la parte anterior de los tubos de respaldo hasta el borde delantero de la tela del asiento. La tela del asiento comienza en el nacimiento de la curva en la parte delantera del chasis.

C. Posición de tela de asiento *Ver Diagrama 2*

En posición performance (0°) la tela de asiento se halla al frente del chasis para mantener la silla más corta y maniobrable. La posición de la tela a 2,5 cm o 5 cm extiende el chasis al frente de la tela en esa cantidad. Ampliar la profundidad del chasis puede mejorar la estabilidad y proveer soporte para asistir en transferencias.

D. Curva de chasis delantera *Ver Diagrama 3*

Ángulo entre el tubo de la parte delantera del asiento y el suelo.

E. Curva de reposapiés *Ver Diagrama 1*

Indica la curva del chasis anterior creando el reposapiés. La curva es medida desde la parte externa del chasis de asiento hasta la parte externa del tubo delantero.

F. Altura de la parte delantera del asiento *Ver Diagrama 1*

Medida desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento al frente de la tela del asiento.

G. Ancho de reposapiés *Ver Diagrama 1*

Medido desde la parte interna del tubo delantero hasta la parte interna del tubo en el otro lado. Lista de anchos de reposapiés para cada ancho de asiento y curva:

Ancho Asiento	Recto	Curvatura 2,5 cm	Curvatura 5 cm
Medida externa	5 cm más angosto que ancho de asiento	10 más angosto que ancho de asiento	15 más angosto que ancho de asiento
35	29	24	
38	32	27	
40	34	28	
43	37	32	27
45	39	34	29
48	42	37	32
50	44	38	34
53	47	42	37
55	49	44	39

H. Distancia entre asiento y reposapiés *Ver Diagrama 3*

Medida desde el borde delantero de la tela de asiento hasta la parte superior-posterior del reposapiés. Se recomienda un Reposapiés al menos 7 cm más corto que la altura de asiento delantero.

I. Altura de la parte trasera del asiento *Ver Diagrama 3*

Medida desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento al frente del tubo de respaldo. La altura de la parte trasera de asiento se adapta a las necesidades.

J. Centro de gravedad preestablecido *Ver Diagrama 3*

Medido desde el frente del tubo de respaldo hasta el centro del eje trasero. 0° indica que el eje estará directamente debajo del poste trasero.

K. Distancia entre rueda trasera y chasis *Ver Diagrama 1*

Medida desde la parte externa del respaldo hasta la parte interna de la cubierta trasera. Ajustable hacia afuera 13 cm.

Diagrama 1




Diagrama 2




Diagrama 3

