



Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha

## Rogue<sup>XP</sup>

- Carga máxima 90 kg.
- Máximo ancho de asiento 45 cm.
- Chasis rígido en aluminio 7000.
- Máxima capacidad de crecimiento, ajuste y posicionamiento.
- Opción de 5a rueda dinámica.
- Gran facilidad de ajuste.
- Plataforma de reposapiés en aluminio, ajustable en ángulo y profundidad.
- Cubierta trasera neumática negra o antipinchazos negra de 1".
- Fenders ajustables en aluminio (negro).
- Respaldo con posición RELAX 2", 4", 6".

☒ Rogue<sup>XP</sup> - Incluye kit de crecimiento <sup>1</sup> ..... 2.758 €

<sup>1</sup> El kit de crecimiento se entregará una sola vez sin cargo en el período comprendido entre 6 meses y 2 años posteriores a la entrega de la silla, para la medida que lo solicite el cliente y dentro de las medidas posibles. No incluye panel de asiento, ni gastos de transporte.

## Chasis

### Ancho de asiento / Profundidad del asiento

Seleccione al ancho y la profundidad de asiento deseados. Ver referencias A y B en la última página de la Hoja de pedido de Rogue XP.

|                                |            | Ancho de Asiento cm (in) |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                |            | 25<br>(10)               | 28<br>(11)               | 30<br>(12)               | 33<br>(13)               | 35<br>(14)               | 38<br>(15)               | 40<br>(16)               | 43<br>(17)               | 45<br>(18)               |  |
|                                |            | Pre-<br>cio              | S/C                      | S/C                      | S/C                      | S/C                      | S/C                      | S/C                      | S/C                      | S/C                      |  |
| Profundidad de Asiento cm (in) | 25<br>(10) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 28<br>(11) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 30<br>(12) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 33<br>(13) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 35<br>(14) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 38<br>(15) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 40<br>(16) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 43<br>(17) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 45<br>(18) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 48<br>(19) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|                                | 50<br>(20) | S/C                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

### Opción para Transporte en Vehículo

No se puede pedir a posteriori

☐ Kit de anclaje para vehiculos (RXTRNOPT) <sup>1</sup> ..... 128 €



### Opción de Asiento

- ☐ Tela standard (RXSS001) ..... S/C
- ☐ Panel de asiento sólido con crecimiento (RXACC004) ..... 258 €

### Posición Tela de Asiento

En posición Performance (0 cm), la tela del asiento está cerca de la curva del Chasis. La posición de 2,5 cm o 5 cm alarga el Chasis hacia delante. Ver referencia C en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue XP.

- ☐ Posicion tela de asiento: 0" (Performance) (RXSP01) ..... S/C
- ☐ Posicion tela de asiento: 1" (RXSP03) ..... S/C
- ☐ Posicion tela de asiento: 2" (Classic) (RXSP02) ..... S/C

### Profundidad Ajustable

Aumenta la capacidad de ampliación de la profundidad del asiento. La profundidad de Asiento más la Profundidad Ajustable no pueden exceder los 52 cm.

- ☐ Profundidad ajustable: 1/2" (RXAD06) ..... S/C
- ☐ Profundidad ajustable: 1" (RXAD01) ..... S/C
- ☐ Profundidad ajustable: 2" (RXAD02) ..... S/C
- ☐ Profundidad ajustable: 3" (RXAD03) ..... S/C

### Curva de Chasis Delantero / Reposapiés

Ángulo entre el tubo de asiento vertical y el suelo. Ver referencia D en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue XP.

- ☐ Curva del chasis delantero: 90° (RXFA01) ..... 148 €
- ☐ Curva del chasis delantero: 85° (RXFA03) ..... S/C
- ☐ Curva del chasis delantero: 80° (RXFA02) ..... S/C
- ☐ Curva del chasis delantero: 75° (RXFA04) ..... S/C
- ☐ Curva del chasis delantero: 70° (RXFA05) ..... S/C

## Respaldo

## Empuñaduras / Rango de Altura / Altura de respaldo

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseado. Considere o tome en cuenta la altura del cojín del usuario.

| Tubos de respaldo                               | Rango Altura           | Altura de Respaldo                   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Altura Ajustable<br>(Recto 2,5 cm más estrecho) | Ex. Corto <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/> 23<br>(9')  | <input type="checkbox"/> 25<br>(10') | <input type="checkbox"/> 28<br>(11') | <input type="checkbox"/> 30<br>(12') |                                      |
|                                                 | Corto                  | <input type="checkbox"/> 28<br>(11') | <input type="checkbox"/> 30<br>(12') | <input type="checkbox"/> 33<br>(13') | <input type="checkbox"/> 35<br>(14') |                                      |
|                                                 | Medio                  | <input type="checkbox"/> 33<br>(13') | <input type="checkbox"/> 35<br>(14') | <input type="checkbox"/> 38<br>(15') | <input type="checkbox"/> 40<br>(16') |                                      |
|                                                 | Alto                   | <input type="checkbox"/> 38<br>(15') | <input type="checkbox"/> 40<br>(16') | <input type="checkbox"/> 43<br>(17') | <input type="checkbox"/> 45<br>(18') |                                      |
| Altura Fija<br>(Recto 2,5 cm más estrecho)      |                        | <input type="checkbox"/> 23<br>(9')  | <input type="checkbox"/> 25<br>(10') | <input type="checkbox"/> 28<br>(11') | <input type="checkbox"/> 30<br>(12') | <input type="checkbox"/> 33<br>(13') |
|                                                 |                        | <input type="checkbox"/> 35<br>(14') | <input type="checkbox"/> 38<br>(15') | <input type="checkbox"/> 40<br>(16') | <input type="checkbox"/> 43<br>(17') | <input type="checkbox"/> 45<br>(18') |
| Altura Fija 5 cm más estrecho                   |                        | <input type="checkbox"/> 28<br>(11') | <input type="checkbox"/> 30<br>(12') | <input type="checkbox"/> 33<br>(13') | <input type="checkbox"/> 35<br>(14') |                                      |
|                                                 |                        | <input type="checkbox"/> 38<br>(15') | <input type="checkbox"/> 40<br>(16') | <input type="checkbox"/> 43<br>(17') |                                      |                                      |

<sup>1</sup> No disponible con empuñaduras plegables

## Empuñaduras de montaje trasero( en barra rigidizadora)

Las empuñaduras son extraíbles y regulables en altura

- ☐ Empuñadura Ergonomica (RXBCK009) **1** ..... 179 €
- ☐ Empuñadura individual (RXBOP007) **2** ..... 162 €
- ☐ Empuñadura dobles (RXBCK006) **3** ..... 317 €

No disponibles con empuñaduras plegables o Ancho de Asiento de 25 cm



## Tapizado de Respaldo

Disponible Solamente con Tubos de Respaldo con Altura Ajustable. Si selecciona tapizado de respaldo y respaldo Axiom, el tapizado vendrá montado

## Acolchado Velcro Ajustable

- ☐ Funda Estándar (RXBUP001) ..... **STD**
- ☐ Funda Transpirable Air Mesh (RXBUP006) ..... 72 €
- No disponible en anchos de sillas inferiores a 30 cm

## Tensión Ajustable

- ☐ Funda Estándar (RXBUP002) ..... 303 €
- ☐ Funda Transpirable Air Mesh (RXBUP007) ..... 371 €
- No disponible en anchos de sillas inferiores a 30 cm

- ☐ Sin Tapizado de Respaldo (RXBUP003) ..... S/C

## Opción de Tubos de Respaldo con Altura Ajustable

Obligatorio para Tubos de Respaldo con Altura Ajustable. Cada Tubo de Respaldo se estrecha hacia dentro 1,25 cm creando un respaldo 2,5 cm más estrecho.

- ☐ Estándar **4** ..... **STD**
- ☐ Estrecho hacia Adentro 2,5 cm **5** ..... S/C



## Opción de Tubos de Respaldo con Altura Fija

Obligatorio para Tubos de Respaldo con Altura Fija. Utiliza tubos de 25 mm compatibles con Respaldos del mercado. No disponible con tapizado de Respaldo. La compensación de los Tubos de Respaldo en 2,5 cm hacia adentro o afuera, genera una estrechamiento de 5 cm. La compensación de 1,25 cm genera una estrechamiento total de 2,5 cm.

- ☐ Recto (RXOBO004) **6** ..... S/C
- ☐ Estrecho hacia Adentro 2,5 cm (RXOBO003) **7** ..... S/C
- ☐ Estrecho hacia Adentro 5cm (RXOBO001) **8** ..... 111 €
- ☐ Ancho hacia Afuera 5 cm (RXOBO002) **9** ..... 108 €
- No disponible con Reposabrazos Abatibles



## Empuñaduras

- ☐ Omitir Empuñaduras (RXBCK008) ..... S/C
- ☐ Empuñaduras de perfil bajo (RXBCK007) **10** ..... 64 €
- ☐ Empuñaduras Plegables (RXBCK006) **11** ..... 62 €
- No disponibles en Respaldos con Altura Ajustable con Alturas de Respaldo de 23 cm y 28 cm o Respaldos más estrechos con Alturas de Respaldo de 28 cm y 35 cm



## Color de Cable de liberación de Respaldo Spinergy

- ☐ Negro

## Reclinación Fija de Respaldo

La reclinación estándar es 90° (perpendicular al suelo). Menos (-°) cierra el ángulo posterior. Más (+°) abre el ángulo posterior.

- ☐ 0°   ☐ +2°   ☐ +4°   ☐ +6°   ☐ +8°   ☐ +10°
- ☐ -2°   ☐ -4°   ☐ -6°   ☐ -8°   ☐ -10°

## Altura de la parte delantera del Asiento y Ruedas Delanteras

### Tamaño de las Ruedas Delanteras / Curvatura de Reposapiés / Altura de la parte delantera del Asiento

Seleccione Altura de la parte delantera del Asiento en la fila correspondiente a Curvatura de Reposapiés y Tamaño de las Ruedas Delanteras. Ruedas Delanteras de 6" no disponibles con curva de chasis delantera de 85° y 90°.

La Curvatura de Reposapiés indica la curva del Chasis delantera creando la anchura del Reposapiés. La Curvatura se mide de la parte exterior del chasis del asiento a la parte exterior de los tubos delanteros. La Curvatura no está disponible con curvatura de Chasis delantero de 70°. Ver referencia E en la última página de la Hoja de pedido de Rogue XP.

La Altura de la parte delantera del Asiento se mide desde el suelo hasta el extremo superior del tubo de asiento, en la parte frontal del tapizado de asiento. Mínimo ajuste hacia arriba o hacia abajo en +/- 1 cm. Ver referencia F en la última página de la Hoja de pedido de Rogue XP

| Curvatura Reposapiés | Tamaño Ruedas | Altura parte delantera de Asiento      |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |  |
|----------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Recto                | 3"            | <input type="checkbox"/> 34<br>(13,5") | <input type="checkbox"/> 35<br>(14")   | <input type="checkbox"/> 37<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |  |
|                      | 4"            | <input type="checkbox"/> 35<br>(14")   | <input type="checkbox"/> 37<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |  |
|                      | 5"            | <input type="checkbox"/> 37<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |                                        |  |
|                      | 6"            | <input type="checkbox"/> 38<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |                                        |                                        |  |
| Curvatura de 1"      | 3"            | <input type="checkbox"/> 42<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |  |
|                      | 4"            | <input type="checkbox"/> 43<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |  |
|                      | 5"            | <input type="checkbox"/> 44<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |  |
|                      | 6"            | <input type="checkbox"/> 45<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50<br>(20")   | <input type="checkbox"/> 52<br>(20,5") |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |  |

### Ruedas Delanteras

| Tipo de ruedas              | Tamaño ruedas delan. |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | Precio               | 3"                       | 4"                       | 5"                       | 6"                       |
| 0,75" Rollerblade           | S/C                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 0,75" Rollerblade Luminosas | 76 €                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 1,25" PU Soft               | STD                  |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1" PU Soft Aluminio         | 119 €                |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 1" Neumático                | 82 €                 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| 1,5" PU Soft                | 53 €                 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,5" Soft Roll Aluminio     | 181 €                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Opciones de Horquilla

- ☐ Horquilla Estándar (RXFRK001) **1** STD
- ☐ Horquilla de un Solo Brazo (RXFRK003) **2** 162 €
- ☐ Horquilla Frog Legs Ultra-Sport - Negra (RXST014) **3** 481 €
- No incluida en el Paquete de Colores Anodizados

Peso de Usuario Requerido: \_\_\_\_\_ kg



## Reposapiés

### Plataformas

- ☐ Reposapiés tubular "abierto" (RXFPL004) **5** S/C
- ☐ Reposapiés tubular con cubierta de ABS (RXFPL005) **6** 32 €  
No disponible con anchos de Reposapiés inferiores a 24 cm. Ver referencia G en la última página de la Hoja de pedido de Rogue XP.
- ☐ De aluminio con ángulo ajustable (RXFPL006) **7** STD
- ☐ De aluminio con ángulo ajustable con elevador (RXFPL007) **8** 93 €
- ☐ Montaje alto de aluminio con ángulo ajustable (RXFPL008) 93 €
- ☐ Ángulo ajustable Flip Under (RXFPL012) **9** 180 €  
No disponible con anchos de Reposapiés inferiores a 24 cm. Ver referencia G en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue XP
- ☐ Montaje alto, ángulo ajustable Flip Under (RXFPL011) **10** 261 €  
No disponible con anchos de Reposapiés superiores a 39 cm o con opción Heavy Duty. Ver Referencia G en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue XP



### Distancia entre Reposapiés y Asiento

Medida desde el borde delantero de la tela de asiento hasta la parte superior, posterior del Reposapiés. Se recomiendan el Reposapiés por lo menos 7 cm más corto que la Altura Frontal de Asiento. Ver referencia H en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue XP.

|                                   |                                     |                                   |                                     |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 (8")  | <input type="checkbox"/> 22 (8,5")  | <input type="checkbox"/> 23 (9")  | <input type="checkbox"/> 24 (9,5")  | <input type="checkbox"/> 25 (10") | <input type="checkbox"/> 25 (10")   |
| <input type="checkbox"/> 28 (11") | <input type="checkbox"/> 29 (11,5") | <input type="checkbox"/> 30 (12") | <input type="checkbox"/> 32 (12,5") | <input type="checkbox"/> 33 (13") | <input type="checkbox"/> 34 (13,5") |
| <input type="checkbox"/> 35 (14") | <input type="checkbox"/> 37 (14,5") | <input type="checkbox"/> 38 (15") | <input type="checkbox"/> 39 (15,5") | <input type="checkbox"/> 40 (16") | <input type="checkbox"/> 42 (16,5") |
| <input type="checkbox"/> 43 (17") | <input type="checkbox"/> 44 (17,5") | <input type="checkbox"/> 45 (18") | <input type="checkbox"/> 47 (18,5") | <input type="checkbox"/> 48 (19") | <input type="checkbox"/> 49 (19,5") |

### Protector de Reposapiés

- ☐ Protector de Reposapiés (RXACC020) **4** STD
- No disponible con los Reposapiés: 1. Ángulo Ajustable Flip Under - 2. Montaje Alto, Ángulo Ajustable Flip Under - 3. Aluminio Montaje Alto, Ángulo Ajustable



## Altura parte Trasera Asiento y Ruedas Posteriores

### Tamaño de Rueda / Altura parte Trasera Asiento

Seleccione Altura parte trasera Asiento en la fila correspondiente a la medida de rueda deseada.

Se mide desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento, al frente del tubo de Respaldo. La altura de la parte trasera de asiento se adapta a las necesidades. Ver referencia I en la última página de la Hoja de Pedido de Rogue XP.

| Diámetro de Ruedas | Altura parte Trasera Asiento            |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |                                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 18"                | <input type="checkbox"/> 28'<br>(11")   | <input type="checkbox"/> 30'<br>(12")   | <input type="checkbox"/> 32'<br>(12,5") | <input type="checkbox"/> 33'<br>(13")   | <input type="checkbox"/> 34'<br>(13,5") | <input type="checkbox"/> 35'<br>(14")   | <input type="checkbox"/> 37'<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38'<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39'<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40'<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42'<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43'<br>(17") | <input type="checkbox"/> 44'<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45'<br>(18") | <input type="checkbox"/> 47'<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48'<br>(19") |
| 20"                | <input type="checkbox"/> 32'<br>(12,5") | <input type="checkbox"/> 33'<br>(13")   | <input type="checkbox"/> 34'<br>(13,5") | <input type="checkbox"/> 35'<br>(14")   | <input type="checkbox"/> 37'<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38'<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39'<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40'<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42'<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43'<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44'<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45'<br>(18") | <input type="checkbox"/> 47'<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48'<br>(19") | <input type="checkbox"/> 49'<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50'<br>(20") |
| 22"                | <input type="checkbox"/> 34'<br>(13,5") | <input type="checkbox"/> 35'<br>(14")   | <input type="checkbox"/> 37'<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38'<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39'<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40'<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42'<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43'<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44'<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45'<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47'<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48'<br>(19") | <input type="checkbox"/> 49'<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50'<br>(20") |                                         |                                       |
| 24"                | <input type="checkbox"/> 37'<br>(14,5") | <input type="checkbox"/> 38'<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39'<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40'<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42'<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43'<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44'<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45'<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47'<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48'<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49'<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50'<br>(20") |                                         |                                       |                                         |                                       |
| 25"                | <input type="checkbox"/> 38'<br>(15")   | <input type="checkbox"/> 39'<br>(15,5") | <input type="checkbox"/> 40'<br>(16")   | <input type="checkbox"/> 42'<br>(16,5") | <input type="checkbox"/> 43'<br>(17")   | <input type="checkbox"/> 44'<br>(17,5") | <input type="checkbox"/> 45'<br>(18")   | <input type="checkbox"/> 47'<br>(18,5") | <input type="checkbox"/> 48'<br>(19")   | <input type="checkbox"/> 49'<br>(19,5") | <input type="checkbox"/> 50'<br>(20")   |                                       |                                         |                                       |                                         |                                       |

<sup>1</sup> Disponible solo con cubiertas de perfil estrecho.

### Tipo de Ruedas Traseras

☐ MAXX Performance Spoke **1** ..... S/C

☐ Mag ( Negro) en Magnesio **2** ..... 58 €

Disponible solamente con ruedas de 20", 22" y 24"

MAG colores en Magnesio **3** ..... 105 €

Disponible solamente con ruedas de 20" y 22"

Color: ☐ Rojo Fluorescente ☐ Blanco ☐ Azul ☐ Rosado

Spinergy Spox **4** ..... 942 €

No disponible en ruedas de 18"

Color: ☐ Negro ☐ Rojo ☐ Blanco ☐ Azul ☐ Amarillo

Aro de Propulsión: ☐ Pestaña Corta ☐ Pestaña Larga

Disponible solo con Aros de Aluminio Anodizado o recubiertos de plástico

Spinergy LX **5** ..... 1.183 €


No disponible en ruedas de 18" o 20"

Color: ☐ Negro ☐ Rojo ☐ Blanco ☐ Azul ☐ Amarillo

☐ Rosa ☐ Verde ☐ Anaranjado ☐ Púrpura

Aro de Propulsión: ☐ Pestaña Corta ☐ Pestaña Larga

Disponible solo con Aros de Aluminio Anodizado o recubiertos de plástico



### Kit "Hemi"

Kit doble aro (RXDRV007) ..... 1.418 €

Disponible solo con ruedas de radios de 20", 22" y 24" y ejes de liberación rápida. El aro de propulsión estándar será de aluminio anodizado. Existen limitaciones basadas en la opción escogida en cuanto al espaciado entre ruedas traseras y chasis de silla, el camber y los reposabrazos.

Tamaño de rueda trasera:

☐ 20" ☐ 22" ☐ 24"

Lado del aro de propulsión:

☐ Izquierdo ☐ Derecho

Tipo de aro de propulsión:

☐ Aluminio (RGDRV004) ..... S/C  
☐ PU soft recubierto (RGDRV005) ..... 202 €

### Tipo de Cubierta posterior

#### Perfil Alto

☐ Neumatico tipo calle negro (RXTIR001) ..... **STD**

No disponible en ruedas de 25"

☐ PU Soft alto anti- pinchazos (RXTIR002) ..... S/C

No disponible en ruedas Superlight o ruedas de 25"

#### Perfil Bajo

☐ Alta presion 1" (RXTIR006) ..... 82 €

Disponible solamente en ruedas de 24" y 25". No disponible con ruedas Mag.

☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (RXTIR010) ..... 124 €

Disponible solamente en ruedas de 24" y 25". No disponible con ruedas Mag.

☐ Sentinel maciza anti-pinchazos 1" (RXTIR019) ..... 91 €

## Altura parte trasera Asiento y Ruedas Traseras continuación

## Aros de Propulsión

No necesita selección con Kit "Hemi"

## Estándar

- ☐ Aluminio anodizado (gris) (RXHRM001) **STD**
- ☐ Con Cubierta de Plástico (RXHRM002) 106 €
- ☐ Projection (8 Tetones Verticales) (RXHRM003) 309 €

Disponible solamente con llantas de perfil alto, en combinación con ruedas MAXX Performance de 22"-25" o ruedas Mag de 24"

## Ergonómicos

No disponible en ruedas de 18" o 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag

- ☐ Ergo Lite Regular Grip (RXHRM005) 427 €
- ☐ Ergo Standard Regular Grip (RXHRM008) 409 €
- ☐ Ergo Lite Extra Grip (RXHRM006) 473 €
- ☐ Ergo Standard Extra Grip (RXHRM009) 456 €
- ☐ Ergo Lite Omitir Grip (RXHRM004) 364 €
- ☐ Ergo Standard Omitir Grip (RXHRM007) 317 €

## Opción para el Aro de Propulsión

- ☐ 3M Micro Grip (RXACC006) 64 €

No disponible con cubierta de Plástico o con Tetones

## Eje trasero

- ☐ Eje extraíble (RXAXO003) **STD**
- ☐ Eje extraíble tetraplégicos (RXAXO001) 172 €

No disponible con ruedas Mag o Spinergy

## Frenos de Ruedas

## Freno

- ☐ Freno ruedas: Empuje (Push to Lock) (RXWLK002) **1** S/C
- ☐ Freno ruedas: Empuje Flush Mount (Push to Lock) (RXWLK001) **2** **STD**
- ☐ Freno ruedas: Tiro (Pull to Lock) (RXWLK003) **3** S/C
- ☐ Freno ruedas: Freno tipo tijera de perfil bajo (RXWLK012) **4** 60 €

No disponible con llantas PU Soft Bajas, PU Soft Altas o Sentinel Macizas



## Camber

6° y 8° no disponible con Kit "Hemi". 4° no disponible con Brazo-T.

- ☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

## Espacio entre Ruedas Traseras y Chasis de Silla

Medido desde la parte externa del respaldo hasta la parte interna de la cubierta trasera. Ajustable hacia fuera 1 cm. Espacio mínimo desde rueda trasera a Reposabrazos Brazo-T con altura Ajustable de 4 cm. Espacio mínimo de 2,5 cm con 0° de Camber. Ver Referencia K en la última página de la Hoja de pedido de Rogue XP

- ☐ 1,9 cm 0.75" ☐ 2,5 cm 1" ☐ 5,7 cm 1.25" ☐ 4 cm 1.5" ☐ 4,4 cm 1.75"

## Configuración de Centro de gravedad (COG)

Medido desde la parte delantera del tubo de respaldo hasta el centro del eje. 0 indica que el eje estará directamente debajo del tubo de respaldo. Se recomienda un mínimo de 5 cm de COG con la 5a Rueda o el Kit "Hemi". Ver referencia J en la última página de la Hoja de pedido de Rogue.

## Posiciones Amputado (en cm)

|                                        |                                        |                                     |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> -4 (-1.5")    | <input type="checkbox"/> -3,1 (-1.25") | <input type="checkbox"/> -2,5 (-1") | <input type="checkbox"/> -1,9 (-0.75") |
| <input type="checkbox"/> -1,25 (-0.5") | <input type="checkbox"/> -0,6 (-0.25") | <input type="checkbox"/> 0 (0")     | <input type="checkbox"/> 0,6 (0.25")   |

## Posiciones estándar (en cm)

|                                      |                                      |                                   |                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1,25 (0.5") | <input type="checkbox"/> 1,9 (0.75") | <input type="checkbox"/> 2,5 (1") | <input type="checkbox"/> 2,54 (1.25") |
| <input type="checkbox"/> 4 (1.5")    | <input type="checkbox"/> 4 (1.75")   | <input type="checkbox"/> 5 (2")   | <input type="checkbox"/> 5,7 (2.25")  |
| <input type="checkbox"/> 6,9 (2.5")  | <input type="checkbox"/> 7 (2.75")   | <input type="checkbox"/> 8 (3")   | <input type="checkbox"/> 8,25 (3.25") |
| <input type="checkbox"/> 9 (3.5")    | <input type="checkbox"/> 9,5 (3.75") | <input type="checkbox"/> 10 (4")  | <input type="checkbox"/> 10,8 (4.25") |

## Opciones

- ☐ Extensión de Palancas de Frenos (RXWLK004) **5** 72 €  
Disponibles solamente con Frenos de Ruedas Empuje o Tiro
- ☐ Bloqueo Antiretroceso para Pendientes (RXWLK009) **6** 141 €  
Disponible solamente con frenos de Empuje y ruedas neumáticas o neumáticas con cubiertas Airless Insert



## Reposabrazos

Reposabrazos Seleccionar la Opción de almohadilla de ante-brazo

| REPOSABRAZOS                                                                                                                                                                | LONGITUD |                          | PRECIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------|
| 1 Brazo-T con Altura Ajustable (22 cm - 34 cm)<br><i>No disponible con Profundidad de asiento inferior a 33 cm. Distancia mínima entre ruedas posteriores de 4 cm.</i>      | Corta    | <input type="checkbox"/> | 64 €   |
|                                                                                                                                                                             | Larga    | <input type="checkbox"/> |        |
| 2 Brazo-T Bajo con Altura Ajustable (19 cm - 29 cm)<br><i>No disponible con Profundidad de asiento inferior a 30 cm. Distancia mínima entre ruedas posteriores de 4 cm.</i> | Corta    | <input type="checkbox"/> | 64 €   |
|                                                                                                                                                                             | Larga    | <input type="checkbox"/> |        |
| 3 Ángulo Ajustable, Abatible, montado en los tubos del respaldo<br><i>Requiere Respaldo con altura fija. No disponible con Respaldos con una altura inferior a 30 cm.</i>   | Corta    | <input type="checkbox"/> | 42 €   |
|                                                                                                                                                                             | Larga    | <input type="checkbox"/> |        |
| 4 Abatibles Bajos (18 cm - 23 cm)<br><i>No disponible con Almohadilla de Reposabrazos o Opción de Tubos de Respaldo. Anchos de 5 cm</i>                                     | Corta    | <input type="checkbox"/> | 175 €  |
|                                                                                                                                                                             | Larga    | <input type="checkbox"/> |        |
| Abatibles Altos (23,5 cm - 28,5 cm)<br><i>No disponible con Almohadilla de Reposabrazos o Opción de Tubos de Respaldo. Anchos de 5 cm</i>                                   |          | <input type="checkbox"/> | 175 €  |

## Almohadilla de Reposabrazos

No disponible con Reposabrazos Abatibles

- ☐ Almohadilla reposabrazos: Almohadilla estandar (RXARM026) <sup>5</sup> S/C
- ☐ Almohadilla reposabrazos: Tipo cascada (RXARM020) <sup>6</sup> 22 €
- No disponible con Reposabrazos Extensible con Ángulo Ajustable Flip Up*



## Protectores laterales

No disponibles con reposabrazos-T o con reposabrazos abatibles con protectores laterales

## Montaje ajustable en 3 posiciones

- ☐ Protectores Composite (RXSDG002) S/C
- ☐ Aluminio Recto - Negro Mate (RXSDG024) <sup>7</sup> S/C
- ☐ Aluminio Recto - Color del Chasis (RXSDG025) <sup>7</sup> 31 €
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla de Gomaespuma - Negro Mate (RXSDG014) <sup>8</sup> STD
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla de Gomaespuma - Color del Chasis (RXSDG015) 62 €
- ☐ Fenders ajustables en fibra de carbono (RXSDG013) <sup>9</sup> 180 €

## Opción de Extracción de Protector Lateral

- ☐ Removible (RXSGR001) <sup>10</sup> S/C
- ☐ No Removible (RXSGR002) <sup>11</sup> 13 €



## Montaje multiajustable

- ☐ Protectores Composite (RXSDG004) S/C
- ☐ Protectores Composite pediátrico (RXSDG007) S/C
- ☐ Aluminio Recto - Negro Mate (RXSDG020) <sup>7</sup> 21 €
- ☐ Aluminio Recto - Color del Chasis (RXSDG023) <sup>7</sup> 52 €
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla de Gomaespuma - Negro Mate (RXSDG017) <sup>8</sup> 72 €
- ☐ Fenders ajustables en Aluminio c/ Almohadilla de Gomaespuma - Color del Chasis (RXSDG018) 103 €
- ☐ Fenders ajustables en fibra de carbono (RXSDG016) <sup>9</sup> 283 €



## Accesorios

## 5a Rueda

Rueda posterior extraíble. No disponible con Antivuelcos o ruedas de 25".

- ☐ 5a Rueda Dinámica (RXATP004) 201 €
- Elastómeros: ☐ Suave ☐ Firme
- Ambos elastómeros están incluidos; el elastómero seleccionado será instalado*

## Antivuelcos

No disponibles con la 5a Rueda.

- ☐ Antivuelcos Traseros (par) (RXATP001) 134 €
- ☐ Antivuelcos: Activado por el usuario- Par (RXATP012) 312 €
- ☐ Antivuelcos: Activado por el usuario- Izquierdo (RXATP010) 157 €
- ☐ Antivuelcos: Activado por el usuario - Derecho (RXATP011) 157 €
- ☐ Tubo de cola (Pisapie)
- Lado izquierdo (RXACC034) 91 €
- Lado derecho (RXACC036) 91 €

## Kit de Montaje de Cinturón

- ☐ Abrazadera para Montaje de Cinturón Ki Mobility (RXACC023) 40 €
- ☐ Kit de montaje de cinturón con abrazadera Bodypoint (RXACC013) 103 €

## Cinturón de Posicionamiento Pélvico

- ☐ 2,5 cm Hebilla Auto (RXPOB004) 76 €
- ☐ 2,5 cm Hebilla Auto Acolchada (RXPOB005) 162 €
- ☐ 4 cm Hebilla Auto (RXPOB001) 76 €
- ☐ 4 cm Hebilla Auto Acolchada (RXPOB002) 162 €
- ☐ 5 cm Hebilla Tipo Avión (RXPOB003) 116 €

## Cincha de Pantorrillas

- ☐ Velcro Ajustable (RXACC002) 41 €
- ☐ Acolchada Velcro Adjustable (RXACC003) 64 €

## Accesorios continuación

Protectores de Radios *No disponible con ruedas Mag*

- ☐ Acc.Protector radios transparente (RXSPG001) 133 €
- ☐ Acc. Protectores de Radios Negros (RXSPG002) 133 €
- No disponibles con ruedas de 18" o 20"*

Protectores de radios con dibujos 266 €


*Disponibles solamente con ruedas de 20" y 22"*

## Diseño:

- ☐ Blue Monster (RXSPG003) **1** ☐ Rockin' Reptiles (RXSPG007) **5**
- ☐ Robo Fun (RXSPG004) **2** ☐ Tuxedo Time (RXSPG008) **6**
- ☐ Tutu Cute (RXSPG005) **3** ☐ Havin' a Hoot (RXSPG009) **7**
- ☐ Fairy Garden (RXSPG006) **4** ☐ Super Puppies (RXSPG010) **8**

## Otros Accesorios

- ☐ Kit de herramientas 43 €
- ☐ Bolsa delantera extraíble (**IDEAL**) 48 €
- ☐ Mochila Ki pediátrica 69 €
- ☐ MochilaKi 69 €
- Mejor ajuste en sillas con ancho superior a 25 cm*
- ☐ Porta Equipajes 105 €
- ☐ Protectores de neoprene de reposapiés 91 €
- ☐ Soporte para Bastón o Muletas 188 €



## Color

## Chasis y Acento

Seleccionar colores del Chasis y de acento deseados. El color de acento se utiliza en barra estabilizadora respaldo; si no hay selección el color de acento, se utilizará el color del Chasis.

| OPCIONES | PRECIO | COLORES                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          |        | ACABADO BRILLANTE                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | ACABADO MATE                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | ACABADO ANONIZADO                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|          |        | Black                               | Champagne                           | Ruby Red                            | Deep Sapphire Blue                  | Yellow                              | Opalescent Violet                   | Dark Pink                           | Glacier Blue                        | Electric Green                      | Radiant Orange                      | Purple Plum                         | Blue Steel                          | Light Pink                          | Rich Teal                           | Shadow Black                        | Tactical Green                      | Dry Earth Tan                       | White                               | Bright Red                          | Platinum                            | Iridescent Navy                     | Blue                                | Bright Green                        | Orange                              | Pewter                              | Pink                                | Purple                              | Red                                 |
| Chasis   | S/C    | <input type="checkbox"/> (RXFCS001) | <input type="checkbox"/> (RXFCS064) | <input type="checkbox"/> (RXFCS063) | <input type="checkbox"/> (RXFCS065) | <input type="checkbox"/> (RXFCS029) | <input type="checkbox"/> (RXFCS057) | <input type="checkbox"/> (RXFCS053) | <input type="checkbox"/> (RXFCS054) | <input type="checkbox"/> (RXFCS055) | <input type="checkbox"/> (RXFCS056) | <input type="checkbox"/> (RXFCS066) | <input type="checkbox"/> (RXFCS051) | <input type="checkbox"/> (RXFCS052) | <input type="checkbox"/> (RXFCS061) | <input type="checkbox"/> (RXFCS015) | <input type="checkbox"/> (RXFCS058) | <input type="checkbox"/> (RXFCS059) | <input type="checkbox"/> (RXFCS060) | <input type="checkbox"/> (RXFCS062) | <input type="checkbox"/> (RXFCS050) | <input type="checkbox"/> (RXFCS016) | <input type="checkbox"/> (RXANO002) | <input type="checkbox"/> (RXANO003) | <input type="checkbox"/> (RXANO004) | <input type="checkbox"/> (RXANO005) | <input type="checkbox"/> (RXANO006) | <input type="checkbox"/> (RXANO007) | <input type="checkbox"/> (RXANO008) |
| Acento   | S/C    | <input type="checkbox"/> (AP064)    | <input type="checkbox"/> (RXCAP063) | <input type="checkbox"/> (RXCAP065) | <input type="checkbox"/> (RXCAP029) | <input type="checkbox"/> (RXCAP057) | <input type="checkbox"/> (RXCAP053) | <input type="checkbox"/> (RXCAP054) | <input type="checkbox"/> (RXCAP055) | <input type="checkbox"/> (RXCAP056) | <input type="checkbox"/> (RXCAP066) | <input type="checkbox"/> (RXCAP051) | <input type="checkbox"/> (RXCAP052) | <input type="checkbox"/> (RXCAP061) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> (RXCAP058) | <input type="checkbox"/> (RXCAP059) | <input type="checkbox"/> (RXCAP060) | <input type="checkbox"/> (RXCAP062) | <input type="checkbox"/> (RXCAP050) | <input type="checkbox"/> (RXCAP016) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

## ACABADO BRILLANTE



## ACABADO MATE




## ACABADO ANONIZADOS



## Hidroimpresión

| Opciones | Precio | Desert Digital           | Muddy Girl               | Next Camo                | Pink Camo                | Zebra Blue               | Zebra Pink               | Zebra Purple             | Zebra Red                | Zebra Granny Smith       | Carbon Fiber Black       | Carbon Fiber Blue        | Carbon Fiber Pink        | Carbon Fiber Purple      | Carbon Fiber Red         |
|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chasis   | 662 €  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



### Referencias

#### A. Ancho de Asiento *Ver Diagrama 1*

Medido desde parte externa del tubo de Chasis a un lado hasta parte externa del tubo de Chasis al otro lado.

#### B. Profundidad de Asiento *Ver Diagrama 3*

Medido desde la parte anterior de los tubos de respaldo hasta el borde delantero de la tela del asiento. La tela del asiento comienza en el nacimiento de la curva en la parte delantera del Chasis.

#### C. Posición de Tela de Asiento *Ver Diagrama 2*

En posición Performance (0) la tela de asiento se halla al frente del Chasis para mantener la silla más corta y maniobrable. La posición de la tela a 2,5 cm o 5 cm extiende el Chasis al frente de la tela en esa cantidad. Ampliar la profundidad del Chasis puede mejorar la estabilidad y proveer soporte para asistir en transferencias.

#### D. Curva de Chasis Delantera *Ver Diagrama 3*

Ángulo entre el tubo de la parte delantera del asiento y el suelo.

#### E. Curvatura de Reposapiés *Ver Diagrama 1*

Indica la curva del Chasis anterior creando el Reposapiés. La curvatura es medida desde la parte externa del Chasis de asiento hasta la parte externa del tubo delantero del reposapiés.

#### F. Altura de la parte delantera del Asiento *Ver Diagrama 1*

Medida desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento al frente de la tela del asiento.

#### G. Ancho de Reposapiés *Ver Diagrama 1*

Medido desde la parte interna del tubo delantero hasta la parte interna del tubo en el otro lado. Lista de anchos de Reposapiés para cada ancho de asiento y curvatura:

| Ancho Asiento  | Recto                                    | Curvatura 2,5 cm                          |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Medida Externa | 5 cm más estrecho que ancho asiento (cm) | 10 cm más estrecho que ancho asiento (cm) |
| 25             | 19                                       |                                           |
| 28             | 22                                       |                                           |
| 30             | 24                                       | 19                                        |
| 33             | 27                                       | 22                                        |
| 35             | 29                                       | 24                                        |
| 38             | 32                                       | 27                                        |
| 40             | 34                                       | 29                                        |
| 43             | 37                                       | 32                                        |
| 45             | 39                                       | 34                                        |

#### H. Distancia entre Asiento y Reposapiés *Ver Diagrama 3*

Medida desde el borde delantero de la tela de asiento hasta la parte superior-posterior del Reposapiés. Se recomienda un Reposapiés al menos 7 cm más corto que la altura de asiento delantero.

#### I. Altura de la parte trasera del Asiento *Ver Diagrama 3*

Medida desde el suelo hasta la parte superior del tubo de asiento al frente del tubo de respaldo. La altura de la parte trasera de asiento se adapta a las necesidades.

#### J. Centro de gravedad preestablecido *Ver Diagrama 3*

Medido desde el frente del tubo de respaldo hasta el centro del eje trasero. 0 indica que el eje estará directamente debajo del tubo de respaldo.

#### K. Distancia entre Rueda Trasera y Chasis *Ver Diagrama 1*

Medida desde la parte externa del respaldo hasta la parte interna de la cubierta trasera. Ajustable hacia afuera 1,2 cm.

Diagrama 1




Diagrama 2




Diagrama 3

