



LIBERTY FT

- Respaldo Plegable y ajustable en ángulo.
- Reposabrazos en T con altura regulable.
- Disponible en ruedas de 22", 24" y 26".

Liberty FT* (Plegable) (LFOPTTRN) 2.400 €
Capacidad de peso 115 Kg. Rango de basculación: 0° - 20°.

*Kit de tránsito no incluido

Asiento

Ancho de asiento

Seleccione el ancho de asiento dentro del rango de ancho de asiento deseado

Rango de ancho de asiento	Ancho de asiento				
Pequeño 35.5 - 46	<input type="checkbox"/> 35,5 (14") S/C	<input type="checkbox"/> 38 (15") S/C	<input type="checkbox"/> 40,5 (16") S/C	<input type="checkbox"/> 43 (17") S/C	<input type="checkbox"/> 48 (19") S/C
Medio 40.5 - 51	<input type="checkbox"/> 40,5 (16") S/C	<input type="checkbox"/> 43 (17") S/C	<input type="checkbox"/> 46 (18") S/C	<input type="checkbox"/> 48 (19") S/C	<input type="checkbox"/> 51 (20") 390€
Grande 46 - 56*	<input type="checkbox"/> 46 (18") S/C	<input type="checkbox"/> 48 (19") S/C	<input type="checkbox"/> 51 (20") 390€	<input type="checkbox"/> 53 (21") 390€	<input type="checkbox"/> 56 (22") 390€

*Nota: Se puede ajustar a 51, 53 y 56 cm.

Seteo de amortiguador a gas asistivo		
Peso del usuario	Seteo	Tipo resorte (newtons)
<input type="checkbox"/> 90 Kg - 115 Kg	1	450 N
<input type="checkbox"/> 80 - 90 Kg	2	450 N
<input type="checkbox"/> 70 - 80 Kg ¹	3	450 N
<input type="checkbox"/> 70 - 80 Kg ²	1	300 N
<input type="checkbox"/> 55 - 70 Kg	2	300 N
<input type="checkbox"/> <55 Kg	3	300 N

¹ Estándar en sillas con profundidad menor que 40.5

² Estándar en sillas con profundidad de 40.5 o más

Profundidad de asiento

Seleccione la profundidad del asiento dentro del rango de profundidad de asiento deseado

Rango de profundidad de asiento	Profundidad de asiento		
Corto 35.5 - 40.5	<input type="checkbox"/> 35.5 (14") S/C	<input type="checkbox"/> 38 (15") S/C	<input type="checkbox"/> 40.5 (16") S/C
Medio 40.5 - 46	<input type="checkbox"/> 40.5 (16") S/C	<input type="checkbox"/> 43 (17") S/C	<input type="checkbox"/> 46 (18") S/C
Largo 46 - 51	<input type="checkbox"/> 46 (18") S/C	<input type="checkbox"/> 48 (19") S/C	<input type="checkbox"/> 51 (20") 502 €

Opción de asiento

- Tela de asiento standard (LFSS001) STD
- Panel de asiento sólido de crecimiento (LFACC004)¹ 155 €
- Omitir asiento S/C

Opción para vehículos

- Sistema de anclaje para vehículos (FTRNOPT)² 221 € (ISO 7176/19)



Respaldo

Tubo respaldo / Rango de altura / Altura posterior

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente al tubo posterior y rango de altura deseados

Tubo posterior	precio	Rango de altura	Altura posterior				
Tubos de respaldo rectos con empuñadura de empuje ¹	STD	Corto	<input type="checkbox"/> 51 (20")				
		Largo	<input type="checkbox"/> 61 (24")				
Altura ajustable recta con empuñadura de empuje (LFBOP001)	18 €	Corto	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
		Medio	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 47 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 51 (20")
		Largo	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 51 (20")	<input type="checkbox"/> 53 (21")	<input type="checkbox"/> 56 (22")
Altura ajustable curva 8° con empuñadura de empuje ² (LFBOP003)	18 €	Corto	<input type="checkbox"/> 61 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
		Medio	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 51 (20")
		Largo	<input type="checkbox"/> 47 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 51 (20")	<input type="checkbox"/> 53 (21")	<input type="checkbox"/> 56 (22")

¹ No disponible con tapizado de respaldo

² No disponible con tubos IV

Opción de tubo respaldo de empuñadura de respaldo

Disponible solamente con tubo posterior de empuñadura de respaldo

- Extensión de empuñadura de respaldo desmontable **1** 60 € (LFBOP012)

Opciones de respaldo

- Tubo de respaldo plegable y ajustables en ángulo (plegable) (LFFDB002) **2** STD



Tapizado de respaldo

De seleccionarse ambas opciones (tapizado y respaldo Axiom) se instalará la tapicería del respaldo

- Estandar acolchado (LFBUP001) STD
- Tensión ajustable 5-7 tiras (LFBUP002) **3** 160 €
No disponible en anchos de asiento menores que 40.5 cm, combinados con alturas de respaldo de 53 y 56 cm
- Omitir tapizado de respaldo S/C
(Solo cuando se pide con respaldo rígido)



Reposapiés

Apoyapiernas

- 60° 50 €
Disponible solamente con soportes con tubos de extensión
- 70° S/C
- 80° STD
No disponible con casters de 8"
- 90° 50 €
Disponible solamente con soportes de montaje anterior. No disponible con casters de 8" combinados con extensión de 3"
- Reposapiés elevable Pro (PRO ELR) (LFHAN044) **4** 220 €
- Omitir soportes S/C



Reposapiés

- Compuesto STD
No disponible con reposapiés de montaje frontal
- Compuesto, ángulo y profundidad ajustables 165 € (LFFPL014). No disponible con reposapiés de montaje anterior o ancho de asiento de 35.5 cm
- Aluminio, ángulo y profundidad ajustables 135 € (LFFPL002)
- Aluminio con multi-ángulo ajustable (LFFPL020) **5** 250 €
Disponible solamente con soporte de reposapiés de montaje anterior
- Ángulo ajustable de una pieza Flip Up (LFFPL009) **6** 169 €
No disponible con reposapiés de montaje frontal o PRO ELR



Reposapiés continuación

Reposapiés / Extensión / Distancia asiento-reposapiés

Seleccione la distancia asiento-reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Se recomienda que el reposapiés sea por lo menos 5 cm más corto que la altura de asiento. Medidas de soporte de tubos de extensión basadas en curva de soporte de 70°.

Reposapiés	Extensión	Distancia asiento-reposapiés													
Soporte de tubos de extensión (60°, 70°, 80°)	Corto	<input type="checkbox"/> 25 (10°)	<input type="checkbox"/> 27 (10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29 (11.5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32 (12.5°)	<input type="checkbox"/> 33 (13°)	<input type="checkbox"/> 34 (13.5°)						
	Medio	<input type="checkbox"/> 29 (11.5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32 (12.5°)	<input type="checkbox"/> 33 (13°)	<input type="checkbox"/> 34 (13.5°)	<input type="checkbox"/> 35.5 (14°)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5°)	<input type="checkbox"/> 38 (15°)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5°)					
	Largo	<input type="checkbox"/> 35.5 (14°)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5°)	<input type="checkbox"/> 38 (15°)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5°)	<input type="checkbox"/> 40.5 (16°)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5°)	<input type="checkbox"/> 43 (17°)	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5°)	<input type="checkbox"/> 46 (18°)					
Soporte de montaje anterior ¹	Selecciones estándar											Requiere extensión de 8 cm			
	Corto (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 10 ² (2°)	<input type="checkbox"/> 11.5 ² (4.5°)	<input type="checkbox"/> 13 (5°)	<input type="checkbox"/> 14 (5.5°)	<input type="checkbox"/> 15 (6°)						<input type="checkbox"/> 21.5 (8.5°)	<input type="checkbox"/> 23 (9°)	<input type="checkbox"/> 24 (9.5°)	
		<input type="checkbox"/> 16.5 (6.5°)	<input type="checkbox"/> 18 (7°)	<input type="checkbox"/> 19 (7.5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)						<input type="checkbox"/> 25 (10°)	<input type="checkbox"/> 27 (10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)		
	Medio (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 10 ² (2°)	<input type="checkbox"/> 11.5 ² (4.5°)	<input type="checkbox"/> 13 (5°)	<input type="checkbox"/> 14 (5.5°)	<input type="checkbox"/> 15 (6°)	<input type="checkbox"/> 16.5 (6.5°)	<input type="checkbox"/> 18 (7°)					<input type="checkbox"/> 27 (10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29 (11.5°)
		<input type="checkbox"/> 19 (7.5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)	<input type="checkbox"/> 21.5 (8.5°)	<input type="checkbox"/> 23 (9°)	<input type="checkbox"/> 24 (9.5°)	<input type="checkbox"/> 25 (10°)					<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32 (12.5°)	<input type="checkbox"/> 33 (13°)	
	Largo (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 13 (5°)	<input type="checkbox"/> 14 (5.5°)	<input type="checkbox"/> 15 (6°)	<input type="checkbox"/> 16.5 (6.5°)	<input type="checkbox"/> 18 (7°)	<input type="checkbox"/> 19 (7.5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)	<input type="checkbox"/> 21.5 (8.5°)	<input type="checkbox"/> 32 (12.5°)	<input type="checkbox"/> 33 (13°)	<input type="checkbox"/> 34 (13.5°)			
<input type="checkbox"/> 23 (9°)		<input type="checkbox"/> 24 (9.5°)	<input type="checkbox"/> 25 (10°)	<input type="checkbox"/> 27 (10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29 (11.5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)					<input type="checkbox"/> 35.5 (14°)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5°)	<input type="checkbox"/> 38 (15°)	
PRO ELR con seteo de pivote bajo	Corto	<input type="checkbox"/> 27 - 39 (10.5 - 15.5°)													
	Largo	<input type="checkbox"/> 33 - 48 (13 - 19°)													
PRO ELR con seteo de pivote alto	Corto	<input type="checkbox"/> 21.5 - 43 (8.5 - 17°)													
	Largo	<input type="checkbox"/> 29 - 44.5 (11.5 - 17.5°)													

¹ Ver altura mínima de asiento en el cuadro debajo

² Disponible solamente con soportes de apoyapiés de montaje frontal a 90°

Altura de asiento mínima con soportes de montaje anterior						
Largo de soporte	Corto		Medio		Largo	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura mínima de asiento con selección estándar	33 (13°)	33 (13°)	33 (13°)	34 (13.5°)	37 (14.5°)	39 (15.5°)
Altura mínima de asiento con extensión de 8 cm	34 (13.5°)	35.5 (14°)	39 (15.5°)	40.5 (16°)	43 (17°)	46 (18°)

Talonera

No disponible con bandeja de reposapiés de una pieza con ángulo ajustable Flip Up

- Taloneras (LFACC008) 31 €
- Omitir taloneras S/C

Cincha de pantorrillas

- Ajustable con velcro (LFACC002) 35 €
- Ajustable con velcro acolchado (LFACC003) 60 €
- AeroMesh acolchado bodypoint (LFACC010) 105 €

Extensión de 8 cm

Disponible solamente con soportes de montaje anterior. Se provee como repuesto.

- Extensión de 8 para reposapiés de montaje anterior _ S/C

Soporte para amputados

Soporte de extremidad residual

- Izquierdo 359 € (LFRLS001)
- Derecho 359 € (LFRLS002)

Funda

- Suave Malla aire
- Suave Malla aire


Tamaño de almohadilla

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 13 x 20 | <input type="checkbox"/> 23 x 35.5 | <input type="checkbox"/> 13 x 20 | <input type="checkbox"/> 23 x 35.5 |
| <input type="checkbox"/> 18 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 25 | <input type="checkbox"/> 18 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 25 |
| <input type="checkbox"/> 23 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 35.5 | <input type="checkbox"/> 23 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 35.5 |

Reposapiés continuación

Expulsión de soporte

- 4-Way - en línea (LFRELO02) STD
Ver referencia A, a la derecha. No disponible con ó PRO ELR
- 4-Way - Afuera (LFRELO03) S/C
Ver referencia B, a la derecha



Altura de asiento, ruedas anteriores y ruedas posteriores

A Altura del asiento, ruedas delanteras y traseras.

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas delanteras y traseras deseado

Tamaño de ruedas posteriores	Ruedas delanteras			
	4"	5"	6"	8"
12"	Altura de asiento			
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	
	<input type="checkbox"/> 34 (13.5")	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")
	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 48 ² (19")
	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	
		<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	
		<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 48 ² (19")	
16"	<input type="checkbox"/> 34 ¹ (13.5")	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	
	<input type="checkbox"/> 35.5 ¹ (14")	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")
	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")
	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")
		<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 49.5 (19.5")
		<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 51 (20")
		<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	
		<input type="checkbox"/> 47 (18.5")		
20"	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	
	<input type="checkbox"/> 34 (13.5")	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")
	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")
	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 49.5 (19.5")
		<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 51 (20")
		<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	
		<input type="checkbox"/> 47 (18.5")		

Tamaño de ruedas posteriores	Ruedas delanteras			
	4"	5"	6"	8"
22" ³	Altura de asiento			
	<input type="checkbox"/> 34 ¹ (13.5")	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	
	<input type="checkbox"/> 35.5 (14")	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")
	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")
	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")
	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")
		<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 49.5 (19.5")
		<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 51 (20")
		<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	
24" ³	<input type="checkbox"/> 37 ¹ (14.5")	<input type="checkbox"/> 37 ¹ (14.5")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	
	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")
	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")
	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 40.5 (16")	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 46 (18")
		<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")
		<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")
		<input type="checkbox"/> 44.5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 49.5 (19.5")
		<input type="checkbox"/> 46 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 51 (20")
		<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	
		<input type="checkbox"/> 48 (19")		

¹ Disponible solamente con llantas de perfil bajo

² No disponible con llantas de Poly alto

³ No disponible en combinación con ruedas con radios y llantas Poly bajo

Altura de asiento, ruedas anteriores y ruedas posteriores continuación

Ruedas delanteras

<input type="checkbox"/> 1,25" Poly	S/C
<input type="checkbox"/> 1,25" Poly aluminio	77 €
<i>No disponible con casters de 6" y 8"</i>	
<input type="checkbox"/> 1" Neumático	56 €
<i>No disponible con casters de 4" y 5"</i>	
<input type="checkbox"/> 1.5" Poly	38 €
<i>No disponible con casters de 8"</i>	
<input type="checkbox"/> 1.5" Soft Roll aluminio	127 €
<i>No disponible con casters de 8"</i>	
<input type="checkbox"/> 2" Poly	80 €
<i>Disponible con casters de 6"</i>	
<input type="checkbox"/> 2" Neumático con Inserto de gomaespuma	157 €
<i>Disponible con casters de 8"</i>	

Tipo de rueda posterior

<input type="checkbox"/> 22" y 24" Spoke (radios aluminio)	S/C
<input type="checkbox"/> MAXX Spoke (radios aluminio negro) (20" ó 22") (LFWH1120)	149 €
<input type="checkbox"/> MAXX Mag 20",22" y 24" (Negro)	STD
<input type="checkbox"/> MAXX spoke de 20",22" y 24" para freno de tambor	150 €

Tipo de llanta posterior

Perfil alto

<input type="checkbox"/> Neumático calle negro (LFTIR001)	STD
<input type="checkbox"/> 1 3/8" Poly alto (macizo negro antipinchazos) (LFTIR010)	104 €

Perfil bajo

<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution (LFTIR010)	104 €
<i>Disponible solamente en ruedas con MAXX Performance de 24"</i>	

Freno de ruedas

Freno de ruedas

<input type="checkbox"/> De empuje corto (LFWLK002) 1	STD
Freno de rueda unilateral tipo Hemi 2	249 €
<i>Incluye empuñaduras de extensión</i>	
<input type="checkbox"/> Izquierda (LFWLK023)	<input type="checkbox"/> Derecha (LFWLK024)
<input type="checkbox"/> Freno a tambor (LFWLK015) 3	390 €
<i>Disponible solamente con ruedas radios Maxx Performance. El eje es de expulsión rápida.</i>	
Doble freno a tambor 4	480 €
<i>Disponible solamente con ruedas radios Maxx Performance. El eje es de expulsión rápida.</i>	
<input type="checkbox"/> Freno de empuje (LFWLK016)	<input type="checkbox"/> Freno de tiro (LFWLK017)
<input type="checkbox"/> Omitir freno de ruedas	S/C

Aro de propulsión

Aros de propulsión no disponibles en ruedas de 12" o 16"

Aros estándar

<input type="checkbox"/> Aluminio anodizado (LFHRM001)	STD
<input type="checkbox"/> Recubiertos en plástico (LFHRM002)	101 €
<input type="checkbox"/> Projection (8 proyecciones verticales) (LFHRM003)	293 €
<i>Disponible solamente con llantas de perfil alto en combinación con MAXX Performance de 22" y 24" con radios o ruedas Mag de 24"</i>	

Montaje de aro de propulsión estándar

De no existir una selección, se utilizará el montaje estándar

Montaje de aro de propulsión estándar	S/C
<input type="checkbox"/> Montaje estándar	<input type="checkbox"/> Montaje adyacente
<i>Reduce el ancho total en 0.75 "</i>	

Opción de aro de propulsión

No disponible en aros con cobertura de plástico o aros projection

<input type="checkbox"/> 3M agarre micro (LFACC006)	59 €
---	------

Eje

No requiere selección con frenos a tambor

<input type="checkbox"/> Expulsión rápida (LFAXO003)	STD
--	------------


Ergonómicos

No disponible en ruedas de 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag.

<input type="checkbox"/> Ergo Lite regular grip (LFHRM005)	371 €
<input type="checkbox"/> Ergo standard regular grip (LFHRM008)	371 €
<input type="checkbox"/> Ergo Lite Extra grip (LFHRM006)	443 €
<input type="checkbox"/> Ergo Standard Extra grip (LFHRM009)	443 €
<input type="checkbox"/> Ergo Lite Omit grip (LFHRM004)	304€
<input type="checkbox"/> Ergo standard omit grip (LFHRM007)	304 €

Opciones de freno de ruedas

<input type="checkbox"/> Extensión de frenos extraíble (LFWLK004) 5	55 €
<i>Disponible solamente con frenos empuje ó hale para frenar</i>	
<input type="checkbox"/> Asistente para pendientes (LFWLK009) 6	135 €
<i>Disponible solamente con frenos empuje ó hale para frenar y llantas neumáticas o llantas neumáticas con inserto macizo</i>	



Liberty FT

Tarifa 2024
Posicionamiento

Reposabrazos

Reposabrazos Por favor seleccione la opción de almohadilla de brazos

Brazo-T alto con altura ajustable (29 - 38cm) **¡Nuevo!** 1 **STD**
 Corto Largo

Brazo-T alto con altura ajustable (21.5 - 34 cm) 2 **STD**
 Corto Largo

Angulo ajustable bloqueable extensible Flip Up 3 198 €
 Disponible solamente con ruedas de 12" y 16" y poste de respaldo para empuñadura de empuje

Corto Largo

Omitir reposabrazos S/C



Almohadilla de brazos

Almohadilla de brazos estándar 3 S/C Corta Largo
 (LFARM026) No disponible con reposabrazos Flip Up extensibles, bloqueables con ángulo ajustable en combinación con ruedas de 20"-24"

Almohadilla de brazos tipo cascada 4 21 € Corta Largo
 (LFARM020) No disponible con Reposabrazos Flip Up Extensible con Bloqueo Ajustable

Agarre de gomaespuma 5 S/C Corta Largo
 (LFARM025) Disponible solamente con reposabrazos ángulo ajustable bloqueable extensible Flip Up



Accesorios

Protectores laterales

Protectores laterales en composite negro 6 99 €
 (LFSDG002)



Anti-vuelcos

Anti-vuelcos posterior (LFATP001) 7 105 €



Cinturón de posicionamiento pélvico

1 1/2" con hebilla de auto 8 71 €

1 1/2" con hebilla de auto acolchada 9 151 €

5 hebilla tip avión 10 98 €



Kit de montaje de cinturón

Hardware de montaje de cinturón de asiento 45 €

Kit de montaje de cinturón bodypoint 2.5 cm con abrazadera 98 €

Soporte de O₂

Soporte de O₂ 205 €
 Montado en costado izquierdo. No disponible con respaldo reclinable.

Ruedas de tránsito

Ruedas de tránsito con freno 11 195 €
 No disponible con cuadro de asiento de profundidad larga, alturas de asiento inferiores a 35.5 o superiores a 46, ruedas posteriores de 12" o 16" soportes de bastón o muletas y soporte de O₂



Otros accesorios

Kit de herramientas 49 €

Bolsa bajo asiento removible 45 €

Kit mochila movilidad 59 €

Protectores de neopreno 93 €

Protectores claros para radios 103 €
 No disponible con ruedas Mag

Protectores de radios negro 103 €
 No disponible con ruedas de 20" o ruedas Mag

Soporte para bastón o muletas 175 €

Tubo IV 192 €

No disponible con opción para vehículo o curva 8° con tubo posterior de Empuñadura de empuje. Montaje izquierdo no disponible con soporte de O₂

Lado derecho Lado izquierdo

Color de cuadro

Colores estándar

Acabado brillante

<input type="checkbox"/> Negro	S/C
<input type="checkbox"/> Rosa oscuro	S/C
<input type="checkbox"/> Anaranjado radiante	S/C
<input type="checkbox"/> Verde azulado	S/C
<input type="checkbox"/> Morado metalizado	S/C
<input type="checkbox"/> Rojo metalizado	S/C
<input type="checkbox"/> Azul metalizado	S/C

Acabado mate

<input type="checkbox"/> Verde táctico	S/C
<input type="checkbox"/> Tostado terroso	S/C
<input type="checkbox"/> Rojo brillante	S/C
<input type="checkbox"/> Gris carbón	S/C
<input type="checkbox"/> Azul marino iridiscente	S/C
<input type="checkbox"/> Borgoña iridiscente	S/C

Brillantes (Frames Only)



Mate (Frames Only)



Los colores nuevos están señalados con una ☆

Tarifa 2024 *Precios Venta Público Recomendados sin I.V.A