



Imagen corresponde a la configuración de silla con extras.

Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha

Catalyst 5Vx (5VOPTTRN) ..... 1.818 €  
(SRM 040F No requiere mejora)

### Catalyst 5Vx

- Carga máxima 136 Kg, (opción Heavy Duty 158 Kg).
- Absorbe mejor la vibración, ya que está fabricada en aluminio 7.000.
- Sin movimiento indeseado, gracias a la abrazadera dual cruzada entrelazada.
- Mayor resistencia y menor peso, con el diseño entre rieles.
- Más fácil de plegar y desplegar, gracias al mecanismo patentado de Ki
- Gran integridad estructural, gracias a la doble cruceta.
- Fender de aluminio fijo, color negro mate.
- Empuñaduras cortas o largas.

## Chasis

### Ancho de asiento / Profundidad de asiento

Seleccionar el ancho y la profundidad del asiento deseado.

		Ancho de asiento cm (in)								
		35 (14)	38 (15)	40 (16)	43 (17)	45 (18)	48 (19)	50 (20)	53 (21)	55 (22)
Precio		S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	103€	350€	350€
Profundidad de asiento cm (in)	35 (14)	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	38 (15)	79 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40 (16)	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	43 (17)	79 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45 (18)	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48 (19)	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50 (20)	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Opción Heavy Duty

Capacidad de peso 158 kg (5VHVD001) ..... 440 €  
*Requiere ruedas delanteras de 15 cm (6") de altura mínima.*

### Sistema de anclaje para vehículos

Kit anclaje (5VTRN0PT) ..... 185 €  
*No disponible con panel de asiento removible u opción Heavy Duty.*

### Cruceta

Cruceta doble estándar (5VXBR001) ..... STD

### Opción de asiento

Tela de asiento con tensión regulable ..... STD

Panel de asiento aluminio extraíble (5VACC004) ..... 225 €

*No disponible con Kit anclaje. Profundidad del panel 1,25 cm (1/2") más corta que la profundidad del asiento. No incluye tela de asiento.*



## Respaldo

### Empuñaduras / Rango de altura / Altura respaldo

Seleccione la altura del respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados.

Tubos de respaldo	Precio	Rango altura	Altura respaldo			
Estándar	S/C	Corto	<input type="checkbox"/> 22 (8.5")	<input type="checkbox"/> 24 (9.5")	<input type="checkbox"/> 27 (10.5")	<input type="checkbox"/> 29 (11.5")
		Medio	<input type="checkbox"/> 32 (12.5")	<input type="checkbox"/> 34 (13.5")	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39 (15.5")
		Alto	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 44 (17.5")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 49 (19.5")
Ángulo ajustable con empuñadura de perfil largo	134 €	Corto	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	
		Medio	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	
		Alto	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 50 (20")	
Respaldo abatible con empuñadura de perfil largo <sup>1,2</sup>	52 €	Corto	<input type="checkbox"/> 32 <sup>3</sup> (12.5")	<input type="checkbox"/> 34,5 (13.5")	<input type="checkbox"/> 37 (14.5")	<input type="checkbox"/> 39,5 (15.5")
		Medio	<input type="checkbox"/> 42 (16.5")	<input type="checkbox"/> 44,5 (17.5")	<input type="checkbox"/> 47 (18.5")	<input type="checkbox"/> 49,5 (19.5")

<sup>1</sup> No disponible con opción para vehículos, opción Heavy Duty, tapizado de respaldo estándar, reposabrazos Flip Back o recto con empuñadura plegable.

<sup>2</sup> Disponible solo con reposabrazos recto con empuñadura plegable.

<sup>3</sup> No disponible con respaldos con curva de 8° y con empuñadura plegable.

### Tubos de respaldo y empuñaduras

Seleccione una de las siguientes opciones sólo si en las opciones de la tabla de la izquierda ha seleccionado las empuñaduras estándar.

Rectos (5VBCK004) ..... STD

Curva de 8° con empuñaduras (5VBOP003) ..... 23 €  
*No disponible con rango de altura de respaldo corto.*

Rectos con empuñaduras plegables (5VBCK006) ..... 155 €  
*No disponible con opción Heavy Duty.*

### Opciones de empuñaduras

*No disponible en rectos con empuñaduras de tubos de respaldo Fold Down o con opción Heavy Duty.*

Empuñaduras de perfil corto (5VBCK007) ..... STD  
*5 cm más cortas que las empuñaduras estándar.*

Empuñaduras de perfil largo (5VBCK004) ..... S/C

Empuñaduras plegables (5VBCK006) ..... 155 €

### Tapizado de respaldo

*Si se selecciona tapizado de respaldo o respaldo Axiom, el tapizado vendrá montado.*

Estándar acolchado negro ..... S/C

*No disponible con rangos de altura de respaldo cortos o medium sobre anchos de asiento de 50 cm - 55 ccm.*

Tensión ajustable 5-7 tiras

Funda estándar (IDEAL) (5VBUP002) ..... 110 €

Funda transpirable Air Mesh (5VBUP007) ..... 159 €

### Tipos de reposapiés / chasis

#### Tipo de chasis

- Reposapiés abatibles ..... STD
- Chasis super bajo (Hemi) con reposapiés abatibles S/C
- Chasis anterior fijo (reposapiés no abatibles, S/C ni extraíbles)

#### Reposapiés

- Compuesto ABS (5VFPL001) ..... STD  
*No disponibles con reposapiés de montaje frontal o PRO ELR.*
- Compuesto, ángulo ajustable (5VFPL014) ..... 134 €  
*No disponible con reposapiés de montaje frontal ó ancho de asiento de 35 (35.5cm ó 14").*
- Aluminio, ángulo ajustable (5VFPL002) ..... 124 €
- Una pieza, ángulo ajustable, Flip Up (5VFPL009) ..... 155 €  
*No disponible con reposapiés de montaje frontal o PRO ELR.*

Chasis	Hanger	60°	70°	80°	90°	Precios
Swing Away	Extension Tube Mount	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STD
	Front Mount		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0€
	Reposapiés elevables Pro (PAR)(PRO ELR)				<input type="checkbox"/>	216 €
	Reposapiés (derecho)				<input type="checkbox"/>	155 €
	Reposapiés (izquierdo)				<input type="checkbox"/>	155 €
Fijo	Extension Tube Mount		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0€

<sup>1</sup>No disponible con ruedas delanteras de 7" u 8"

Altura mínima del asiento delantero con reposapiés con plataforma de montaje delantero						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura mínima del asiento delantero con selección estándar	34 (13.5°)	34 (13.5°)	35 (14°)	38 (15°)	40 (16°)	43 (17°)
Altura mínima del asiento delantero con extensión de 8 cm	37 (14.5°)	40 (16°)	42 (16.5°)	45 (18°)	47 (18.5°)	50 (20°)

### Reposapiés / Extensión / Distancia entre asiento y reposapiés UL

Seleccionar la distancia entre asiento y reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Largo de reposapiés por lo menos 7 cm más cortos que la altura de la parte delantera del asiento recomendada. Medidas en base a 70° de curva de chasis de la parte delantera.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre reposapiés y asiento												
Reposapiés con tubos telescópicos (60°, 70°, 80°)	Corto	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29 (11.5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32 (12.5°)	<input type="checkbox"/> 33 (13°)	<input type="checkbox"/> 34 (13.5°)	<input type="checkbox"/> 35 (14°)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5°)	<input type="checkbox"/> 38 (15°)				
	Medio	<input type="checkbox"/> 33 (13°)	<input type="checkbox"/> 34 (13.5°)	<input type="checkbox"/> 35 (14°)	<input type="checkbox"/> 37 (14.5°)	<input type="checkbox"/> 38 (15°)	<input type="checkbox"/> 39 (15.5°)	<input type="checkbox"/> 40 (16°)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5°)	<input type="checkbox"/> 43 (17°)				
	Largo	<input type="checkbox"/> 39 (15.5°)	<input type="checkbox"/> 40 (16°)	<input type="checkbox"/> 42 (16.5°)	<input type="checkbox"/> 43 (17°)	<input type="checkbox"/> 44 (17.5°)	<input type="checkbox"/> 45 (18°)	<input type="checkbox"/> 47 (18.5°)	<input type="checkbox"/> 48 (19°)	<input type="checkbox"/> 49 (19.5°)				
Reposapiés con plataforma de montaje delantero <sup>1</sup>	Corto (70°, 80°, 90°)	Selección estándar										Requiere extensión de 8 cm por 31 €		
		<input type="checkbox"/> 13 (5°)	<input type="checkbox"/> 14(5.5°)	<input type="checkbox"/> 15 (6°)	<input type="checkbox"/> 17(6.5°)	<input type="checkbox"/> 18 (7°)				<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)		
	Medio (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 19(7.5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)	<input type="checkbox"/> 22(8.5°)	<input type="checkbox"/> 23 (9°)	<input type="checkbox"/> 24(9.5°)				<input type="checkbox"/> 29(11.5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32(12.5°)		
		<input type="checkbox"/> 13 (5°)	<input type="checkbox"/> 14(5.5°)	<input type="checkbox"/> 15 (6°)	<input type="checkbox"/> 17(6.5°)	<input type="checkbox"/> 18 (7°)	<input type="checkbox"/> 19(7.5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)		<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32(12.5°)	<input type="checkbox"/> 33(13°)		
	Largo (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 22(8.5°)	<input type="checkbox"/> 23 (9°)	<input type="checkbox"/> 24(9.5°)	<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29(11.5°)		<input type="checkbox"/> 34(13.5°)	<input type="checkbox"/> 35(14°)	<input type="checkbox"/> 37(14.5°)		
		<input type="checkbox"/> 13 (5°)	<input type="checkbox"/> 14(5.5°)	<input type="checkbox"/> 15 (6°)	<input type="checkbox"/> 17(6.5°)	<input type="checkbox"/> 18 (7°)	<input type="checkbox"/> 19(7.5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)	<input type="checkbox"/> 22(8.5°)	<input type="checkbox"/> 23 (9°)	<input type="checkbox"/> 35(14°)	<input type="checkbox"/> 37(14.5°)	<input type="checkbox"/> 38(15°)	
		<input type="checkbox"/> 24(9.5°)	<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10.5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29(11.5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32(12.5°)	<input type="checkbox"/> 33(13°)	<input type="checkbox"/> 34(13.5°)	<input type="checkbox"/> 39(15.5°)	<input type="checkbox"/> 40(16°)	<input type="checkbox"/> 42(16.5°)	
PRO ELR con configuración de pivote bajo	Corto	<input type="checkbox"/> 30 - 44 (12°-17.5°)												
	Largo	<input type="checkbox"/> 38 - 53 (15°-21°)												
PRO ELR con configuración de pivote alto	Corto	<input type="checkbox"/> 27-39 (10.5°-15.5°)												
	Largo	<input type="checkbox"/> 33 - 48 (13°-19°)												

Ver tabla de debajo de la altura mínima de la parte delantera del asiento. Reposapiés Elevables PRO ELR Código SRC 010C Requiere mejora

Altura de la parte delantera del asiento mínima con plataformas de montaje delantero						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura parte delantera asiento mínima con selección estándar	34 (13.5°)	34 (13.5°)	35 (14°)	38 (15°)	40 (16°)	43 (17°)
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 8 cm	37 (14.5°)	40 (16°)	42 (16.5°)	45 (18°)	47 (18.5°)	50 (20°)

#### Extensión de 8 cm

Disponibles sólo con plataforma de montaje delantero. Proporcionado por separado.

- Tubos de extensión de 8 cm (3") (5VEXT018) ..... 31 €

#### Cincha de talón

SRA 000K No requiere mejora

No disponible con plataforma de una pieza Flip Up con ángulo ajustable.

- Cincha de talón (5VACC008) ..... 26 €
- Cincha de talón regulables (5VACC029) ..... 21 €

#### Cinchas de pantorrillas


- Velcro ajustable (5VACC002) ..... 24 €
- Acolchadas velcro ajustable (5VACC003) ..... 21 €
- BodyPoint Air Mesh (5VACC010) ..... 124 €

### Reposapiés continuación

#### Extracción de reposapiés

De no haber selección, se utilizará la extracción 4-Posiciones-In Line.

- 4-Posiciones - In line (5VRELO02) ..... STD  
Ver referencia A debajo. No disponible con PRO ELR.
- 4-Posiciones - Out (5VRELO03) ..... S/C  
Ver referencia B debajo. No disponible con PRO ELR.
- Classic (5VRELO01) **1** ..... S/C



#### Soporte de muñón

- Izquierdo ..... 356 €
- Derecho ..... 356 €

#### Funda

- Suave  Air Mesh
- Suave  Air Mesh

#### Tamaño de almohadilla

- |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 13 x 20 | <input type="checkbox"/> 23 x 35 | <input type="checkbox"/> 13 x 20 | <input type="checkbox"/> 23 x 35 |
| <input type="checkbox"/> 18 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 25 | <input type="checkbox"/> 18 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 25 |
| <input type="checkbox"/> 23 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 35 | <input type="checkbox"/> 23 x 25 | <input type="checkbox"/> 28 x 35 |

### Altura Anterior del Asiento (AAA) y ruedas delanteras

#### Diámetro de ruedas delanteras / Tipo de chasis de la parte delantera / Altura de la parte delantera del asiento

Seleccionar altura de la parte delantera del asiento en la fila correspondiente al diámetro de las ruedas delanteras deseadas.

**Nota:** Las selecciones en las tres primeras columnas de altura de asiento, utilizan chasis bajo. Chasis bajo no disponible con chasis delantero fijo.

Diámetro Rueda	Altura de asiento anterior													
	Chasis bajo (HEMI)													
4"	<input type="checkbox"/> 34 <sup>1</sup> (13,5")	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 37 (14,5")	<input type="checkbox"/> 38 <sup>2</sup> (15")	<input type="checkbox"/> 39 (15,5")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 42 (16,5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 49 (19,5")	<input type="checkbox"/> 50 (20")
5"	<input type="checkbox"/> 37 (14,5")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 39 (15,5")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 42 (16,5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 49 (19,5")	<input type="checkbox"/> 50 (20")	<input type="checkbox"/> 52 (20,5")	
6"	<input type="checkbox"/> 39 (15,5")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 42 (16,5")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 49 (19,5")	<input type="checkbox"/> 50 (20")	<input type="checkbox"/> 52 (20,5")	<input type="checkbox"/> 53 (21")		
7"	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")		<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 49 (19,5")	<input type="checkbox"/> 50 (20")	<input type="checkbox"/> 52 (20,5")	<input type="checkbox"/> 53 (21")				
8"	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 49 (19,5")	<input type="checkbox"/> 50 (20")	<input type="checkbox"/> 52 (20,5")	<input type="checkbox"/> 53 (21")						

<sup>1</sup> Altura de la parte delantera del asiento no disponible con ruedas delanteras PU Soft de 1,5" x 1"

<sup>2</sup> Con ruedas de 1,5" x 1" utilizan chasis bajo.

#### Ruedas delanteras

Tipo de ruedas	Precio	Tamaño ruedas delanteras				
		4"	5"	6"	7"	8"
0,75" Rollerblade	S/C	<input type="checkbox"/>				
0,75" Rollerblade luminosas	62 €	<input type="checkbox"/>				
1,25" PU Soft	47 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1" PU Soft aluminio	91 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1" Neumático	83 €			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1,5" PU Soft	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1,5" Soft Roll aluminio	128 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2" PU Soft	70 €			<input type="checkbox"/>		
2" Neumático c/ inser. espuma	199 €					<input type="checkbox"/>

#### Soporte de horquillas

- Estándar (5VCSH001) ..... STD
- Performance ajustable en altura y en ángulo (5VCSH002) ..... 52 €

No disponible con opción Heavy Duty.

Referencia máxima de caída de asiento cm (in)							
(Altura de la parte delantera del asiento menos altura de la parte trasera del asiento)							
Profundidad asiento	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 50 (20")
Caída máxima soporte de horquillas estándar	4	5	5	5	7	7	7
Caída máxima soporte de horquillas performance	8	8	8	9	9	10	10

Dependiendo de la configuración, las sillas con chasis frontal fijo pueden alcanzar un adicional de hasta 2 cm.

#### Eje de horquilla

- Mejor ajuste ..... STD

Ki Mobility seleccionará la combinación de horquilla y eje para optimizar el desempeño, en base al tamaño de las ruedas delanteras y a la altura de la parte delantera del asiento.

- Casters Pin Locks (5VCST005) ..... 30 €  
(bloqueo de rotación de ruedas delanteras)

#### Opciones de horquillas

- Horquillas Frog Legs - negro (5VCST013) ..... 361 €  
Disponible solamente con ruedas delanteras de 4", 5" o 6". No disponible con opción Heavy Duty o ruedas delanteras PU Soft de 2" \*Ideal para Power Assist\*

Peso de usuario final requerido: \_\_\_\_\_ kg

Solo para Frog Legs

## Frenos

### Frenos

- Empuje montaje flush (5VWLK001) ..... S/C
- Freno tipo tijera de perfil bajo (5VWLK012) ..... 39 €  
*No disponible con llantas PU Soft bajas, Poly altas o Sentinel macizas.*
- Freno hemipléjico ..... 201 €
  - Derecho
  - Izquierdo

### Opciones

- Extensión de palanca de frenos (5VWLK004) ..... 52 €  
*Código SRA 030H Requiere mejora  
Disponibles solamente con frenos de ruedas de empuje.*
- Bloqueo antiretroceso (5VWLK009) ..... 133 €  
*Disponibles solamente con frenos de ruedas de empuje, ruedas neumáticas o neumáticas con llantas con Airless Insert.*

## Altura Asiento Posterior (AAP) y ruedas traseras

### Tamaño de rueda / Perfil de neumático / Altura parte trasera asiento

Seleccione la altura parte trasera asiento posterior en la fila correspondiente al diámetro de rueda y perfil de neumáticos deseados.  
Profundidad del asiento de 35 cm no disponible con ruedas traseras de 24" (540), 25" (559) o 26" (590).

Diámetro	Perfil Neumático	Altura parte trasera asiento					
20" (451)	Perfil bajo	<input type="checkbox"/> 29 (11,5)	<input type="checkbox"/> 32 (12,5)	<input type="checkbox"/> 34 (13,5)	<input type="checkbox"/> 37 (14,5)	<input type="checkbox"/> 39 (15,5)	<input type="checkbox"/> 42 (16,5)
	Perfil alto	<input type="checkbox"/> 30 (12")	<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")
22" (501)	Perfil bajo	<input type="checkbox"/> 32 (12,5")	<input type="checkbox"/> 34 (13,5")	<input type="checkbox"/> 37 (14,5")	<input type="checkbox"/> 39 (15,5")	<input type="checkbox"/> 42 (16,5")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")
	Perfil alto	<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 45 (18")
24" (540)	Perfil bajo	<input type="checkbox"/> 34 (13,5")	<input type="checkbox"/> 37 (14,5")	<input type="checkbox"/> 39 (15,5")	<input type="checkbox"/> 42 (16,5")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")	<input type="checkbox"/> 45 (18")
	Perfil alto	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")
25" (559)	Perfil bajo	<input type="checkbox"/> 35 (14")	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")
26" (590)	Perfil bajo	<input type="checkbox"/> 37 (14,5")	<input type="checkbox"/> 39 (15,5")	<input type="checkbox"/> 42 (16,5")	<input type="checkbox"/> 44 (17,5")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 49 (19,5")
	Perfil alto	<input type="checkbox"/> 38 (15")	<input type="checkbox"/> 40 (16")	<input type="checkbox"/> 43 (17")	<input type="checkbox"/> 45 (18")	<input type="checkbox"/> 48 (19")	<input type="checkbox"/> 50 (20")

### Tipo de rueda posterior

- MAXX Performance Spoke de 24", 25" o 26" ..... **STD**
- MAXX Performance Spoke de 20" o 22" ..... 155 €
- MAXX Mag (Magnesio) ..... 26 €  
*No disponible en ruedas de 25" (559) o 26" (590).*
- Spinergy Spox de 20", 22", 24", 25" y 26" ..... 711 €
- Spinergy LX de 20", 22", 24", 25" y 26" ..... 742 €

### Aros de propulsión

#### Estándar

- Aluminio anodizado (5VHRM001) ..... **STD**
- Superlight aluminio anodizado (5VHRM010) ..... 44 €  
*Disponibles solamente en ruedas de 24" y 25". Disponibles solamente en ruedas MAXX performance superlight o spinergy. No disponible con opción Heavy Duty.*
- Con cubierta de plástico (5VHRM002) ..... 83 €
- Proyección (8 proyecciones verticales) (5VHRM003) ..... 260 €  
*Disponibles solamente con neumáticos de perfil alto, en combinación con ruedas 24" MAXX Performance, Radios de 22" - 26" o ruedas Mag de 24".*

#### Ergonómicos

*No disponible en ruedas de 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag.*

- Ergo Lite Regular Grip (5VHRM005) ..... 371 €
- Ergo Standard Regular Grip (5VHRM008) ..... 371 €
- Ergo Lite Extra Grip (5VHRM006) ..... 443 €
- Ergo Standard Extra Grip (5VHRM009) ..... 443 €
- Ergo Lite Omitir Grip (5VHRM004) ..... 304 €
- Ergo Standard Omitir Grip (5VHRM007) ..... 304 €

### Tipo de cubierta

#### Perfil alto (solo neumático)

- Street Pneumatico 1 3/8" color negro (5VTIR001) ..... **S/C**
- PU Soft 1 3/8" Full Poly (a prueba de pinchazos) ..... 69 €  
*No disponible en ruedas superlight o ruedas de 25" o 26"*
- Schwalbe Downtown 1 3/8" negra y gris (antipinchazos) ..... **STD**

#### Perfil bajo (solo neumático)

- Alta presión 1" Schwalbe Right Run ..... 62 €  
*No disponible en ruedas Mag.*
- Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" ..... 103 €  
*No disponible en ruedas Mag o ruedas de 20" o 22"*
- Schwalbe One ..... 93 €

### Opción de aros de propulsión

- 3M Micro Grip (5VACC006) ..... 56 €  
*No disponible con cubierta de plástico o con tetones.*

### Pestañas

*Disponibles solo con Spinergy, Mag o Maxx Performance Spoke y aros aluminio anodizados o revestidos de plástico*

- Pestaña corta ..... 12 €
- Pestaña larga ..... S/C

### Ejes traseros

#### Eje trasero

- Eje extraíble (5VAX0003) ..... **STD**
- Eje extraíble tetraplégicos (5VAX0001) ..... 153 €  
*No disponible con ruedas Mag o Spinergy.*

#### Camber

La combinación de Camber estándar y ajustable no puede exceder los 4°. La selección se ajustará a 4° si la combinación excede este parámetro.


- Camber ajustable ..... S/C  
*Espaciadores de Camber extra montados en el interior del bastidor trasero para un uso posterior.*
- 0°    1°    2°    3°    4°

#### Posición del eje

De no haber selección, se utilizará la posición 3.  
La posición 4 está a 2,2 cm frente del tubo de respaldo.

#### Centro de Gravedad

- 1
- 2 (Ideal)
- 3
- 4



### Reposabrazos

**Reposabrazos** Seleccionar la opción de almohadilla de reposabrazos.  
Codigo SRC 000C Requiere mejora

- Brazo-T con altura ajustable (5VARM004) (22-34 cm/almohadilla 36 cm) ..... 196 €
- Brazo-T Bajo con altura ajustable (5VARM023) (19-29 cm / almohadilla 36 cm) ..... 196 €
- Brazo-T Flip Back con altura ajustable (5VARM042) (24 cm - 34 cm / almohadilla 36 cm) ..... 268 €

#### Almohadilla de reposabrazos

*No disponible con reposabrazos tubulares abatibles*

- Almohadilla de brazos estandar ..... S/C
- Almohadilla de brazos tipo cascada (5VARM020) ..... 23 €  
*Disponible solamente con Brazo-T con altura ajustable y brazo T-Bajo con altura ajustable.*

#### Reposabrazos continuación

- Tubulares abatibles (27 cm - 32 cm) (5VARM002) ..... 155 €  
*No disponible con tubos de respaldo con ángulo ajustable o almohadillas de reposabrazos.*

### Accesorios

#### Protectores laterales

*No disponible con reposabrazos-T, Flip Back o tubulares abatibles.*

#### Fenders fijos

*No disponible con ruedas posteriores de 24" (540) en combinación con altura de parte posterior asiento de 35 cm.*

- Aluminio (5VSDG012) ..... **STD**
- Fibra de carbono (5VSDG011) ..... 144 €

#### Antivuelcos

Codigo SRA 030G Requiere mejora

- Antivuelcos traseros (par) (**IDEAL**) (5VATP001) ..... 124 €

#### Antivuelvos Swing-In (abatibles)

*No disponible con opción Heavy Duty.*

- Unidad - Izquierdo (5VATP007) ..... 124 €  
*No disponible con soporte de oxígeno de lado izquierdo.*
- Unidad - Derecho (5VATP008) ..... 124 €  
*No disponible con soporte de oxígeno de lado derecho.*
- Par (5VATP009) ..... 227 €  
*No disponible con soporte para bastón, muletas o soporte de Oxígeno.*

#### Cinturón de posicionamiento pélvico

SRA 000J Requiere mejora para acolchada y tipo avion; No requiere para 4cm hebilla auto

- 4 cm hebilla auto (5VPOB001) ..... 70 €
- 4 cm hebilla auto acolchada (5VPOB002) ..... 137 €
- 5 cm hebilla tipo avión (5VPOB003) ..... 97 €

#### Ruedas de tránsito

- Ruedas de tránsito (5VACC035) ..... 155 €  
*No disponible con pisapié, altura parte delantera asiento inferior a*

Fenders ajustables de aluminio con almohadilla de gomaespuma

- Negro mate (5VSDG014) ..... 93 €
- Combine con el color del chasis (5VSDG015) ..... 108 €  
*No disponible con hidrográficas.*

- Fenders ajustables en fibra de carbono (5VSDG013) ..... 165 €

#### Soporte de oxígeno

SRA 030E Requiere mejora

- Soporte de oxígeno ..... 260 €
- Lado derecho    Lado izquierdo

#### Otros accesorios

- Kit de herramientas (5VACC005) ..... 39 €
- Bolsa delantera extraíble (**IDEAL**) (5VACC015) ..... 41 €
- Porta equipajes (5VACC025) ..... 75 €  
*No disponible con PRO ELR o soporte de muñón.*
- Protectores de neopreno de reposapiés (5VIMG001) ..... 75 €
- Protectores de radios transparente (5VSPG001) ..... 101 €  
*No disponible con ruedas Mag.*
- Protectores de radios negros (5VSPG002) ..... 101 €  
*No disponible con ruedas de 20" o ruedas Mag.*
- Soporte para bastón o muletas (5VACC007) ..... 172 €
- Porta suero (5VACC022) ..... 234 €  
*Sólo disponible con tubos de respaldo rectos estándar.*

Pedal Elevador ..... 34 €

- No disponible con ruedas de tránsito u opción Heavy Duty.*
- Lado derecho    Lado izquierdo

### Colores

#### Chasis con acabado brillante

- Negro S/C
- Verde Marino S/C
- Azul Glaciar S/C
- Azul metalizado S/C
- Morado metalizado S/C
- Rojo metalizado S/C
- Rosa luminoso S/C
- Verde manzana S/C
- Anaranjado metálico S/C
- Amarillo S/C
- Rojo luminoso S/C
- Morado oscuro S/C
- Verde eléctrico S/C

#### Chasis con acabado mate

- Violeta S/C
- Rosa oscuro S/C
- Gris carbón S/C
- Borgoña iridiscente S/C
- Azul marino S/C
- Naranja radiante S/C
- Azul francia S/C
- Negro sombra S/C
- Blanco S/C
- Arena S/C

#### Colores anodizados

Seleccione el color deseado. De no existir selección, se utilizará negro.

Opción		Soportes de horquillas estándar <sup>2</sup>	Horquillas ruedas delanteras <sup>3</sup>	Placa de eje
Precio		72 €	72 €	72 €
<b>Color</b>	Negro <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verde brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Naranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estaño	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rosa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Púrpura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Negro sin cargo

<sup>2</sup> Disponible solamente si se realiza la selección correspondiente

<sup>3</sup> No disponible con ruedas delanteras de 2" de ancho o horquillas Frog Legs

#### ACABADOS BRILLANTES



#### ACABADOS MATE

