



CR45

Imagen corresponde a la configuración de silla con extras.

- Respaldo plegable.
- Ruedas antivuelco.
- Reposabrazos en forma de T alto.
- Basculación de asiento de 45°.
- Peso máximo del usuario 136 kg.

CR45 - Solo chasis, PVP recomendado de la silla base* (CROPTTRN) **2.117 €**

*Kit de tránsito ISO 7176/19 no incluido

Asiento

Ancho del marco

Seleccionar el ancho del marco dentro del rango de ancho del marco deseado

Ancho del asiento								
<input type="checkbox"/> 35,5 <small>(14°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 38 <small>(15°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 40,5 <small>(16°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 43 <small>(17°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 46 <small>(18°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 48 <small>(19°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 51 <small>(20°)</small> 314€	<input type="checkbox"/> 53 <small>(21°)</small> 314€	<input type="checkbox"/> 56 <small>(22°)</small> 314€

Opciones del chasis

Opción para vehículos


Sistema de anclaje para vehículos (CRTRNOPT) 221 €



Mecanismo de basculación

Mano

Basculación de mano - doble (CRTL008) S/C



Profundidad del asiento

Realizar una selección de opción 1 a la derecha, u opción 2 debajo, en base a la configuración de sentado deseado

Seleccione profundidad del marco en el rango de profundidad del marco deseado. Medida en cm.

Rango Prof. del asiento	Profundidad del asiento				
<input type="checkbox"/> Corto 35.5-47 (14°-19°)	<input type="checkbox"/> 35,5 <small>(14°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 38 <small>(15°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 40,5 <small>(16°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 43 <small>(17°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 48 <small>(19°)</small> S/C
<input type="checkbox"/> Medio 40.5-51 (16°-20°)	<input type="checkbox"/> 40,5 <small>(16°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 43 <small>(17°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 46 <small>(18°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 48 <small>(19°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 51 <small>(20°)</small> 216€
<input type="checkbox"/> Largo 46-56 (18°-22°)	<input type="checkbox"/> 46 <small>(18°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 48 <small>(19°)</small> S/C	<input type="checkbox"/> 51 <small>(20°)</small> 216€	<input type="checkbox"/> 53 <small>(21°)</small> 216€	<input type="checkbox"/> 56 <small>(22°)</small> 464€

Panel de asiento rígido

- Panel de asiento aluminio con crecimiento ajustable (certificado para Crash Test) (CRACC004) 155 €
- Omitir panel de asiento (Para lechos portuales) S/C

Pie

- Basculación de pie - derecho (CRTL004) S/C
- Basculación de pie - izquierdo (CRTL005) S/C



Respaldo

Tubos respaldo / Rango de altura / Altura de respaldo

Tubos de respaldo rectos con empuñaduras (plegable) ¹

- Corto 51 cm STD
- Largo 61 cm S/C

Altura fija con empuñadura ajustable (plegable) ²

- Corto 56 cm S/C
- Largo 66 cm S/C



Respaldo reclinable manual (no plegable) ³

No disponible con soporte de O₂. De no seleccionar resorte a gas, se aplicará el resorte estándar.

- Corto 56 cm (CRBOP020) 876 €
- Largo 66 cm (CRBOP021) 876 €

- Pistón a gas Resorte estándar
 Resorte Heavy Duty

Opción de tubo de respaldo recto con empuñadura de empuje

Disponible solamente con tubo posterior de empuñadura de empuje

- Extensión de empuñadura de empuje extraíble 76 €
(CRBOP012)

Reposapiés

Soporte de reposapiés / Curvatura de cuadro anterior

Soporte de reposapiés	60°	70°	80°	90°	Precio
Montaje de tubo de extensión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STD
Montaje frontal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/C
Reposapiés elevables PRO (PRO ELR)				<input type="checkbox"/>	216€
Reposapiés pediátricos elevables PRO (Peds PRO ELR)				<input type="checkbox"/>	216€

Fundas PRO ELR

Disponible solamente en PRO ELR

- Funda para almohadilla de gel (par) (CRELRPAD) 347 €

Extensión de 8 cm

Disponible solamente con reposapiés de montaje anterior

- Extensión de 8 cm S/C
- Extensión de 8 cm (Incluidos como las partes) S/C

¹ Los Casters de 18 y 20 cm podrían interferir con basculación inferior a 5°

Reposapiés / Extensión / Distancia asiento-reposapiés

Seleccione la distancia entre asiento y reposapiés en la fila correspondiente al reposapiés y extensión deseados. Largo de reposapiés al menos 7cm más corto que la altura de asiento anterior recomendada. Medidas basadas en 70° de curva de reposapiés.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre asiento y reposapiés											
Reposapiés de tubos de extensión (60°, 70°, 80°)	<input type="checkbox"/> Corto	<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10,5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29(11,5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32(12,5°)	<input type="checkbox"/> 33(13°)	<input type="checkbox"/> 34(13,5°)				
	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> 29(11,5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32(12,5°)	<input type="checkbox"/> 33(13°)	<input type="checkbox"/> 34(13,5°)	<input type="checkbox"/> 35,5 (14°)	<input type="checkbox"/> 37(14,5°)	<input type="checkbox"/> 38(15°)	<input type="checkbox"/> 39(15,5°)			
	<input type="checkbox"/> Largo	<input type="checkbox"/> 35,5 (14°)	<input type="checkbox"/> 37(14,5°)	<input type="checkbox"/> 38(15°)	<input type="checkbox"/> 39(15,5°)	<input type="checkbox"/> 40,5(16°)	<input type="checkbox"/> 42(16,5°)	<input type="checkbox"/> 43(17°)	<input type="checkbox"/> 44,5(17,5°)	<input type="checkbox"/> 46(18°)			
Reposapiés de montaje anterior ¹	<input type="checkbox"/> Corto (70°, 80°, 90°)	Selecciones estándar									Requiere extensión de 8 cm		
		<input type="checkbox"/> 10 ⁴ (4°)	<input type="checkbox"/> 11,5 ⁴ (4,5°)	<input type="checkbox"/> 13(5°)	<input type="checkbox"/> 14(5,5°)	<input type="checkbox"/> 15(6°)					<input type="checkbox"/> 21,5	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24
	<input type="checkbox"/> Medio (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 16,5	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20						<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10,5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)
		<input type="checkbox"/> 10 ⁴ (4°)	<input type="checkbox"/> 11,5 ⁴ (4,5°)	<input type="checkbox"/> 13(5°)	<input type="checkbox"/> 14(5,5°)	<input type="checkbox"/> 15(6°)	<input type="checkbox"/> 16,5(6,5°)	<input type="checkbox"/> 18(7°)			<input type="checkbox"/> 27(10,5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29(11,5°)
	<input type="checkbox"/> Largo (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 19 (7,5°)	<input type="checkbox"/> 20 (8°)	<input type="checkbox"/> 21,5(8,5°)	<input type="checkbox"/> 23(9°)	<input type="checkbox"/> 24(9,5°)	<input type="checkbox"/> 25(10°)				<input type="checkbox"/> 30 (12°)	<input type="checkbox"/> 32(12,5°)	<input type="checkbox"/> 33(13°)
		<input type="checkbox"/> 13(5°)	<input type="checkbox"/> 14(5,5°)	<input type="checkbox"/> 15(6°)	<input type="checkbox"/> 16,5(6,5°)	<input type="checkbox"/> 18(7°)	<input type="checkbox"/> 19 (7,5°)	<input type="checkbox"/> 20(8°)	<input type="checkbox"/> 21,5(8,5°)		<input type="checkbox"/> 32(12,5°)	<input type="checkbox"/> 33(13°)	<input type="checkbox"/> 34(13,5°)
		<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10,5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29(11,5°)	<input type="checkbox"/> 30 (12°)		<input type="checkbox"/> 35,5 (14°)	<input type="checkbox"/> 37(14,5°)	<input type="checkbox"/> 38(15°)	
Peds ² PRO ELR	<input type="checkbox"/> Pivote bajo	<input type="checkbox"/> 18 ³ (7°)	<input type="checkbox"/> 19 ³ (7,5°)	<input type="checkbox"/> 20 ³ (8°)	<input type="checkbox"/> 21,5(8,5°)	<input type="checkbox"/> 23(9°)	<input type="checkbox"/> 24(9,5°)	<input type="checkbox"/> 25(10°)	<input type="checkbox"/> 27(10,5°)	<input type="checkbox"/> 28 (11°)	<input type="checkbox"/> 29(11,5°)		
	<input type="checkbox"/> Pivote alto	<input type="checkbox"/> 18 ³ (7°)	<input type="checkbox"/> 19 ³ (7,5°)	<input type="checkbox"/> 20 ³ (8°)	<input type="checkbox"/> 21,5(8,5°)	<input type="checkbox"/> 23(9°)	<input type="checkbox"/> 24(9,5°)	<input type="checkbox"/> 25(10°)					
PRO ELR con configuración de pivote bajo	<input type="checkbox"/> Corto	27 - 39 (10,5°-15,5°)											
	<input type="checkbox"/> Largo	33 - 48 (13°- 19°)											
PRO ELR con configuración de pivote alto	<input type="checkbox"/> Corto	21,5 - 43 (8,5° - 17°)											
	<input type="checkbox"/> Largo	29 - 44,5 (11,5°-17,5°)											

¹ Vea la tabla de altura mínima del asiento delantero abajo.

² Estándar con extensión de 8 cm

³ No disponible en sillas de 38 cm de ancho o más

⁴ Disponible solamente con soportes de reposapiés de montaje frontal a 90°

Altura del asiento delantero mínimo con reposapiés de montaje anterior						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura del asiento delantero mínimo con selección estándar	33(13°)	33(13°)	33(13°)	34(13,5°)	37(14,5°)	39(15,5°)
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 8	34(13,5°)	35,5 (14°)	39(15,5°)	40,5(16°)	43(17°)	46(18°)

Reposapiés continuación

Reposapiés

- Compuesto (CRFPL001) **STD**
No disponible con reposapiés de montaje anterior/
- Compuesto, ángulo y profundidad ajustables 165 €
No disponible con reposapiés de montaje anterior o ancho de asiento de 35.5 cm sin reposapiés compensado
- Aluminio, ángulo y profundidad ajustables (CRFPL014) 134 €
- Una pieza, ángulo ajustable, Flip Up (CRFPL009) 169 €
No disponible con reposapiés de montaje anterior, PRO ELR

Expulsión de reposapiés

De no haber selección, se utilizará 4-Posiciones - In line

- Clásico (CRRELO01) 1 S/C
- 4-Posiciones- en-línea (CRRELO02) 2 **STD**
Ver referencia a abajo. No disponible con PRO ELR o Peds PRO ELR.



Talonera

No disponible con reposapiés de una pieza, Flip Up con ángulo ajustable. Medidas en cm.

- Talonera (CRACC008) 31 €
- Taloneras ajustables (CRACC029) 37 €
- Omitir talonera (CRACC011) S/C

Cincha de pantorrillas

- Ajustable con velcro (CRACC002) 35 €
- Acolchada velcro ajustable (CRACC003) 60 €
- Acolchada AeroMesh bodypoint (CRACC010) 105 €

Soporte para amputados

- Derecho y izquierdo 692 €
- Izquierdo 359 €
- Derecho 359 €

Funda

- Suave Air Mesh Suave Air Mesh

Tamaño de almohadilla

- 13x20 (5"x8") 23x35.5 (9"x14") 13x20 (5"x8") 23x35.5 (9"x14")
- 18x25 (7"x10") 28x25 (11"x10") 18x25 (7"x10") 28x25 (11"x10")
- 23x25 (9"x10") 28x35.5 (11"x14") 23x25 (9"x10") 28x35.5 (11"x14")

Altura de asiento, ruedas anteriores y posteriores

Altura asiento / Diámetro ruedas anteriores y posteriores

Seleccione la altura de asiento correspondiente al diámetro de ruedas anteriores y posteriores deseado

Diámetro de ruedas posterior	Tamaño de ruedas anteriores						
	4"	5"	6"	6" x 2"	7"	8"	
12" con llantas Poly de largo	Altura de Asiento						
	<input type="checkbox"/> 38(15 ¹)	<input type="checkbox"/> 38(15 ¹)					
	<input type="checkbox"/> 39(15.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 39(15.5 ¹)					
	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)			
	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)			
16" con llantas neumáticas o neumáticas con inserto macizo	<input type="checkbox"/> 35.5(14 ¹)						
	<input type="checkbox"/> 37(14.5 ¹)						
	<input type="checkbox"/> 38(15 ¹)	<input type="checkbox"/> 38(15 ¹)					
	<input type="checkbox"/> 39(15.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 39(15.5 ¹)					
	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)			<input type="checkbox"/> 43 ² (17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43 ² (17 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)			
	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	
	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	
	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	

Diámetro de ruedas posterior	Tamaño de ruedas anteriores					
	4"	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
20"	Altura de asiento					
	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)	<input type="checkbox"/> 40.5(16 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)		
22"	<input type="checkbox"/> 48 ² (19 ¹)					
	<input type="checkbox"/> 49.5(19.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 49.5(19.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 49.5(19.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 49.5(19.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 49.5(19.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 49.5(19.5 ¹)
	<input type="checkbox"/> 51(20 ¹)	<input type="checkbox"/> 51(20 ¹)	<input type="checkbox"/> 51(20 ¹)	<input type="checkbox"/> 51(20 ¹)	<input type="checkbox"/> 51(20 ¹)	<input type="checkbox"/> 51(20 ¹)
	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)
	<input type="checkbox"/> 42(16.5 ¹)					
	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43(17 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)
	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)
	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 52(20.5 ¹)
24"	<input type="checkbox"/> 43 ² (17 ¹)	<input type="checkbox"/> 43 ² (17 ¹)				
	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 44.5(17.5 ¹)		
	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)	<input type="checkbox"/> 46(18 ¹)
	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)	<input type="checkbox"/> 47(18.5 ¹)
	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)	<input type="checkbox"/> 48(19 ¹)

¹ Disponible solamente con llantas poly

² No disponible con llantas poly

Ruedas anteriores y posteriores

Ruedas delanteras

		Tamaño de ruedas anteriores					
		Precio	4"	5"	6"	7"	8"
Ruedas anteriores	1,25" Poly	67 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.5" Poly	80 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2" Poly	STD			<input type="checkbox"/>		

Eje posterior

- Liberación rápida (CRAXO003) STD

Rueda posterior

		Tamaño de rueda posterior				
		Precio	12"	16"	20"	22"
Mag	STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tipo de llanta posterior

- Poly alto 1 3/8" Soft negro STD
- Neumático 1 3/8" gris S/C
- Neumático 1 3/8" negro S/C

Aros de propulsión

Aros de propulsión no disponibles con ruedas de 30 o 40.5 cm

Aros de propulsión estándar

- Aluminio anodizado (CRHRM001) 1 STD
- Con cobertura plástico (CRHRM002) 2 88 €
- Proyección (8 tetones verticales) (CRHRM003) 3 227 €
Disponible solamente con ruedas 24".



Bloqueos de ruedas

Freno de ruedas

- Empuje para bloquear (CRWLK002) S/C
- Bloqueo de pie asistente (CRWLK011) STD

Opciones de freno de ruedas

- Extensión de frenos extraíble (CRWLK004) 66 €
Disponible solamente con bloqueos de ruedas empuje para bloquear ó hale para bloquear

Reposabrazos

Reposabrazos

Brazo-T alto con altura regulable (28 - 38cm); **Nuevo!**

- Corto (CRARM039) STD
- Largo (CRARM040) STD

Brazo-T con altura ajustable (21.5 - 34 cm) 1

- Corto (CRARM003) S/C
- Largo (CRARM004) S/C

Brazo-T bajo con altura ajustable (16.5 - 27 cm) 2

Si la configuración solicitada no está disponible, se utilizará el Brazo-T con altura estándar

- Corto (CRARM022) S/C
- Largo (CRARM023) S/C

Angulo ajustable, Flip Up, extendido con bloqueo 3

Altura mínima de reposabrazos con respaldo reclinable es 30 cm

- Corto (CRARM010) 72 €
- Largo (CRARM011) 72 €

Almohadilla de brazos

- Almohadilla de brazos estandar (CRARM026) 1 S/C
- Almohadilla de brazos tipo cascada (CRARM020) 2 21 €
No disponible con reposabrazos Flip-Up con ángulo ajustable con bloqueo extendibles



Accesorios

Anti-vuelcos

- Anti-vuelcos posterior abatibles (Par) **STD**
Requiere con respaldo basculable con empuñaduras ajustables

Cinturón de posicionamiento pélvico (Certificado de Crash Test)

- Omitir Antivuelco S/C
- 1 1/2" hebilla auto (CRPOB001) **1** 71 €
- 1 1/2" hebilla auto acolchado (CRPOB002) **2** 151 €
- 5 cm hebilla tip avión (CRPOB003) **3** 98 €

Soporte de O₂

- Soporte de O₂: (CRACC018) 151 €
No disponible con respaldo reclinable

Otros accesorios

- Kit de herramientas (CRACC005) **1** 49 €
- Bolsa bajo asiento removible (CRACC015) **2** 41 €
- Protectores de neopreno (CRIMG001) **3** 93 €
- Tope de basculación (par) (CRTLT001) **4** 12 €
- Soporte de Suero (CRACC022) **5** 235 €
- Capota con hardware (CRACC042) **6** 185 €
No disponible con cuadros de más de 46 cm de ancho. Ver imagen debajo.



Color de cuadro

Acabado brillante

- Negro S/C
- Morado metalizado S/C
- Rojo metalizado S/C
- Azul metalizado S/C

Acabado mate

- Verde táctico S/C
- Tostado terroso S/C
- Gris carbón S/C
- Azul marino iridiscente S/C

Brillantes (Frames Only)



Mate (Frames Only)



Los colores nuevos están señalados con una ☆