

TIMOTEOS

Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha



ELLA Supino Estándar Fast Edition (FE)



ELLA Prono Estándar Fast Edition (FE)

ELLA BY TIMO

Bipedestador prono y/o supino con abducción

Turquesa

Las configuraciones Fast Edition (FE) suelen estar disponibles para entrega inmediata salvo rotura de stock

ELLA Supino Estándar Fast Edition (FE)

EPI 000A Requiere mejora

- ELLA Prono/Supino Estándar, Talla 1 2.900 €
- ELLA Prono/Supino Estándar, Talla 2 3.150 €
- ELLA Prono/Supino Estándar, Talla 3 3.600 €

ELLA Prono Estándar FE (Misma configuración sin reposacabezas)

Pediatrico: EBI 000A Requiere mejora

Adulto: EBI 000B Requiere mejora

- ELLA Prono/Supino Estándar, Talla 1 2.650 €
- ELLA Prono/Supino Estándar, Talla 2 2.900 €
- ELLA Prono/Supino Estándar, Talla 3 3.350 €



Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Edad	0-4 años	3-7 años	6-12 años
Altura	60-95 cm	90-130 cm	120-155 cm
Peso Máximo	30 kg	40 kg	55kg

- Disponible en Tallas 1, 2 y 3 color Turquesa
- Base con abducción, inclinable con pistón de gas de erguido a tumbado.
- Sandalias con cinchas multiajustables
- Soporte de rodillas ajustables acolchado con cincha de velcro
- Soporte plano pélvico y torácico estándar
- Cinturón pélvico y torácico estándar
- 2 Controles laterales de tronco estándar fijos
- 2 Controles laterales pélvicos estándar fijos
- Bandeja
- Reposacabezas Plush
- Tejido en Dartex para facilitar limpieza



ELLA
Supino Full
FE (Fast
Edition)



ELLA Prono
Full FE (Fast
Edition)

ELLA BY TIMO

**Bipedestador prono
y/o supino con
abducción**

Turquesa

Las configuraciones Fast Edition (FE) suelen estar disponibles para entrega inmediata salvo rotura de stock

ELLA Supino Full FE (Fast Edition)

EPI 000A Requiere mejora

- ELLA Supino Full FE (Fast Edition), Talla 3 _____ 4.200 €
- ELLA Supino Full FE (Fast Edition), Talla 4 _____ 6.500 €

ELLA Prono Full FE (Fast Edition) (Misma configuración sin reposacabezas)

Pediatrico: EBI 000A Requiere mejora
Adulto: EBI 000B Requiere mejora

- ELLA Prono Full FE (Fast Edition), Talla 3 _____ 3.950 €
- ELLA PronoFull FE (Fast Edition), Talla 4 _____ 6.250 €



Medidas

	Talla 3	Talla 4
Edad	6-12 años	12-18+ años
Altura	120-155 cm	130-180cm
Peso Máximo	55 kg	80 kg

- Disponible en Talla 3 y 4 color Turquesa
- Base con abducción, inclinable con pistón de gas de erguido a tumbado (**eléctrico en talla 4**).
- Sandalias con cinchas multiajustables
- Soporte de rodillas ajustables acolchado con cincha de velcro
- Soporte plano pélvico y torácico **rotacional. Permitiendo acomodar flexos y/o rotaciones.**
- Cinturón pélvico y torácico estándar
- 2 Controles laterales de tronco y pelvis fijo
- 2 Controles de tronco y **pelvis abatibles (Se puede montar un lado entero abatible o pelvis o tronco completo abatible).**
- Bandeja
- Reposacabezas Plush
- Tejido en Dartex para facilitar limpieza

TARIFA DE PRECIOS RECOMENDADA Configuración personalizada

01 Base móvil plegable, con ruedas, columna, basculación (Elegir 1 opción de este bloque)

Foto	Descripción		Referencia	PVP	
	3-in-1 Basculación manual sin ABD	Talla 1 Base con basculación por piston gas (3-in-1)	93371	1.342,13	<input type="checkbox"/>
		Talla 2 Base con basculación por piston gas (3-in-1)	93372	1.375,71	<input type="checkbox"/>
		Talla 3 Base con basculación por piston gas (3-in-1)	93373	1.543,34	<input type="checkbox"/>
	3-in-1 Basculación eléctrica sin ABD	Talla 1 con basculación eléctrica (3-in-1)	93374	2.239,26	<input type="checkbox"/>
		Talla 2 con basculación eléctrica (3-in-1)	93375	2.272,83	<input type="checkbox"/>
		Talla 3 con basculación eléctrica (3-in-1)	93376	2.440,47	<input type="checkbox"/>
		Talla 4 con basculación eléctrica (3-in-1)	93378	3.768,51	<input type="checkbox"/>
		4-in-1 Basculación manual con ABD	Talla 1 Base con basculación por piston gas (4-in-1)	93436	1.342,13
Talla 2 Base con basculación por piston gas (4-in-1)			93437	1.575,71	<input type="checkbox"/>
Talla 2+ Base con basculación por piston gas (4-in-1)			93438	1.459,53	<input type="checkbox"/>
Talla 3 Base con basculación por piston gas (4-in-1)			93439	1.543,34	<input type="checkbox"/>
4-in-1 Basculación eléctrica con ABD		Talla 1 con basculación eléctrica (4-in-1)	93440	2.239,26	<input type="checkbox"/>
		Talla 2 con basculación eléctrica (4-in-1)	93441	2.272,84	<input type="checkbox"/>
		Talla 2+ con basculación eléctrica (4-in-1)	93442	2.356,65	<input type="checkbox"/>
		Talla 3 con basculación eléctrica (4-in-1)	93443	2.440,46	<input type="checkbox"/>
		Talla 4 con basculación eléctrica (4-in-1)	93444	3.768,51	<input type="checkbox"/>

02 Soportes de pies: Sandalias con cinchas (Elegir 1 opción de este bloque)

	Pequeñas	Sandalias 134x76cm	93010	140,21	<input type="checkbox"/>
	Medianas	Sandalias 184x83cm	93037	149,44	<input type="checkbox"/>
	Grandes	Sandalias 235x114cm	93056	163,28	<input type="checkbox"/>

03 Soporte de rodillas – Incluye el soporte, acolchados y cinchas (Elegir 1 opción de este bloque, extras aparte)

	Pequeño	Diametro 80mm Soporte de rodilla, cinchas de velcro	93248	310,15	<input type="checkbox"/>
	Mediano	Diametro 100mm Soporte de rodilla, cinchas de velcro	93249	331,17	<input type="checkbox"/>
	Grandes	Diametro 120mm Soporte de rodilla, cinchas de velcro	93250	345,26	<input type="checkbox"/>
	Pequeño	Diametro 80mm Soporte de rodilla, cincha hebilla	93418	310,15	<input type="checkbox"/>
	Mediano	Diametro 100mm Soporte de rodilla, cincha hebilla	93419	331,17	<input type="checkbox"/>
	Grande	Diametro 120mm Soporte de rodilla, cincha hebilla	93420	345,26	<input type="checkbox"/>
	Talla única	Modulo de soporte de rodilla rotacional	93526	185,47	<input type="checkbox"/>

04 Soporte pélvico – incluye fijación al poste, pletina y acolchado (Elegir 1 opción de este bloque)

	Estándar	Soporte pélvico talla 1	93074	170,20	<input type="checkbox"/>
		Soporte pélvico talla 2	93080	180,96	<input type="checkbox"/>
		Soporte pélvico talla 3	93086	194,80	<input type="checkbox"/>
		Soporte pélvico talla 4	93149	261,39	<input type="checkbox"/>
	Rotacional (Profundidad, inclinación y rotación)	Soporte pelvico rotacional talla 1	93161	408,58	<input type="checkbox"/>
		Soporte pelvico rotacional talla 2	93162	419,34	<input type="checkbox"/>
		Soporte pelvico rotacional talla 3	93163	433,18	<input type="checkbox"/>
		Soporte pelvico rotacional talla 4	93164	523,35	<input type="checkbox"/>

05 Soporte de tronco – Incluye el soporte, pletina y acolchado (Elegir 1 opción de este bloque)

	Estándar	Soporte de tronco talla 1	93075	193,27	<input type="checkbox"/>
		Soporte de tronco talla 2	93081	209,16	<input type="checkbox"/>
		Soporte de tronco talla 3	93087	225,05	<input type="checkbox"/>
		Soporte de tronco talla 4	93150	269,28	<input type="checkbox"/>
	Rotacional (Profundidad, inclinación y rotación)	Soporte de tronco rotacional talla 1	93277	431,64	<input type="checkbox"/>
		Soporte de tronco rotacional talla 2	93278	447,54	<input type="checkbox"/>
		Soporte de tronco rotacional talla 3	93279	463,43	<input type="checkbox"/>
		Soporte de tronco rotacional talla 4	93280	531,23	<input type="checkbox"/>

06 Cinturón con velcro y hebilla o arnés – para soporte pélvico y de tronco

(Elegir 2 Unidades en este bloque, arnés aparte).

	Talla 1	Belt Ancho75/Largo400+330mm	93015	81,58	<input type="checkbox"/>
	Talla 2	Belt Ancho100/Largo450+380mm	93041	96,63	<input type="checkbox"/>
	Talla 3	Belt Ancho100/Largo510+410mm	93060	107,14	<input type="checkbox"/>
	Talla 4	Belt Ancho125/Largo610+510mm	93114	143,37	<input type="checkbox"/>
	Arnés	Extra Pequeño	55591	85,10	<input type="checkbox"/>
		Pequeño	55530	85,10	<input type="checkbox"/>
		Mediano	55531	91,25	<input type="checkbox"/>
		Grande	55532	110,98	<input type="checkbox"/>

TARIFA DE PRECIOS RECOMENDADA continuación

07 Soportes laterales – Incluye hardware y acolchados – Para soporte pélvico y de tronco (Elegir 2 unidades en este bloque, bloques de codo aparte)

Foto		Descripción	Referencia	PVP		
	Estándar	Laterales rectos extra pequeños	93490	154,56	<input type="checkbox"/>	
		Laterales pequeños con 20mm hacia dentro por lado	93077	159,94	<input type="checkbox"/>	
		Laterales rectos pequeños	93076	159,94	<input type="checkbox"/>	
		Laterales medianos con 20mm hacia dentro por lado	93083	166,10	<input type="checkbox"/>	
		Laterales rectos medianos	93082	166,10	<input type="checkbox"/>	
		Laterales grandes con 30mm hacia dentro por lado	93091	173,27	<input type="checkbox"/>	
		Laterales rectos grandes	93090	173,27	<input type="checkbox"/>	
	Abatibles	Abatibles pequeños 27mm hacia dentro por lado	93122	316,81	<input type="checkbox"/>	
		Abatibles rectos pequeños	93119	316,81	<input type="checkbox"/>	
		Abatibles medianos 27mm hacia dentro por lado	93123	325,27	<input type="checkbox"/>	
		abatibles rectos medianos	93120	325,27	<input type="checkbox"/>	
		Abatibles grandes 27mm hacia dentro por lado	93124	332,45	<input type="checkbox"/>	
			abatibles rectos grande	93121	332,45	<input type="checkbox"/>
	Flexibles (abatibles)	Flexibles pequeños 27mm hacia dentro por lado	964-09012	554,42	<input type="checkbox"/>	
		Flexibles rectos pequeños	964-09009	554,42	<input type="checkbox"/>	
		Flexibles medianos 27mm hacia dentro por lado	964-09013	580,82	<input type="checkbox"/>	
		Flexibles rectos medianos	964-09010	580,82	<input type="checkbox"/>	
		Flexibles grandes 27mm hacia dentro por lado	964-09014	607,22	<input type="checkbox"/>	
Flexible rectos grandes		964-09011	607,22	<input type="checkbox"/>		
	Para laterales estándar	Bloque de codos pequeño	93518	166,69	<input type="checkbox"/>	
		Bloque de codos grande	93520	176,08	<input type="checkbox"/>	
	Para laterales abatibles y flexibles	Bloques de codo pequeño para abatibles y flexibles	93519	166,69	<input type="checkbox"/>	
		Bloques de codo grande para abatibles y flexibles	93521	176,08	<input type="checkbox"/>	

08 Bandeja – Incluye bandeja, barras y soporte (Elegir 1 opción si se quiere bandeja)

	Estándar	Bandeja Talla 1	93141	475,22	<input type="checkbox"/>
		Bandeja Talla 2	93142	505,98	<input type="checkbox"/>
		Bandeja talla 3 y 4	93143	541,61	<input type="checkbox"/>
	Con bol	Bandeja con Bol Talla 1	93281	598,25	<input type="checkbox"/>
		Bandeja con Bol talla 2	93282	629,01	<input type="checkbox"/>
		Bandeja con Bol talla 3 y 4	93283	664,64	<input type="checkbox"/>

09 Reposacabezas – Incluye reposacabezas, funda, barra horizontal y vertical

(Elegir 1 opción si se quiere bandeja)

	Pequeño	Reposacabezas Plush 10" con hardware, Talla 1 y 2	93258	401,91	<input type="checkbox"/>	
		Grande	Reposacabezas Plush 14" con hardware, Talla 3 y 4	93259	431,90	<input type="checkbox"/>
		Mini	Reposacabezas ELLA, Mini	93505	401,90	<input type="checkbox"/>
	Grande	Pequeño	Reposacabezas ELLA, Pequeño	93506	401,90	<input type="checkbox"/>
		Grande	Reposacabezas ELLA, Grande	93507	431,91	<input type="checkbox"/>
		Mini	Reposacabezas ELLA, Multiajustable, Mini	93487	474,19	<input type="checkbox"/>
	Pequeño	Pequeño	Reposacabezas ELLA, multiajustable, Pequeño	93488	484,45	<input type="checkbox"/>
		Grande	Reposacabezas ELLA, Multiajustable, Grande	93489	507,52	<input type="checkbox"/>
		Pequeño	Sólo Hardware con articulación de bola 19mm T 1&2	93456	275,80	<input type="checkbox"/>
	Grande	Grande	Sólo Hardware con articulación de bola 19mm T 3&4	93457	275,80	<input type="checkbox"/>
		Talla única	Headaloft	77120	807,61	<input type="checkbox"/>
			Soporte suboccipital Headaloft	77121	164,34	<input type="checkbox"/>

10 Tapicería – Incluye todos los tapizados de un bipedestador completo (Elegir 1 opción si se quiere bandeja)

	Stirata	Rojo, o Morado. Todos los bordes en negro		-	<input type="checkbox"/>
	Dartex	Negro o azul o Fucsia o Turquesa. Todos los bordes negro		77,40	<input type="checkbox"/>
	Dartex inverso	Negro con bordes negros		77,40	<input type="checkbox"/>

ACCESORIOS

Soporte Lumbar – Incluye pletina y acolchado

Foto	Descripción		Referencia	PVP	<input type="checkbox"/>
	Para ELLA Talla 2	Soporte lumbar rotacional Talla Pequeña	93527	410,85	<input type="checkbox"/>
	Para ELLA Talla 3	Soporte lumbar rotacional talla Mediana	93528	434,32	<input type="checkbox"/>
	Para ELLA Talla 4	Soporte lumbar rotacional talla Grande	93529	469,54	<input type="checkbox"/>

Controles de hombro – Incluye acolchados y guías de arnés

	Pequeño	Controles de hombro talla 1 y 2	93357	543,86	<input type="checkbox"/>
	Mediano	Controles de hombro talla 3 y 4	93358	580,82	<input type="checkbox"/>

Guías de arnés

	Talla única	Kit guías arnés	93356	116,17	<input type="checkbox"/>
--	-------------	-----------------	-------	--------	--------------------------

Kit “Sin herramientas” Permite ajustar el bipe con palomillas sin herramientas

	Todas las tallas	Kit sin herramientas ELLA	93508	193,49	<input type="checkbox"/>
--	------------------	---------------------------	-------	--------	--------------------------

Componente indicador de posición


	Talla 1	Cinta de medición en el poste	93325	54,60	<input type="checkbox"/>
	Talla 2	Cinta de medición en el poste	93326	56,13	<input type="checkbox"/>
	Talla 3	Cinta de medición en el poste	93327	57,67	<input type="checkbox"/>
	Talla 4	Cinta de medición en el poste	93328	59,21	<input type="checkbox"/>

Indicador ángulo de inclinación

	Todas las tallas	Indicador ángulo inclinación	93522	71,51	<input type="checkbox"/>
--	------------------	------------------------------	-------	-------	--------------------------


Colores

Stirata (Tela)



Rojo Morado

Dartex (fácil lavado)



Azul Marino Turquesa Fucsia Negro Dartex inverso Negro

