

# TIMOTEOS

Ortopedia

Cod. Paciente

Técnico

Fecha



## ODE BY TIMO

### Sistema postural modular ODE Fast Edition


Turquesa

#### Sistema postural modular ODE Fast Edition

- Sistema postural modular ODE, Talla 1 \_\_\_\_\_ 5.800 €
- Sistema postural modular ODE, Talla 2 \_\_\_\_\_ 6.100 €

#### Características clínicas clave:

- Permite basculación y reclinación para adaptarse al control postural.
- La base permite bajar hasta el suelo para hacer asamblea y las ruedas de exterior permiten que puedan continuar su integración en el patio o exteriores
- Permite la abducción independiente de las piernas
- Regulación de piernas independiente para adaptarse a disimetrías posturales
- Permite cerrar el ángulo de cadera para aquellos casos con patrón extensor
- Incluye un sistema lumbar rotacional que permitirá hacer un empuje óptimo es la Espina iliaca posterosuperior de la pelvis controlando o reduciendo la retroversión pélvica junto con la posibilidad de cerrar el ángulo de rodilla de forma independiente
- Las sandalias permiten rotación, flexión plantar o dorsal e incluso inversión y eversión del pie.



#### Medidas

	Talla 1	Talla 2
Peso máximo	40 Kg	55 Kg
Profundidad de asiento	21-31 cm	26-37 cm
Ancho de asiento incluyendo guías de caderas*	19-29 cm (34cm*)	27-37 cm (39cm*)

\*Sin guías de caderas

- Disponible en Tallas 1 y 2 color Turquesa
- Base High low híbrida con ruedas de exterior (Delanteras 6", traseras 12") con asa de empuje ajustable en altura
- Basculante y reclinable
- Respaldo estático y pad lumbar rotacional
- Reposapiés ajustables en ángulo con sandalias con cinchas.
- Reposabrazos ajustables en altura anchura y ángulo acolchados
- Cinturón pélvico de 4 puntos y cinturón de pecho.
- Laterales estándar con 20mm hacia dentro por lado.
- Bandeja
- Reposacabezas
- Tapicería en Dartex turquesa de fácil lavado

**TARIFA DE PRECIOS RECOMENDADA** Configuración personalizada

**01 Asiento - Incluye unidad de asiento, guías de muslo, guías de cadera y columna de respaldo.**

(Elegir 1 opción de este bloque)

Foto		Descripción	Referencia	PVP	
	Talla 1	Ancho de asiento 19-28cm, 21-31, 21-31cm	55501	1.426,77 €	<input type="checkbox"/>
	Talla 2	Seat width 27-37cm, depth 26-37cm	55502	1.475,87 €	<input type="checkbox"/>

**02 Respaldo - Altura y inclinación ajustable, incluye pletina de respaldo, acolchado, mecanismo estático o dinámico y mecanismo rotacional como opción**

(Elegir 1 opción de este bloque)

	Estático	Fijo Talla 1	55503	262,93 €	<input type="checkbox"/>
		Fijo Talla 2	55504	289,25 €	<input type="checkbox"/>
		Rotacional Talla 1	55505	489,06 €	<input type="checkbox"/>
		Rotacional Talla 2	55506	515,42 €	<input type="checkbox"/>
	Dinámico	Fijo Talla 1	55507	758,47 €	<input type="checkbox"/>
		Fijo Talla 2	55508	801,03 €	<input type="checkbox"/>
		Rotacional Talla 1	55509	983,93 €	<input type="checkbox"/>
		Rotacional Talla 2	55510	1.026,50 €	<input type="checkbox"/>

**03 Apoyo lumbar acolchado - Incluye pletina, y acolchado estático o rotacional como opción**

(Elegir 1 opción de este bloque, extras aparte)

	Estático	Talla 1 Altura ajustable	55511	131,65 €	<input type="checkbox"/>
		Talla 2 Altura ajustable	55512	139,34 €	<input type="checkbox"/>
	Rotacional	Talla 1 Altura, profundidad y multiangulo ajustable	55513	356,21 €	<input type="checkbox"/>
		Talla 2 Altura, profundidad y multiangulo ajustable	55514	363,89 €	<input type="checkbox"/>

**04 Barra de reposapiés y hardware - Ajustables individualmente en angulo con anclajes para sandalias**

(Elegir 1 opción de este bloque)

	Talla 1	Talla 1 barras de aluminio y anclajes	55515	217,98 €	<input type="checkbox"/>
	Talla 2	Talla 2 barras de aluminio y anclajes	55516	299,77 €	<input type="checkbox"/>

**05 Sandalias - Par de sandalias con cinchas**

(Elegir 1 opción de este bloque)

	Pequeñas	Sandalias con cinchas y hebilla, pequeñas	55533	132,72 €	<input type="checkbox"/>
	Medianas	Sandalias con cinchas y hebilla, medianas	55534	150,80 €	<input type="checkbox"/>
	Grandes	Sandalias con cinchas y hebilla, grandes	55535	154,93 €	<input type="checkbox"/>
	Talla 1	Bandeja de reposapiés con cinchas y hebilla, ODE T1	55586	136,20 €	<input type="checkbox"/>
	Talla 2	Bandeja de reposapiés con cinchas y hebilla, ODE T2	55587	148,36 €	<input type="checkbox"/>

**06 Reposabrazos - Par ajustable en altura ancho y ángulo.**

(Elegir 1 opción de este bloque)

	Acolchado pequeño	Talla 1	55518	306,42 €	<input type="checkbox"/>
		Talla 2	55519	325,42 €	<input type="checkbox"/>
	Acolchado mediano	Talla 1	55520	332,38 €	<input type="checkbox"/>
		Talla 2	55521	351,45 €	<input type="checkbox"/>

**07 Cinturón pélvico**

(Elegir 1 opción de este bloque)

	2-Puntos	Pequeño	55522	87,92 €	<input type="checkbox"/>
		Mediano	55523	94,90 €	<input type="checkbox"/>
	4-Puntos	Pequeño	55524	87,92 €	<input type="checkbox"/>
		Mediano	55525	94,90 €	<input type="checkbox"/>

**08 Cinturón de pecho / Arnés - (El cinturón incluye anclajes, y el arnés incluye el Kit de ajuste 93356)**

(Elegir 1 opción de este bloque, salvo que se quiera combinar cinturón y arnés)

	Cinturón	Extra pequeño Ancho75/Largo400+330mm	55536	77,41 €	<input type="checkbox"/>
		Pequeño Ancho100/Largo450+380mm	55537	91,46 €	<input type="checkbox"/>
		Mediano Ancho100/Largo510+410mm	55538	101,42 €	<input type="checkbox"/>
		Grande Ancho124/Largo610+510mm	55539	123,80 €	<input type="checkbox"/>
	Arnés	Extra Pequeño	55591	80,75 €	<input type="checkbox"/>
		Pequeño	55530	80,75 €	<input type="checkbox"/>
		Mediano	55531	86,59 €	<input type="checkbox"/>
		Grande	55532	95,83 €	<input type="checkbox"/>

**TARIFA DE PRECIOS RECOMENDADA** continuación

**09 Controles laterales - Incluye hardware y acolchados** (Elegir 1 opción si se quiere bandeja)

Foto		Descripción	Referencia	PVP	
	Estándar	Laterales extra pequeños rectos	55567	151,38 €	<input type="checkbox"/>
		Laterales pequeños 20mm hacia dentro por lado	55540	151,38 €	<input type="checkbox"/>
		Laterales pequeños rectos	55541	151,38 €	<input type="checkbox"/>
		Laterales medianos 20mm hacia dentro por lado	55542	157,21 €	<input type="checkbox"/>
		Laterales medianos rectos	55543	157,21 €	<input type="checkbox"/>
		Laterales grande 30mm hacia dentro por lado	55544	164,41 €	<input type="checkbox"/>
		Laterales grandes rectos	55545	164,41 €	<input type="checkbox"/>
	Abatibles	Abatibles pequeños 27mm hacia dentro por lado	55546	300,62 €	<input type="checkbox"/>
		Abatibles pequeños rectos	55547	300,62 €	<input type="checkbox"/>
		Abatibles medianos 27mm hacia dentro por lado	55548	308,64 €	<input type="checkbox"/>
		Abatibles medianos rectos	55549	308,64 €	<input type="checkbox"/>
		Abatibles grandes 27mm hacia dentro por lado	55550	315,45 €	<input type="checkbox"/>
		Abatibles grandes rectos	55551	315,45 €	<input type="checkbox"/>
	Flexibles (Abatibles)	Flexibles pequeños 27mm hacia dentro por lado	55552	526,08 €	<input type="checkbox"/>
		Flexibles pequeños rectos	55553	526,08 €	<input type="checkbox"/>
		Medianos flexibles 27mm hacia dentro por lado	55554	551,13 €	<input type="checkbox"/>
		Flexibles medianos rectos	55555	551,13 €	<input type="checkbox"/>
		Flexibles grandes 27mm hacia dentro por lado	55556	576,18 €	<input type="checkbox"/>
Flexibles grandes rectos		55557	576,18 €	<input type="checkbox"/>	
Para laterales estándar	Bloque de codos Pequeño	93518	158,16 €	<input type="checkbox"/>	
	Bloque de codos grande	93520	167,08 €	<input type="checkbox"/>	
	Swing-Away Para laterales abatibles y flexibles	Bloque de codos pequeños para abatibles y flexibles	93519	158,16 €	<input type="checkbox"/>
		Bloque de codos grandes para abatibles y flexibles	93521	167,08 €	<input type="checkbox"/>

**ACCESORIOS**

**Controles de hombro - Incluye acolchados y guías de arnés**

	Pequeños	Control de hombros pequeño	55558	516,06 €	<input type="checkbox"/>
	Grandes	Control de hombro grande	55559	551,13 €	<input type="checkbox"/>

**Bandeja - Incluye bandeja, barras y soporte (\*Requiere reposabrazos\*)**

		Bandeja talla 1	55526	345,34 €	<input type="checkbox"/>
		Bandeja Talla 2	55527	368,52 €	<input type="checkbox"/>

**Reposacabezas - Incluye reposacabezas, funda y brazo de ajuste**

	Pequeños	Reposacabezas Pequeño	55528	380,40 €	<input type="checkbox"/>
	Grandes	Reosacabezas grande	55529	408,80 €	<input type="checkbox"/>
	Mini	Reposacabezas multiajustable mini	55572	449,95 €	<input type="checkbox"/>
	Small	Reposacabezas multiajustable pequeño	55573	459,68 €	<input type="checkbox"/>
	Large	Reposacabezas multiajustable grande	55574	481,57 €	<input type="checkbox"/>
	Talla única	Adaptador para tubo ODE 15x15mm	55575	279,82 €	<input type="checkbox"/>
	Talla única	Adaptador articulación bola 19mm ODE	65942	279,82 €	<input type="checkbox"/>
	Talla única	Headaloft	77120	766,32 €	<input type="checkbox"/>
	Talla única	Soporte occipital Headalosft	77121	155,94 €	<input type="checkbox"/>

**Guía de arnés - Incluye anclajes**

	Talla Única	Kit guía arnés	55560	110,22 €	<input type="checkbox"/>
--	-------------	----------------	-------	----------	--------------------------

## ACCESORIOS continuación

### Tapicería - Incluye todos los tapizados necesarios para la unidad de asiento

Foto		Descripción	Referencia	PVP	
	Stirata	Rojo o morado. Todos los bordes en negro	Included in module codes	0,00 €	<input type="checkbox"/>
	Dartex	Negro o Azul o Fucsia o Turquesa. Todos los bordes en negro	Included in module codes	66,83 €	<input type="checkbox"/>
	Dartex invertido	Negro con bordes negros	Included in module codes	66,83 €	<input type="checkbox"/>

### Base (Elegir solo 1 de las siguientes categorías)

Base de interior - 4 Ruedas con freno, base high-low (Pistón de gas o eléctrico), basculante y empuñadura ajustable en ángulo.

	Manual High-low	Base de interior para Talla 1 y Talla 2	66101	1.767,70 €	<input type="checkbox"/>
	Eléctrica High-Low	Base de interior para Talla 1 y Talla 2	66102	2.569,34 €	<input type="checkbox"/>

Base de exterior - Con basculación, empuñadura ajustable, ruedas delanteras de 6" y ruedas traseras 12" o 16" con freno de tambor


	Ruedas traseras 12"	Base de exterior para Talla 1 y Talla 2	66111	1.957,29 €	<input type="checkbox"/>
	Ruedas traseras 16"	Base de exterior para Talla 1 y Talla 2	66112	2.054,57 €	<input type="checkbox"/>

Base Hibrida - Con ruedas delanteras de 6" y ruedas traseras de 12" o 16" con freno de tambor, función high-Low (con pistón de gas o eléctrica) basculante y empuñadura ajustable en ángulo

	Manual high-low	Base de interior y exterior para Talla 1 y Talla 2		2.066,55 €	<input type="checkbox"/>
	Eléctrica high-low	Base de interior y exterior para Talla 1 y Talla 2		2.806,86 €	<input type="checkbox"/>


### Colores

#### Stirata (Tela)


 Rojo

 Morado

#### Dartex (fácil lavado)


 Azul Marino

 Turquesa

 Fucsia

 Negro

 Dartex inverso Negro

<p>Asiento</p>	<p>Respaldo reclinable</p>	<p>Soporte lumbar rotacional</p>	<p>Reposapiés</p>	<p>Reposabrazos</p>	<p>Cinturón de pecho</p>
<p>Abatibles flexibles</p>	<p>Bandeja</p>	<p>Laterales de tronco</p>	<p>Reposacabezas Multiajustable</p>	<p>Reposacabezas</p>	<p>Bases móviles</p>
<p>Soporte hombro</p>	<p>Guía de arnés</p>				