



PRIM

trixi Hoja de pedido y configuración

enable
design

Cliente:


Ortopedia:

Dirección de entrega:

Fecha de valoración:

Email:

Técnico:



Peso del usuario (Kg):


Medidas clave (en mm)

Todas las medidas y dimensiones definidas en la ISO 16840-1

A	Ancho de pecho	H	Profundidad de muslo
B	Ancho de caderas	I	Profundidad de Isquión
C	Ancho exterior pies	J	Longitud pies
D	Altura de hombros	K	Profundidad curva torácica
E	Altura axila	L	Altura reposabrazos
F	Altura EPIS (Espinilla Iliaca Postero Superior)	M	Ángulo muslo - pantorrilla
G	Ángulo muslo - tronco	N	Longitud pantorrilla

Ángulo Abducción
Derecha

Ángulo Abducción
Izquierda



Información de la base de la silla



Marca:

Modelo:

Talla:


Diametro
de tubo:

Respaldo






Altura Respaldo	
Talla 1 ☐	Min : 350 Max : 450
TRX-BK-1 1.398,59€	
Talla 2 ☐	Min : 400 Max : 500
TRX-BK-2 1.435,16€	
Talla 3 ☐	Min : 450 Max : 550
TRX-BK-3 1.461,43€	

Selección de color para el acolchado frontal del respaldo



Soporte Sacro con Bola



Talla 1,2,3 ☐

TRX-SC-BL
112€

Funda Respaldo Extra



Talla 1 ☐ ED

TRX-SCB-1-
432,54€

Talla 2 ☐ ED

TRX-SCB-2-
432,54€

Talla 3 ☐ ED

TRX-SCB-3-
432,54€

Controles laterales de tronco fijos planos

Extendidos



Talla 1 ☐

TRX-FX-LAT-1-EL
417,41€

Talla 2 ☐

TRX-FX-LAT-2-EL
406,91€

Talla 3 ☐

TRX-FX-LAT-3-EL
414,41€

Cortos



Talla 1 ☐

TRX-FX-LAT-1-SL
417,41€

Talla 2 ☐

TRX-FX-LAT-2-SL
406,91€

Talla 3 ☐

TRX-FX-LAT-3-SL
414,41€

Controles laterales de tronco abatibles curvados

Extendidos



Talla 1 ☐

TRX-SA-LAT-1-EL
493,71€


Talla 2 ☐

TRX-SA-LAT-2-EL
499,74€

Talla 3 ☐

TRX-SA-LAT-3-EL
508,04€

Cortos



Talla 1 ☐

TRX-SA-LAT-1-SL
493,71€

Talla 2 ☐


TRX-SA-LAT-2-SL
499,74€

Talla 3 ☐

TRX-SA-LAT-3-SL
508,04€

Respaldo

Control de codo para controles laterales de tronco



Talla 1 ☐
TRX-ES-1
149,15€

Talla 2 ☐
TRX-ES-2
152,01€

Talla 3 ☐
TRX-ES-3
157,04€

Soporte de hombro



Talla 1 ☐
TRX-SS-1
286,95€

Talla 2 ☐
TRX-SS-2
286,95€

Talla 3 ☐
TRX-SS-3
286,95€

Soporte lumbar




Talla 1 ☐
TRX-LS-1
56,67€

Talla 2 ☐
TRX-LS-2
59,32€

Talla 3 ☐
TRX-LS-3
62,41€

Placas torácicas posteriores



Talla 1 ☐ QTY:
TRX-TF-1
96,22€

Talla 2 ☐ QTY:
TRX-TF-2
98,54€

Talla 3 ☐ QTY:
TRX-TF-3
94,01€


Talla1 2 Pairs Max

Talla2 2 Pairs Max

Talla3 3 Pairs Max

Placas de extensión de montaje

50mm Extension




Talla 1,2,3 ☐
TRX-EX-MTG-PT
78,62€

Notas:

Respaldo


Hardware de montaje de reposacabezas



Talla 1 
TRX-SM-HR-MTG
185,26€

Talla 2,3 
TRX-LG-HR-MTG
194,97€

Hardware de montaje de reposacabezas de 15,88mm




Talla 1,2,3 
TRX-HR-MTG
112,46€

Funda de montaje de reposacabezas de 15mm



Talla 1,2,3 
TRX-HR-SL
44,14€

Hardware de montaje de reposacabezas de 12,7mm



Talla 1,2,3 
TRX-HR-MTG-12.7
112,40€

Almohadilla de reposacabezas curvada pequeña



Talla 1,2,3 
TRX-CHD-S
211,65€

Almohadilla de reposacabezas curvada grande



Talla 1,2,3 
TRX-CHD-L
218,24€

Almohadilla de reposacabezas multiajustable



Talla 1,2,3 
TRX-AHD
405,47€

Almohadilla de reposacabezas curvado pequeño de PU



Talla 1,2,3 
TRX-5-S
179,14€

Almohadilla de reposacabezas contorneado de PU



Talla 1,2,3 
TRX-6-S
188,76€

Almohadilla de reposacabezas contorneado extendido de PU





Talla 1,2,3 
TRX-10-S
202,94€

Almohadilla de reposacabezas con alas de PU



Talla 1,2,3 
TRX-1-S
176,40€

Base de asiento y cojín




	Profundidad	Ancho
Talla 1 ☐ TRX-SP-1 1.524,93€	Min : 270 Max : 420	Min : 200 Max : 300
Talla 2 ☐ TRX-SP-2	Min : 330 Max : 470	Min : 260 Max : 350
Talla 3 ☐ TRX-SP-3 1.782,26€	Min : 390 Max : 520	Min : 310 Max : 400

Selección de color y tejido para la parte superior del cojín



ED 311



ED 145



ED 283



ED 276



ED 275



ED 317



ED 158



Dartex ED 999

Funda anti incontinencia

Dartex



Talla 1 ☐ TRX-S-IC-1
225,10€

Talla 2 ☐ TRX-S-IC-2
225,10€

Talla 3 ☐ TRX-S-IC-3
225,10€

Funda extra cojín




Talla 1 ☐ ED TRX-SCS-1-
432,54€

Talla 2 ☐ ED TRX-SCS-2-
432,54€

Talla 3 ☐ ED TRX-SCS-3-
432,54€

Soporte lateral de rodilla Fijo




Talla 1 ☐ TRX-FX-AS-1
282,44€

Talla 2 ☐ TRX-FX-AS-2
286,98€

Talla 3 ☐ TRX-FX-AS-3
295,54€

Soporte lateral de rodilla extraíbles



Talla 1 ☐ TRX-QR-AS-1
338,09€

Talla 2 ☐ TRX-QR-AS-2
349,00€


Talla 3 ☐ TRX-QR-AS-3
359,24€

Tubos de asiento de Ki Mobility



Talla 1,2,3 ☐ TRX-KI-TB
65,91€

Soporte medial de rodilla extraíbles




Talla 1 ☐ TRX-QR-MS-1
329,67€

Talla 2 ☐ TRX-QR-MS-2
335,35€

Talla 3 ☐ TRX-QR-MS-3
346,03€

Base de asiento

Soporte de cadera lateral multiajustable fijo




Talla 1 
TRX-FX-HG-1
365,80€

Talla 2 
TRX-FX-HG-2
370,48€

Talla 3 
TRX-FX-HG-3
390,58€

Soporte de cadera lateral multiajustable extraíbles




Talla 1 
TRX-QR-HG-1
590,08€

Talla 2 
TRX-QR-HG-2
596,28€

Talla 3 
TRX-QR-HG-3
623,09€

Soporte lateral de cadera fijo y reposabrazos




Talla 1 
TRX-FX-HG-AR-1
952,64€

Talla 2 
TRX-FX-HG-AR-2
952,64€

Talla 3 
TRX-FX-HG-AR-3
1.017,61€

Soporte lateral de cadera extraíble y reposabrazos




Talla 1 
TRX-QR-HG-AR-1
1.054,95€

Talla 2 
TRX-QR-HG-AR-2
1.074,16€

Talla 3 
TRX-QR-HG-AR-3
1.123,45€

Sistema de reposapiés independiente



Talla 1 
TRX-SSF-1
779,39€

Talla 2 
TRX-SSF-2
782,54€

Talla 3 
TRX-SSF-3
813,61€

Sandalias partidas con cincha



Talla 1 
TRX-SAN-1
307,25€

Talla 2 
TRX-SAN-2
314,49€

Talla 3 
TRX-SAN-3
328,20€

Bandeja



Talla 1 
TRX-TY-1
408,06€

Talla 2 
TRX-TY-2
421,21€


Talla 3 
TRX-TY-3
436,98€

Bloques de codo para bandeja



Talla 1,2,3 
TRX-TES
226,36€

Cuñas de oblicuidad pélvica




Talla 1 
TRX-POW-1
66,50€

Talla 2 
TRX-POW-2
66,50€


Talla 3 
TRX-POW-3
66,50€

Bloque de codo para reposabrazos




Talla 1,2,3 
TRX-AES
226,36€

Montaje de cinturón de 2p y 4p




Talla 1,2,3
TRX-LP-TB
53,20€

Montaje ajustable de cinturón de 2p y 4p



Talla 1,2,3
TRX-ALAPFP
91,74€

Guías de arnés de tronco



Talla 1,2,3
TRX-HG
53,46€

Notas:

Medidas

Información técnica

Todas las medidas en mm	Talla 1		Talla 2		Talla 3	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Rango de edad (Aproximado)	5	9	8	12	11	15
Peso máximo de usuario	65Kg		75Kg		85Kg	
Profundidad de asiento	270	420	330	470	390	520
Ancho de asiento con soportes laterales de cadera	220	300	260	350	310	400
Ancho de rodilla	70	100	90	120	100	130
Altura respaldo	350	450	400	500	450	550
Ancho de respaldo	260		310		360	
Ancho lateral	180	280	230	330	280	380
Ángulo de respaldo	10°	-25°	10°	-25°	10°	-25°
Longitud reposapiés	250	380	320	480	320	560
Base de asiento compatible con ancho de tubo	12"	14"	14"	16"	16"	18"
Base de asiento compatible con ancho de tubo	305	360	355	406	406	457
Respaldo compatible con ancho de tubo	12"	14"	12"	16"	14"	18"
Respaldo compatible con ancho de tubo	305	360	305	406	355	457

Peso

Respaldo		
- Carcasa de respaldo - Control lateral de tronco fijos 1 Par de soportes torácicos posteriores		
Size 1	Size 2	Size 3
2.8 Kg	3.3Kg	4.1KG


Asiento		
- Base de asiento, cojín y funda - Soporte lateral de cadera fijo - Soporte medial de rodilla extraíble		
Size 1	Size 2	Size 3
5.4 Kg	6.6 Kg	7.9 KG

Dimensiones


Información técnica

Todas las medidas en mm


Almohadilla lateral de tronco curvado

	A	B	C
	115	100	20
	130	125	20
	155	150	25


Almohadilla lateral de tronco plana

	A	B
	120	100
	135	125
	160	150

Almohadilla control de cadera

	A	B
	205	110
	240	130
	275	150


Almohadilla lateral rodilla

	A	B	C	D
	140	145	75	80
	160	160	85	90
	180	175	95	100


Almohadilla de reposabrazos

	A	B
	230	90
	280	100
	330	110

Almohadilla de hombro y codo


	A	B
	95	125
	105	145
	115	165

Placas torácicas posteriores

	A	B
	95	35
	115	40
	145	50

Depth Adj:40MM

Soporte lumbar


	A	B
	130	65
	150	75
	170	85

Depth Adj:30MM

Dimensiones


Información técnica


Todas las medidas en mm



Reposapiés		
	A	B
	210	115
	235	125
	260	135

Sandalias				
	A	B	C	D
	175	100	85	55
	200	110	95	60
	225	120	105	65

D: Altura

Bloque de codo de reposabrazos y bandeja		
	A	B
	115	95

Bandeja				
	A	B	C	D
	560	510	265	125
	600	550	295	145
	650	600	325	165


Enlaces controles de tronco	
	30
	50

Dimensiones


Información técnica

Todas las medidas en mm


Almohadilla lateral de tronco curvado

	A	B	C
	115	100	20
	130	125	20
	155	150	25


Almohadilla lateral de tronco plana

	A	B
	120	100
	135	125
	160	150

Almohadilla control de cadera

	A	B
	205	110
	240	130
	275	150


Almohadilla lateral rodilla

	A	B	C	D
	140	145	75	80
	160	160	85	90
	180	175	95	100


Almohadilla de reposabrazos

	A	B
	230	90
	280	100
	330	110

Almohadilla de hombro y codo


	A	B
	95	125
	105	145
	115	165

Placas torácicas posteriores

	A	B
	95	35
	115	40
	145	50

Depth Adj:40MM

Soporte lumbar

	A	B
	130	65
	150	75
	170	85


Depth Adj:30MM

Dimensiones


Información técnica

Todas las medidas en mm


Almohadilla lateral de tronco curvado

	A	B	C
	115	100	20
	130	125	20
	155	150	25


Almohadilla lateral de tronco plana

	A	B
	120	100
	135	125
	160	150

Almohadilla control de cadera

	A	B
	205	110
	240	130
	275	150


Almohadilla lateral rodilla

	A	B	C	D
	140	145	75	80
	160	160	85	90
	180	175	95	100


Almohadilla de reposabrazos

	A	B
	230	90
	280	100
	330	110

Almohadilla de hombro y codo


	A	B
	95	125
	105	145
	115	165

Placas torácicas posteriores

	A	B
	95	35
	115	40
	145	50

Depth Adj:40MM

Soporte lumbar

	A	B
	130	65
	150	75
	170	85

Depth Adj:30MM